

MASAŻER PISTOLET

SYMBOL: 24216

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed przystąpieniem do używania produktu, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość oraz zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

1. UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Masażer mięśniowy Pistolet Massage Gun służy do zmniejszania bólu mięśni, poprawy krążenia krwi i łagodzenia bólu stawów po ciężkim treningu lub długotrwałej pracy fizycznej. Jest stosowany przez profesjonalnych sportowców i osoby cierpiące na stwardnienie rozsiane, zapalenie stawów i zanik mięśni.

Masażer mięśni wykorzystuje metodę terapii wibracyjnej, która łączy określoną amplitudę, częstotliwość drgań i moment obrotowy elementu masującego. Efekt osiąga się poprzez oddziaływanie na wewnętrzne warstwy ścięgien, tkanki mięśniowej i powięzi, które nie powodują bólu. Wykonany jest w ergonomicznej formie w kształcie pistoletu, wygodnie leży w dłoni, jest wygodny w użyciu.

Ładowanie masażera – w trakcie ładowania, niebieski wskaźnik miga aż wszystkie lampki zapalą się ciągłym niebieskim światłem.

2. RODZAJE KOŃCÓWEK

- **Pocisk:** przeznaczony do punktów spustowych (zgrubień na tkance które wywołują ból)
- **Okrągła:** uniwersalna - przeznaczona do masażu wszystkich części ciała.
- **Płaska:** przeznaczona do pracy na małych i dużych grupach mięśniowych.
- **Widełki:** przeznaczone do pracy na mięśniach węższych i dłużych (np. prostownik grzbietu, czworoboczny grzbietu, brzuchaty tydki).

3. INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Przycisk ON/OFF znajduje się z tyłu urządzenia
- Przytrzymanie przycisku ON/OFF przez 2 sekundy włącza/wyłącza urządzenie
- Po włączeniu, krótkie kliknięcie zmienia szybkość masażu
- Aby wyłączyć urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 2 sekundy.
- Końcówki dołączone w zestawie należy wymieniać tylko podczas gdy urządzenie jest wyłączone.
- Krótko nacisnąć przycisk zasilania, aby wyświetlić aktualny poziom naładowania baterii

4. SPECYFIKACJA PRODUKTU

- Wskaźnik prędkości (niebieska lampka)
- 6 stopni intensywności masażu
- 4 różne końcówki
- Wymiary bez końcówek: 16,5cm x 21,5cm x 5cm
- Zasilanie: akumulatorowe
- Ładowanie za pomocą kabla USB-C
- Pojemność akumulatora: 1800mAh
- Moc urządzenia 30W

5. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie do masażu
- 4 wymienne końcówki
- Kabel USB-C do ładowania

6. UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Czyścić delikatną, wilgotną ściereczką.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, palny gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:- został uszkodzony, - nie działa prawidłowo, - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Produkt tylko do użytku przez osoby dorosłe.
- Nie zmieniaj ani nie modyfikuj urządzenia w żaden sposób.
- Nigdy nie używaj ani nie ładuj urządzenia bez nadzoru.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki bólu lub dyskomfortu, natychmiast przestań go używać.
- Używaj tego urządzenia wyłącznie na tkankach miękkich ciała, nie powodując bólu ani dyskomfortu. Nie rób używaj go na głowie lub jakiegokolwiek twardej lub kościstej części ciała.
- Można go stosować wyłącznie na suche, czyste powierzchnie skóry ciała i nie można go stosować przez ubranie. Naciśnij i delikatnie przesuń go po skórze. Czas trwania każdej części wynosi około 60 sekund.
 - Produkt jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy lub jest on dołączony do produktu.
 - To urządzenie ma niewymienny akumulator
 - Urządzenia nie wolno wrzucać do otwartego ognia
 - Nie otwieraj ani nie zwieraj akumulatora. Może to doprowadzić do przegrzania i rozerwania akumulatora. Niebezpieczeństwo pożaru!
 - Podczas ładowania nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
 - Nigdy nie należy wrzucać baterii / akumulatorów do ognia lub wody.
 - Nigdy nie należy narażać baterii / akumulatorów na obciążenia mechaniczne.
 - Zwracaj uwagę na to, aby kabel ładowania nie był mokry ani wilgotny. Kabel układaj w taki sposób, aby nie został zakleszczony ani uszkodzony.

- Uszkodzony.
- Urządzenie oraz kabel ładowania trzymaj z dala od gorących powierzchni.
- Nie wolno samodzielnie wykonywać żadnych napraw urządzenia.
- Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych elementów wymagających konserwacji.

7. CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- Porażenie prądem elektrycznym!
- Nie czyść urządzenia w trakcie ładowania. Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze wyłączaj urządzenie. Podczas czyszczenia należy pamiętać o tym, aby do wnętrza obudowy nie przedostała się wilgoć.

UWAGA!

- Nie używaj ściernych ani agresywnych środków czyszczących. Mogą one uszkodzić powierzchnię!
- Wyłącz urządzenie naciskając i przytrzymując przycisk przez ok. 2 sekundy.
- Odłącz kabel ładowania USB.
- Przetrzyj urządzenie lekką wilgotną ściereczką.
- Przed schowaniem urządzenia do przechowywania lub ponownym uruchomieniem urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.

6. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA BATERII/AKUMULATORÓW

- Baterie / akumulatory należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia należy natychmiast udać się do lekarza!
- Baterii jednorazowego użytku nie wolno ładować ponownie. Baterii / akumulatorów nie należy zwiierać i / lub otwierać. Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii / akumulatorów do ognia lub wody.
- Nigdy nie należy narażać baterii / akumulatorów na obciążenia mechaniczne.
- Ryzyko wycieku kwasu z baterii /akumulatorów
- Należy unikać ekstremalnych warunków i temperatur, które mogą oddziaływać na baterie / akumulatory, np. kaloryferów / bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
- Jeśli wyciekną baterie / akumulatory, należy unikać kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z chemikaliami! Dotknięte miejsca natychmiast przepłukać czystą wodą i udać się do lekarza!
- Wylane lub uszkodzone baterie / akumulatory po dotknięciu skóry mogą spowodować poparzenia chemiczne. Dlatego należy w takim przypadku nakładać odpowiednie rękawice ochronne.
- Produkt posiada wbudowany akumulator, który nie może być wymieniony przez użytkownika.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ŻUŻYTYM OPAKOWANIEM

Żużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTILIZACJA ŻUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

CE Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.
Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Niewłaściwa utylizacja baterii / akumulatorów stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego!

Baterii / akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie / akumulatory należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Wbudowany akumulator nie może być rozmontowywany w celu utylizacji. Produkt należy przekazać w całości w punkcie zbiórki zużytej elektroniki.

IMPORTER/EINFUHRER/DOVOZCE:

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
WYGODY 16
05-090 PODOLSZYN NOWY
POLAND

internetowa-hurtownia.pl
verk.store
verk.pl