

# MASAŻER DO PODBRÓDKA

SYMBOL: 24427

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### ZASTOSOWANIE I OPIS URZĄDZENIA

- Ultradźwiękowe urządzenie, które łączy w sobie kilka technologii. Poprzez zastosowanie tak wielu funkcji w niepozornie niewielkim urządzeniu możemy utrzymać naszą skórę w doskonałej formie. Dzięki regularnemu używaniu masażera nasza skóra stanie się dogłębnie oczyszczona, odżywiona, zapobiegniemy jej starzeniu się, poprawimy jej elastyczność poprzez efekt liftingu oraz wygładzimy strukturę sprawiając, że stanie się promienna i zdrowo wyglądająca. Jeśli, więc nie masz czasu na wizyty w gabinetach kosmetycznych nasze urządzenie będzie świetnym rozwiązaniem, żeby zachować młody wygląd na dłużej.
- Zaawansowana technologia EMS pozwala na delikatne stymulowanie mięśni twarzy i szyi, co sprzyja ich ujędrnieniu i zwiększa elastyczność skóry. Regularne korzystanie z masażera może wpłynąć na redukcję widoczności zmarszczek i opadających konturów twarzy.
- Technologia mikroprądów napinających skórę jest bezpiecznym i legalnym urządzeniem upiększającym.
- Pomaga poprawić wygląd skóry.
- Mikroprąd EMS skutecznie usuwa drobne linie i zmarszczki. Poprawia kontur twarzy i koloryt skóry.
- Urządzenie o małych gabarytach, można je ze sobą zabrać wszędzie.
- 3 poziomy regulacji spełnią wszystkie oczekiwania. Nadaje się do wielu rodzajów skóry.

### MASAŻER POSIADA 3 TRYBY PRACY:

- Niebieskie światło i wibracje - może pomóc w syntezie białka i kolagenu, poprawia napięcie skóry
- Czerwone światło i wibracje - może zwiększyć witalność komórek skóry polepszyć krążenie krwi, wygładzanie zmarszczek
- Fioletowe światło wibracje, temperatura 45°C- poprawia utlenienie i napięcie skóry stymuluje przepływ limfy

### PRZECIWWSKAZANIA:

- Kobiety w ciąży, karmiące lub podczas menstruacji
- Osoby cierpiące na alergie skórne, na atopowe zapalenie skóry, na infekcje wirusowe lub bakteryjne obszaru podlegającego zabiegowi
- Osoby chorujące na nowotwór
- Osoby posiadające rozrusznik lub implanty
- Osoby po zabiegach wypełniaczami, należy zrobić 3 miesiące przerwy od zabiegu

### KONTROLA URZĄDZENIA:

- Przytrzymanie przycisku włącza i wyłącza urządzenie
- Pojedyncze kliknięcie zmienia tryby pracy
- Szybkie podwójne kliknięcie zwiększa intensywność masażu

### SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Wykonany z wysokiej jakości materiału
- Moc: 1,5W
- 3 poziomy mocy
- 3 tryby pracy
- Przycisk zmiany mocy wibracji
- Zasilanie: akumulatorowe
- Pojemność baterii: 500mAh
- Ładowanie: USB
- Wymiary: 8,5cm x 4,5cm

### ZESTAW ZAWIERA:

- Fabrycznie nowy masażer do oczu
- Kabel zasilający USB, adapter
- Oryginalne opakowanie

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Czyścić delikatną, wilgotną ściereczką
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:- został uszkodzony, - nie działa prawidłowo, - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub - został nadmiernie obciążony podczas transportu.

### WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

### UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużyte wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

#### Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

#### Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

### IMPORTER/EINFUHRER/DOVOZCE:

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

internetowa-hurtownia.pl

verk.store

verk.sklep.pl