

(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI - WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA
ELEKTROSTYMULATOR MIĘŚNI I NERWÓW SYMBOL: 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(EN) USER MANUAL - OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS
MUSCLE AND NERVE ELECTROSTIMULATOR SYMBOL : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG - BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE
SYMBOL ELEKTROSTIMULATORS FÜR MUSKELN UND NERVEN : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ RADY
SYMBOL ELEKTROSTIMULÁTORU SVALŮ A NERVŮ : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(FR) MANUEL D'UTILISATION - CONSEILS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ
SYMBOLE D'ÉLECTROSTIMULATEUR MUSCULAIRE ET NERVEUX : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(IT) MANUALE OPERATIVO - CONSIGLI OPERATIVI E DI SICUREZZA
SIMBOLO DI ELETTROSTIMOLATORE MUSCOLARE E NERVOSO : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(ES) MANUAL DE OPERACIÓN - CONSEJOS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD
SÍMBOLO DE ELECTROESTIMULADOR DE MÚSCULOS Y NERVIOS : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(NL) BEDIENINGSHANDLEIDING - BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDTIPS
SYMBOL VAN SPIER- EN ZENUW ELEKTROSTIMULATOR : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(SE) BRUKSANVISNING - DRIFT- OCH SÄKERHETSTIPS
SYMBOL FÖR MUSKEL- OCH NERVELEKTROSTIMULATOR : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(GR) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ ΜΥΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΝ : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(RO) MANUAL DE OPERARE - SFATURI DE OPERAREA SI SIGURANTA
SIMBOLUL ELECTROSTIMULATORULUI MUSCULAR SI NERVOS : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(PT) MANUAL DE OPERAÇÃO - DICAS DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA
SÍMBOLO DO ELETROESTIMULADOR MUSCULAR E NERVOSO : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(BG) РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ - СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ
СИМВОЛ НА ЕЛЕКТРОСТИМУЛАТОРА НА МУСКУЛИТЕ И НЕРВИТЕ : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI TIPP EK
IZOM- ÉS IDEG ELEKTROSTIMULÁTOR SZIMBÓLUM : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(DK) BETJENINGSVEJLEDNING - BETJENINGS- OG SIKKERHEDSTIPS
SYMBOL FOR MUSKEL- OG NERVELEKTROSTIMULATOR : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(SK) NÁVOD NA OBSLUHU - RADY NA PREVÁDZKU A BEZPEČNOSŤ
SYMBOL ELEKTROSTIMULÁTORA SVALOV A NERVOV : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(FI) KÄYTTÖOHJE - KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSVINKKEJÄ
LIHAS- JA HERMOSTIMULAATTORIN SYMBOLI : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(LT) NAUDOJIMO VADOVAS – NAUDOJIMO IR SAUGOS PATARIMAI
RAUMENŲ IR NERVŲ ELEKTROSTIMULIATORIAUS SIMBOLIS : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(LV) LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA – LIETOŠANAS UN DROŠĪBAS PADOMI
MUSKUĻU UN NERVU ELEKTROSTIMULATORA SIMBOLS : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(EE) KASUTUSJUHEND – KASUTUS- JA OHUTUSJUHEND
LIHASTE JA NÄRVIDE ELEKTROSTIMULAATORI SÜMBOL : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(SI) PRIROČNIK ZA UPORABO - NASVETI ZA UPORABO IN VARNOST
SIMBOL ZA ELEKTROSTIMULATOR MIŠIC IN ŽIVCEV : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(IE) LÁMHLEABHAR OIBRIÚCHÁIN - TIPS OIBRIÚCHÁIN AGUS SÁBHÁILTEACHTA
RÉALTRA-PHROJEICTEORAÍ SIOMBOOL: 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(MT) MANWAL OPERAT - OPERAZZJONI U GHAJR TAS-SIGURTÀ
SIMBOLU GHALL-ELETTROSTIMULATUR TAL-MUSKOLI U N-NERVITURI : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(HR) PRIRUČNIK ZA UPORABU - SAVJETI ZA UPOTREBU I SIGURNOST
SIMBOL ZA ELEKTROSTIMULATOR MIŠIĆA I ŽIVACA: 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

(RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
СИМВОЛ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОРА МЫШЦ И НЕРВОВ : 15833 EAN/GTIN: 5907451319093

Importer / Importeur / Importateur / Importatore / Importador / Importör / Εισαγωγέας / Importator / Dovožce / Importador / Вноситель / Importör / Importør / Dovožca / Maahantuoja / Importuotojas / Importētājs / Maaletooja / Uvoznik / Allmhaireoir / Importatur / Uvoznik / Импортёр:

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

info@verkgroup.pl

+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl

verk.store

verk.pl



Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed przystąpieniem do używania produktu, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość oraz zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

ZASTOSOWANIE I OPIS URZĄDZENIA

Niniejszy produkt przeznaczony jest do użytku domowego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego lub innych zastosowań. Elektrostymulator mięśni jest to urządzenie do terapii przeznaczone do domowego użytku. Urządzenie do elektrostymulacji można wykorzystać w sporcie, rehabilitacji, w pielęgnacji ciała i dla poprawy urody.

Jest skuteczny w redukcji tkanki tłuszczowej czy likwidacji cellulitu. Pomaga także w leczeniu bólu. Stąd też elektrostymulacja mięśni jest zabiegiem niezwykle pożytecznym w kontekście rekonwalescencji po wielu kontuzjach. Sportowcy doceniają urządzenia także ze względu na lepszą regenerację i likwidację bólów i zakwasów, które były bardzo dokuczliwe dzień po wykonanym treningu.

Zestaw zawiera parę kłapek, które pełnią rolę elektrod na stopy, dzięki temu można masować zmęczone stopy po wyczerpującym dniu pracy.

- Trening mięśni i zwiększenie ich wytrzymałości
- Relaks
- Zmęczenie mięśni
- Regeneracji mięśni po wysiłku
- Bóle pleców
- Bóle stawów
- Nerwobóle
- Przy bólach pourazowych układu ruchu
- Przy zaburzeniach krążenia krwi
- W chronicznych stanach bólowych o różnych przyczynach

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji CE nie można w żaden sposób przebudowywać ani modyfikować produktu. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż wcześniej opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar, porażenie prądem itp.

URUCHOMIENIE/ ZASTOSOWANIE PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH

- Uwaga. Należy całkowicie usunąć materiał opakowania z produktu.
- Upewnij się, że elementy są prawidłowo zmontowane.
- Elektrody należy przykleić na ciało w wybranych miejscach:

Przycisk SHOULDER - masuje ramiona i plecy

Przycisk WAIST - masuje talię i okolicePrzycisk JOINT - stymuluje stawy

Przycisk HAND&FOOT - masuje stopy i ręce

Przycisk LEG - nogi

Przyciskami: **PRESS, RUB, VIBRATE, THUMB**, zmieniamy rodzaj wykonywanego masażu.

Wkładanie / Wymiana baterii

- Otworzyć pokrywę komory baterii i zdjąć ją.
- Usunąć zużyte baterie. Włożyć nowe baterie do komory baterii.
- Zwrócić przy tym uwagę na ułożenie biegunów (+ i -).
- Zamknąć pokrywę komory baterii.

Podłączanie do zasilania przez USB

- Usunąć baterie z komory baterii, zanim ustanowi się połączenie USB.
- Połączyć kabel USB ze źródłem prądu USB.
- Połączyć wtyczkę DC kabla USB do gniazda zasilającego produktu.

Wybór zasilania elektrycznego

Jeśli wtyczka DC nie jest podłączona do produktu, zasilanie prądem odbywa się za pomocą baterii.

Instrukcja wymiany baterii:

- Należy prawidłowo włożyć baterie zwracając uwagę na biegunowość +/-.
- Należy używać baterii jednego typu.
- Zawsze wymieniaj cały komplet baterii.
- Wyczerpane baterie należy wyciągnąć z urządzenia, nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.

- Nigdy nie próbuj ładować zwykłych baterii.
- Nieużywane baterie należy przechowywać w opakowaniu z dala od metalowych obiektów.
- **Nie zostawiać dzieci bez nadzoru.**

WSKAZÓWKA

- Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i występowania widocznych uszkodzeń.
- W przypadku niekompletnej dostawy bądź stwierdzenia uszkodzeń wskutek wadliwego opakowania lub transportu należy skontaktować się z infolinią serwisową.

DANE TECHNICZNE

- Kod produktu: 15833
- Czytelny wyświetlacz LCD
- Możliwość podłączenia 4 elektrod lub pary kłapek
- Klapki na rzepy: długość wkładki 26cm
- Regulacja szybkość i intensywności
- Intuicyjna obsługa
- Efektywny wybór programów
- Wybór rodzaju masażu 1x przewód łączący (4 ZAPINKI)
- 1x przewód łączący (2 ZAPINKI)
- Podkładka na elektrody
- Ładowarka i kabel zasilający USB
- Możliwość zasilania za pomocą baterii: 3x AA (brak w zestawie)
- Produkt posiada certyfikat CE
- Uwaga! Urządzenie nie powinno być używane przez osoby posiadające rozrusznik serca, pompę insulinową oraz kobiety w ciąży.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- Przed określeniem miejsca aplikacji elektrod należy zawsze pamiętać o zasadach ogólnych, które nie pozwalają na rozmieszczanie elektrod w następujących miejscach:
- Po przeciwległych stronach mózgowcaszki w taki sposób, aby impuls elektryczny biegł przez mózgowie
- Po przeciwległych stronach klatki piersiowej w taki sposób, aby impuls biegł przez śródpiersie
- Bezpośrednio na ranach
- Bezpośrednio nad zatoką szyjną (przednio-boczna środkowa część szyi)
- Na powiekach i nad oczodołem
- Bezpośrednio w miejsc zmian zapalnych lub zainfekowanych
- Wewnątrz jamy ustnej na śluzówkę
- Na gęsto owłosionej skórze (skórę można ogolić)
- Uwaga! Urządzenie nie powinno być używane przez osoby posiadające rozrusznik serca, pompę insulinową oraz kobiety w ciąży.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Niniejszy produkt może być używany przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia lub wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia produktu i rozumieją wynikające z niego zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się produktem
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru..
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:- został uszkodzony, - nie działa prawidłowo, - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Zabrania się używania produktu w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek jej części. W przypadku uszkodzenia przewodu zabrania się dokonywania samodzielnych napraw.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie.
- Chronić produkt przed wilgocią.

- Upewnić się, aby nie uszkodzić kabla USB ostrymi krawędziami lub gorącymi przedmiotami. Przed użyciem należy całkowicie rozwinąć kabel USB.
- Dołączony kabel USB nadaje się wyłącznie do tego produktu.
- Natychmiast wyłączyć produkt i usunąć kabel z produktu, jeśli pachnie spalenizną lub widać dym. Zlecić sprawdzenie produktu wykwalifikowanemu technikowi przed ponownym użyciem.
- Jeśli używa się zasilacza USB, gniazdko musi być zawsze łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej można było łatwo wyjąć zasilacz USB z gniazdka. Proszę przestrzegać również instrukcji obsługi producenta.
- Produkt należy zawsze używać zgodnie z przeznaczeniem.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA BATERII/AKUMULATORÓW

- Baterie / akumulatory należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia należy natychmiast udać się do lekarza!
- Baterii jednorazowego użytku nie wolno ładować ponownie. Baterii / akumulatorów nie należy zwierać i / lub otwierać. Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii / akumulatorów do ognia lub wody.
- Nigdy nie należy narażać baterii / akumulatorów na obciążenia mechaniczne.
- Ryzyko wycieku kwasu z baterii / akumulatorów.
- Należy unikać ekstremalnych warunków i temperatur, które mogą oddziaływać na baterie / akumulatory, np. kaloryferów / bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
- Jeśli wyciekną baterie / akumulatory, należy unikać kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z chemikaliami! Dotknięte miejsca natychmiast przepłukać czystą wodą i udać się do lekarza!
- Wylane lub uszkodzone baterie / akumulatory po dotknięciu skóry mogą spowodować poparzenia chemiczne. Dlatego należy w takim przypadku nakładać odpowiednie rękawice ochronne.



WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne. Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwagi na ochronę środowiska, nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłym odpadem komunalnym do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.



Ten produkt jest zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw europejskich i krajowych, które go dotyczą. Produkt spełnia europejskie oraz krajowe wymagania o bezpieczeństwie urządzeń i produktów.



Ten produkt jest zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw europejskich i krajowych, które go dotyczą RoHS.



Nie należy patrzeć we włączone źródło światła. Może to być szkodliwe dla oczu.



Niewłaściwa utylizacja baterii / akumulatorów stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego!

Baterii / akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

Dlatego też zużyte baterie / akumulatory należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Wbudowany akumulator nie może być rozmontowywany w celu utylizacji. Produkt należy przekazać w całości w punkcie zbiórki zużytej elektroniki.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing our product!

Before using the product, please read the following instructions to ensure proper use of the product.

Please keep this manual for future reference and follow its recommendations, as failure to follow its instructions may pose a threat to life or health.

APPLICATION AND DESCRIPTION OF THE DEVICE

This product is intended for home use. This product is not intended for commercial use or other applications.

The muscle electrostimulator is a therapy device designed for home use. The electrostimulation device can be used in sports, rehabilitation, body care and for beauty improvement.

It is effective in reducing fat tissue or eliminating cellulite. It also helps in treating pain. Hence, muscle electrostimulation is an extremely useful procedure in the context of convalescence after many injuries. Athletes also appreciate the devices due to better regeneration and elimination of pain and soreness, which were very bothersome the day after the training.

The set includes a pair of flip-flops that act as foot electrodes, so you can massage your tired feet after an exhausting day at work.

Muscle training and increasing their endurance

Relaxation

Muscle fatigue

Muscle regeneration after exercise

Back pain

Joint pain

Neuralgia

For post-traumatic pain of the musculoskeletal system

In case of blood circulation disorders

In chronic pain conditions of various causes

For safety and CE certification reasons, the product may not be rebuilt or modified in any way. If the product is used for purposes other than those previously described, the product may be damaged. Improper use may also cause hazards such as short circuits, fire, electric shock, etc.

STARTING/ USING FUNCTION BUTTONS

- Note: Packaging material must be completely removed from the product.
- Make sure the components are assembled correctly.
- Electrodes should be stuck to the body in selected places:

SHOULDER button - massages the shoulders and back

WAIST button - massages the waist and surrounding areas

JOINT button - stimulates the joints

HAND&FOOT button - massages feet and hands

LEG button - legs

Using the buttons: **PRESS, RUB, VIBRATE, THUMB**, we change the type of massage performed.

Inserting / Replacing the battery

- Open the battery compartment cover and remove it.
- Remove the used batteries. Insert new batteries into the battery compartment.
- Pay attention to the orientation of the poles (+ and -).
- Close the battery compartment cover.

Connecting to USB Power

- Remove the batteries from the battery compartment before establishing a USB connection.
- Connect the USB cable to a USB power source.
- Connect the DC plug of the USB cable to the power socket of the product.

Selecting the electrical power supply

If the DC plug is not connected to the product, power is supplied by batteries.

Battery replacement instructions:

- Please insert the batteries correctly, paying attention to the +/- polarity.
- Only use one type of battery.
- Always replace the entire set of batteries.
- Exhausted batteries must be removed from the device and never thrown into fire.
- Never attempt to charge regular batteries.
- Store unused batteries in their packaging away from metal objects.
- **Do not leave children unsupervised.**

TIP

- The device must be checked for completeness of delivery and any visible damage.
- In the event of an incomplete delivery or if you notice damage due to faulty packaging or transport, please contact the service hotline.

TECHNICAL DATA

- Product code: 15833
- Easy-to-read LCD display
- Possibility to connect 4 electrodes or a pair of flaps
- Velcro flaps: insert length 26cm
- Speed and intensity adjustment
- Intuitive operation
- Effective selection of programs
- Selecting the massage type1x connecting cable (4 CLIPS)
- 1x connecting wire (2 CLIPS)
- Electrode pad
- USB charger and power cable
- Battery powered: 3x AA (not included)
- The product is CE certified
- Note! The device should not be used by people with a pacemaker, insulin pump or pregnant women.

SAFETY OF USE

Before determining the place of application of electrodes, always remember the general rules that do not allow electrodes to be placed in the following places:

On opposite sides of the braincase in such a way that the electrical impulse runs through the brain

On opposite sides of the chest so that the impulse runs through the mediastinum

Directly on the wounds

Directly above the carotid sinus (anterior lateral middle part of the neck)

On the eyelids and above the eye socket

Directly to the sites of inflammation or infection

Inside the oral cavity on the mucosa

On densely hairy skin (skin can be shaved)

Note! The device should not be used by people with a pacemaker, insulin pump or pregnant women.

SAFETY INSTRUCTIONS

- This product may be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge, provided they are supervised or have been instructed on the safe use of the product and understand the resulting risks.
- Children are not allowed to play with the product.
- Cleaning and maintenance may not be performed by children without supervision.
- Never immerse the device in water.
- For cleaning, use a damp cloth or a mild detergent.
- Do not use a damaged device.
- Make sure that packaging materials are not left unattended. Children may start playing with them, which is dangerous.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong vibrations, high humidity, moisture, flammable gases, vapors and solvents.
- Do not expose the product to mechanical stress.
- If safe operation is no longer possible, discontinue use and secure the product against further use. Safe operation is no longer possible if the product: - has been damaged, - does not function properly, - has been stored for an extended period under unfavourable conditions or - has been excessively stressed during transport.
- It is forbidden to use the product if any of its parts are damaged. In the event of damage to the cable, it is forbidden to make repairs yourself.
- Do not disassemble the device yourself.
- Protect the product from moisture.
- Make sure not to damage the USB cable with sharp edges or hot objects. Unwind the USB cable completely before use.
- The included USB cable is only suitable for this product.
- Immediately turn off the product and remove the cable from the product if it smells burning or smoke is visible. Have the product checked by a qualified technician before using it again.
- If a USB power supply is used, the socket must always be easily accessible so that the USB power supply can be easily removed from the socket in an emergency. Please also observe the manufacturer's operating instructions.
- Always use the product as intended.

BATTERIES/ACCUMULATORS SAFETY INSTRUCTIONS

- Batteries/rechargeable batteries should be kept out of reach of children. If swallowed, consult a doctor immediately!
- Disposable batteries must not be recharged. Batteries/accumulators must not be short-circuited and/or opened. This may cause overheating, fire or explosion.
- Never throw batteries/accumulators into fire or water.
- Batteries/accumulators should never be subjected to mechanical stress.
- Risk of acid leakage from batteries/accumulators.
- Avoid extreme conditions and temperatures that may affect batteries / accumulators, e.g. radiators / direct sunlight.
- If batteries/accumulators leak, avoid contact of skin, eyes and mucous membranes with chemicals! Immediately rinse affected areas with clean water and seek medical attention!
- Leaking or damaged batteries/rechargeable batteries can cause chemical burns when in contact with skin. Therefore, suitable protective gloves should be worn in such cases.



TIPS AND INFORMATION ON THE MANAGEMENT OF USED PACKAGING

The packaging is made of environmentally friendly materials that can be disposed of at your local recycling center.

Used packaging material should be delivered to a waste disposal point designated by local authorities. Information on the possibilities of recycling the used product is provided by the municipal or city office.



DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Used electrical and electronic products, due to environmental protection, must not be thrown into household waste with regular municipal waste, but disposed of properly. Information on collection points and their opening hours is provided by the relevant office.



This product complies with the requirements of the relevant European and national directives that apply to it. The product meets European and national requirements on the safety of devices and products.



This product complies with the requirements of the relevant European and national directives that apply to it, RoHS.



Do not look into a light source when it is on. It may be harmful to your eyes.



Improper disposal of batteries/accumulators poses a risk to the environment!

Batteries/accumulators should not be disposed of with household waste. They may contain harmful heavy metals and should be treated as special waste. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

Therefore, used batteries / accumulators should be taken to municipal hazardous waste collection points.

The built-in battery must not be disassembled for disposal. The product must be handed over in its entirety to a collection point for used electronics.

We reserve the right to make changes to the text, design and technical data of the product without notice.

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die folgenden Anweisungen, um eine ordnungsgemäße Verwendung des Produkts sicherzustellen.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf und befolgen Sie die Empfehlungen, da eine Nichtbefolgung der Anweisungen eine Gefahr für Leben oder Gesundheit darstellen kann.

ANWENDUNG UND BESCHREIBUNG DES GERÄTES

Dieses Produkt ist für den Heimgebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch oder andere Anwendungen vorgesehen. Der Elektromuskelstimulator ist ein Therapiegerät für den Heimgebrauch. Das Elektrostimulationsgerät kann im Sport, in der Rehabilitation, zur Körperpflege und zur Schönheitsverbesserung eingesetzt werden.

Es reduziert wirksam Fettgewebe und beseitigt Cellulite. Es hilft auch bei der Behandlung von Schmerzen. Daher ist die Muskelelektrostimulation im Rahmen der Genesung nach vielen Verletzungen eine äußerst nützliche Behandlung. Auch Sportler schätzen die Geräte zur besseren Regeneration und zur Beseitigung von Schmerzen und Muskelkater, die am Tag nach dem Training sehr störend waren.

Im Set enthalten sind außerdem ein Paar Flip-Flops, die als Fußelektroden fungieren, sodass Sie Ihre müden Füße nach einem anstrengenden Arbeitstag massieren können.

Muskeltraining und Steigerung der Ausdauer

Entspannung

Muskelermüdung

Muskelregeneration nach dem Training

Rückenschmerzen

Gelenkschmerzen

Neuralgie

Bei posttraumatischen Schmerzen des Bewegungsapparates

Bei Durchblutungsstörungen

Bei chronischen Schmerzzuständen unterschiedlicher Ursache

Aus Sicherheitsgründen und Gründen der CE-Zertifizierung darf das Produkt nicht umgebaut oder in irgendeiner Weise verändert werden. Wenn Sie das Produkt für andere als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann es zu Schäden am Produkt kommen. Darüber hinaus können bei unsachgemäßer Verwendung Gefahren wie Kurzschlüsse, Feuer, Stromschläge usw. entstehen.

STARTEN/FUNKTIONSTASTEN VERWENDEN

- Aufmerksamkeit. Verpackungsmaterial muss vollständig vom Produkt entfernt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Komponenten richtig zusammengebaut sind.
- An ausgewählten Stellen sollten Elektroden auf den Körper geklebt werden:

SCHULTER-Taste - massiert Schultern und Rücken

WAIST-Taste - massiert die Taille und die umliegenden Bereiche

JOINT-Taste - stimuliert die Gelenke

HAND&FOOT-Taste - massiert Füße und Hände

LEG-Taste - Beine

Mit den Tasten: **DRÜCKEN, REIBEN, VIBRIEREN, DAUMEN** ändern wir die Art der durchgeführten Massage.

Einlegen / Wechseln der Batterie

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und nehmen Sie ihn ab.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien. Legen Sie neue Batterien in das Batteriefach ein.
- Achten Sie auf die Ausrichtung der Pole (+ und -).
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

Anschließen an die USB-Stromversorgung

- Entfernen Sie vor dem Herstellen einer USB-Verbindung die Batterien aus dem Batteriefach.
- Schließen Sie das USB-Kabel an eine USB-Stromquelle an.
- Verbinden Sie den DC-Stecker des USB-Kabels mit der Strombuchse des Produkts.

Auswahl der Stromversorgung

Wenn der DC-Stecker nicht an das Produkt angeschlossen ist, erfolgt die Stromversorgung über Batterien.

Anleitung zum Batteriewechsel:

- Bitte legen Sie die Batterien richtig ein und achten Sie auf die +/- Polarität.
- Verwenden Sie nur einen Batterietyp.
- Ersetzen Sie immer den gesamten Batteriesatz.
- Verbrauchte Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden und dürfen keinesfalls ins Feuer geworfen werden.
- Versuchen Sie niemals, normale Batterien aufzuladen.
- Bewahren Sie unbenutzte Batterien in ihrer Verpackung getrennt von Metallgegenständen auf.

- **Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.**

TIPP

- Das Gerät ist auf Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle sichtbare Schäden zu überprüfen.
- Sollte es zu einer unvollständigen Lieferung kommen oder Ihnen ein Schaden infolge mangelhafter Verpackung oder des Transports auffallen, wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline.

TECHNISCHE DATEN

- Produktcode: 15833
- Leicht lesbares LCD-Display
- Anschlussmöglichkeit für 4 Elektroden oder Klappenpaar
- Klettaschen: Einsatzlänge 26cm
- Geschwindigkeits- und Intensitätseinstellung
- Intuitive Bedienung
- Effektive Auswahl von Programmen
- Auswahl der Massageart 1x Anschlusskabel (4 CLIPS)
- 1x Anschlusskabel (2 CLIPS)
- Elektrodenpad
- USB-Ladegerät und Stromkabel
- Batteriebetrieben: 3x AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Das Produkt ist CE-zertifiziert
- Aufmerksamkeit! Das Gerät sollte nicht von Personen mit Herzschrittmacher oder Insulinpumpe oder schwangeren Frauen verwendet werden.

SICHERHEIT DER NUTZUNG

Bevor Sie den Ort der Elektrodenanwendung bestimmen, beachten Sie immer die allgemeinen Regeln, die das Platzieren von Elektroden an folgenden Stellen nicht zulassen:

Auf gegenüberliegenden Seiten des Gehirns, so dass der elektrische Impuls durch das Gehirn läuft

Auf gegenüberliegenden Seiten der Brust, so dass der Impuls durch das Mediastinum läuft

Direkt auf die Wunden

Direkt über dem Karotissinus (vorderer seitlicher mittlerer Teil des Halses)

Auf den Augenlidern und über der Augenhöhle

Direkt an die Entzündungs- oder Infektionsherde

Im Mundraum auf der Schleimhaut

Auf stark behaarter Haut (Haut kann rasiert werden)

Aufmerksamkeit! Das Gerät sollte nicht von Personen mit Herzschrittmacher oder Insulinpumpe oder schwangeren Frauen verwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die daraus resultierenden Risiken verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch oder ein mildes Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät.
- Achten Sie darauf, dass Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt bleiben. Kinder könnten anfangen, damit zu spielen, was gefährlich ist.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Vibrationen, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Belastung aus.
- Wenn ein sicherer Betrieb nicht mehr möglich ist, stellen Sie die Nutzung ein und sichern Sie das Produkt gegen Wiederverwendung. Ein sicherer Betrieb ist nicht mehr möglich, wenn das Produkt: - beschädigt wurde, - nicht ordnungsgemäß funktioniert, - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Bedingungen gelagert wurde oder - beim Transport übermäßig belastet wurde.
- Die Verwendung des Produkts ist verboten, wenn ein Teil beschädigt ist. Bei einer Beschädigung des Kabels ist eine eigenständige Reparatur untersagt.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit.
- Achten Sie darauf, das USB-Kabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände zu beschädigen. Bitte wickeln Sie das USB-Kabel vor der Verwendung vollständig ab.
- Das mitgelieferte USB-Kabel ist nur für dieses Produkt geeignet.

- Schalten Sie das Produkt sofort aus und entfernen Sie das Kabel vom Produkt, wenn es Brandgeruch oder Rauch sichtbar ist. Lassen Sie das Produkt vor der erneuten Verwendung von einem qualifizierten Techniker überprüfen.
- Bei der Nutzung eines USB-Netzteils muss die Steckdose immer gut erreichbar sein, um im Notfall das USB-Netzteil problemlos aus der Steckdose ziehen zu können. Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen der Hersteller.
- Verwenden Sie das Produkt stets bestimmungsgemäß.


BATTERIEN/AKKUMULATOREN SICHERHEITSHINWEISE

- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen!
- Einwegbatterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden. Batterien/Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen und/oder geöffnet werden. Dies kann zu Überhitzung, Feuer oder Explosion führen.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals ins Feuer oder Wasser.
- Batterien/Akkus dürfen niemals mechanischer Belastung ausgesetzt werden.
- Gefahr des Säureaustritts aus Batterien/Akkumulatoren.
- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf die Batterien/Akkus einwirken können, wie z.B. Heizkörper/direkte Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie bei ausgelaufenen Batterien/Akkus den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf!
- Auslaufende oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Hautkontakt Verätzungen verursachen. Tragen Sie in einem solchen Fall daher entsprechende Schutzhandschuhe.



Tipps und Hinweise zum Umgang mit Altverpackungen

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie bei Ihrem örtlichen Recyclinghof entsorgen können. Gebrauchtes Verpackungsmaterial sollte bei den von den örtlichen Behörden dafür vorgesehenen Müllentsorgungsstellen abgegeben werden. Auskünfte zu den Entsorgungsmöglichkeiten des Altproduktes erteilt das Gemeinde- bzw. Stadamt.



ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Aus Gründen des Umweltschutzes dürfen verbrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht über den normalen Siedlungsabfall im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Auskünfte zu den Sammelstellen und deren Öffnungszeiten erteilt die jeweilige Geschäftsstelle.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der jeweils geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Das Produkt erfüllt die europäischen und nationalen Anforderungen an die Geräte- und Produktsicherheit.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der entsprechenden europäischen und nationalen Richtlinien, RoHS.



Schauen Sie nicht in eine Lichtquelle, wenn diese eingeschaltet ist. Es kann schädlich für die Augen sein.



Durch unsachgemäße Entsorgung von Batterien/Akkus entstehen Gefahren für die Umwelt!

Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie können gesundheitsschädliche Schwermetalle enthalten und sollten als Sondermüll entsorgt werden. Die chemischen Symbole für Schwermetalle sind: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Deshalb sollten verbrauchte Batterien/Akkus bei den kommunalen Sondermüllsammelstellen abgegeben werden.

Der eingebaute Akku darf zur Entsorgung nicht zerlegt werden. Das Produkt muss komplett bei einer Sammelstelle für Altelektronik abgegeben werden.

Wir behalten uns das Recht vor, Text, Design und technische Daten des Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Vážený pane nebo paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím výrobku si přečtěte následující pokyny, abyste zajistili správné používání výrobku.

Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení jeho pokynů může představovat ohrožení života nebo zdraví.

APLIKACE A POPIS ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je určen pro domácí použití. Tento produkt není určen pro komerční použití nebo jiné aplikace.

Elektromuskulární stimulátor je terapeutický přístroj určený pro domácí použití. Elektrostimulační přístroj lze využít při sportu, rehabilitaci, péči o tělo a zkrášlování.

Je účinný při redukci tukové tkáně a odstranění celulitidy. Pomáhá také při léčbě bolesti. Svalová elektrostimulace je tedy mimořádně užitečnou léčbou v kontextu rekonvalescence po mnoha zraněních. Sportovci také oceňují přístroje pro lepší regeneraci a odstranění bolesti a opruzenin, které den po tréninku velmi obtěžovaly.

Sada obsahuje pár žabek, které fungují jako nožní elektrody, takže si můžete masírovat unavená chodidla po vyčerpávajícím dni v práci.

Trénink svalů a zvyšování jejich vytrvalosti

Relaxace

Svalová únava

Regenerace svalů po cvičení

Bolesti zad

Bolest kloubů

Neuralgie

Při porážových bolestech pohybového aparátu

Při poruchách krevního oběhu

U chronických bolestivých stavů různých příčin

Z důvodu bezpečnosti a certifikace CE nesmí být výrobek žádným způsobem přestavován nebo upravován. Pokud produkt používáte k jiným účelům, než jsou výše popsány, může dojít k poškození produktu. Kromě toho může nesprávné použití způsobit nebezpečí, jako je zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd.

SPUŠTĚNÍ/ POUŽITÍ FUNKČNÍCH TLAČÍTEK

- Pozor. Obalový materiál musí být z výrobku zcela odstraněn.
- Ujistěte se, že komponenty jsou správně sestaveny.
- Elektrody by měly být přilepeny k tělu na vybraných místech:

Tlačítko SHOULDER - masíruje ramena a záda

Tlačítko WAIST - masíruje pas a okolní oblasti **Tlačítko JOINT** - stimuluje klouby

Tlačítko HAND&FOOT - masíruje nohy a ruce

Tlačítko LEG - nožičky

Pomocí tlačítek: **STISKNĚTE, TRŽÍTE, VIBRAT, PALEC** měníme typ prováděné masáže.

Vložení / výměna baterie

- Otevřete kryt bateriového prostoru a sejměte jej.
- Vyměňte použité baterie. Vložte nové baterie do prostoru pro baterie.
- Dávejte pozor na orientaci pólů (+ a -).
- Zavřete kryt prostoru pro baterie.

Připojení k napájení USB

- Před navázáním připojení USB vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
- Připojte kabel USB ke zdroji napájení USB.
- Zapojte DC zástrčku USB kabelu do napájecí zásuvky produktu.

Výběr elektrického napájení

Pokud není DC zástrčka připojena k produktu, je napájení dodáváno z baterií.

Pokyny pro výměnu baterie:

- Vložte prosím baterie správně a dávejte pozor na polaritu +/-.
- Používejte pouze jeden typ baterie.
- Vždy vyměňte celou sadu baterií.
- Vybité baterie je nutné ze zařízení vyjmout a nikdy je nevhazovat do ohně.
- Nikdy se nepokoušejte nabíjet běžné baterie.
- Nepoužité baterie skladujte v jejich obalu mimo kovové předměty.
- **Nenechávejte děti bez dozoru.**

TIP

- Zařízení musí být zkontrolováno z hlediska úplnosti dodávky a viditelných poškození.
- V případě nekompletní dodávky nebo pokud zjistíte poškození v důsledku špatného balení nebo přepravy, kontaktujte prosím servisní horkou linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Kód produktu: 15833
- Snadno čitelný LCD displej
- Možnost připojení 4 elektrod nebo páru klapek
- Chlopně na suchý zip: délka vložky 26 cm
- Nastavení rychlosti a intenzity
- Intuitivní ovládání
- Efektivní výběr programů
- Výběr typu masáže 1x propojovací kabel (4 CLIPS)
- 1x propojovací kabel (2 CLIPS)
- Elektrodová podložka
- USB nabíječka a napájecí kabel
- Napájení: 3x AA (nejsou součástí balení)
- Výrobek je certifikován CE
- Pozor! Zařízení by neměly používat osoby s kardiostimulátorem, inzulínovou pumpou nebo těhotné ženy.

BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ

Před určením místa aplikace elektrod vždy pamatujte na obecná pravidla, která neumožňují umístění elektrod na následující místa:

Na opačných stranách mozkové schránky takovým způsobem, že elektrický impuls prochází mozkem

Na opačných stranách hrudníku tak, aby impuls procházel mediastinem

Přímo na rány

Přímo nad karotickým sinem (přední laterální střední část krku)

Na očních víčkách a nad očním důlkem

Přímo na místa zánětu nebo infekce

Uvnitř dutiny ústní na sliznici

Na hustě ochlupenou pokožku (kůži lze oholit)

Pozor! Zařízení by neměly používat osoby s kardiostimulátorem, inzulínovou pumpou nebo těhotné ženy.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento výrobek mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí rizikům z toho vyplývajícím.
- Děti si s výrobkem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- Nepoužívejte poškozené zařízení.
- Ujistěte se, že obalové materiály nezůstaly bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, vysokou vlhkostí, vlhkostí, hořlavými plyny, výpary a rozpouštědly.
- Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.
- Pokud bezpečný provoz již není možný, přestaňte jej používat a zajistěte výrobek proti opětovnému použití. Bezpečný provoz již není možný, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy nadměrně zatížen.
- Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoliv část poškozena. Pokud je kabel poškozen, je zakázáno provádět opravy sami.
- Nerozebírejte zařízení sami.
- Chraňte výrobek před vlhkostí.
- Dávejte pozor, abyste kabel USB nepoškodili ostrými hranami nebo horkými předměty. Před použitím zcela rozviňte kabel USB.
- Příložený kabel USB je vhodný pouze pro tento produkt.
- Okamžitě vypněte výrobek a odpojte kabel od výrobku, pokud je cítit spálenina nebo je viditelný kouř. Před dalším použitím nechte výrobek zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- V případě použití USB napájecího adaptéru musí být zásuvka vždy snadno přístupná, aby bylo možné USB napájecí adaptér v případě nouze snadno vyjmout ze zásuvky. Dodržujte prosím také návod k obsluze výrobce.
- Vždy používejte výrobek tak, jak je určeno.

BATERIE/AKUMULÁTORY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Udržujte baterie/akumulátory mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
- Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Baterie/akumulátory nesmí být zkratovány a/nebo otevřeny. To může způsobit přehřátí, požár nebo výbuch.
- Nikdy nevhazujte baterie/akumulátory do ohně nebo vody.
- Baterie/akumulátory by nikdy neměly být vystaveny mechanickému namáhání.
- Nebezpečí úniku kyseliny z baterií/akumulátorů.
- Vyhněte se extrémním podmínkám a teplotám, které mohou ovlivnit baterie/akumulátory, např. radiátory/přímé sluneční záření.
- Pokud baterie/akumulátory vytečou, vyhněte se kontaktu pokožky, očí a sliznic s chemikáliemi! Postižená místa ihned opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře!
- Vytékající nebo poškozené baterie/akumulátory mohou při kontaktu s pokožkou způsobit chemické popáleniny. Proto byste v takovém případě měli používat vhodné ochranné rukavice.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál odevzdejte na místo určené místními úřady na likvidaci odpadu. Informace o možnostech likvidace použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.



LIKVIDACE POUŽITÉHO ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Z důvodů ochrany životního prostředí nesmí být použité elektrické a elektronické výrobky likvidovány s běžným komunálním odpadem v domovním odpadu, ale musí být zlikvidovány správným způsobem. Informace o odběrných místech a jejich otevírací době poskytuje příslušný úřad.



Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic, které se na něj vztahují. Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.



Tento produkt splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic, které se na něj vztahují, RoHS.



Nedívejte se na světelný zdroj, když je zapnutý. Může být škodlivý pro oči.



Nesprávná likvidace baterií/akumulátorů představuje riziko pro životní prostředí!

Baterie/akumulátory by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Mohou obsahovat škodlivé těžké kovy a mělo by se s nimi nakládat jako se speciálním odpadem. Chemické značky pro těžké kovy jsou: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

Použité baterie / akumulátory by proto měly být odevzdány na sběrných místech komunálního nebezpečného odpadu.

Vestavná baterie se nesmí kvůli likvidaci rozebírat. Výrobek je nutné odevzdat celý do sběrně použité elektroniky.

Vyhrazujeme si právo na změny textu, designu a technických údajů produktu bez předchozího upozornění.

Cher Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté notre produit !

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions suivantes pour garantir une utilisation correcte du produit.

Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure et suivre ses recommandations, car le non-respect de ses instructions peut constituer une menace pour la vie ou la santé.

APPLICATION ET DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Ce produit est destiné à un usage domestique. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial ou à d'autres applications. L'électrostimulateur musculaire est un appareil thérapeutique destiné à un usage domestique. L'appareil d'électrostimulation peut être utilisé dans le sport, la rééducation, les soins du corps et l'amélioration de la beauté.

Il est efficace pour réduire le tissu adipeux et éliminer la cellulite. Il aide également à traiter la douleur. L'électrostimulation musculaire est donc un traitement extrêmement utile dans le cadre de la récupération après de nombreuses blessures. Les sportifs apprécient également les appareils pour une meilleure régénération et l'élimination des douleurs et courbatures qui étaient très gênantes le lendemain de l'entraînement.

L'ensemble comprend une paire de tong qui agissent comme des électrodes pour les pieds, afin que vous puissiez masser vos pieds fatigués après une journée de travail épuisante.

Entraînement musculaire et augmentation de leur endurance

Relaxation

Fatigue musculaire

Régénération musculaire après l'exercice

Mal de dos

Douleurs articulaires

Névrалgie

Pour les douleurs post-traumatiques du système musculo-squelettique

En cas de troubles de la circulation sanguine

Dans les états de douleur chronique de causes diverses

Pour des raisons de sécurité et de certification CE, le produit ne peut être ni reconstruit ni modifié de quelque façon que ce soit. Si vous utilisez le produit à des fins autres que celles décrites précédemment, le produit peut être endommagé. De plus, une utilisation inappropriée peut entraîner des dangers tels que des courts-circuits, des incendies, des chocs électriques, etc.

DÉMARRAGE/UTILISATION DES BOUTONS DE FONCTION

- Attention. Le matériel d'emballage doit être entièrement retiré du produit.
- Assurez-vous que les composants sont correctement assemblés.
- Les électrodes doivent être collées sur le corps à des endroits sélectionnés :

Bouton ÉPAULE - masse les épaules et le dos

Bouton TAILLE - masse la taille et les zones environnantes **Bouton ARTICULATION** - stimule les articulations

Bouton HAND&FOOT - masse les pieds et les mains

Bouton LEG - jambes

À l'aide des boutons : **PRESS, RUB, VIBRATE, THUMB**, nous modifions le type de massage effectué.

Insertion / Remplacement de la batterie

- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et retirez-le.
- Retirez les piles usagées. Insérez de nouvelles piles dans le compartiment à piles.
- Faites attention à l'orientation des pôles (+ et -).
- Fermez le couvercle du compartiment à piles.

Connexion à l'alimentation USB

- Retirez les piles du compartiment à piles avant d'établir une connexion USB.
- Connectez le câble USB à une source d'alimentation USB.
- Connectez la fiche CC du câble USB à la prise d'alimentation du produit.

Sélection de l'alimentation électrique

Si la fiche CC n'est pas connectée au produit, l'alimentation est fournie par des piles.

Instructions de remplacement de la batterie :

- Veuillez insérer les piles correctement, en faisant attention à la polarité +/-.
- N'utilisez qu'un seul type de batterie.
- Remplacez toujours l'ensemble des piles.
- Les piles épuisées doivent être retirées de l'appareil et ne jamais être jetées au feu.
- N'essayez jamais de charger des batteries ordinaires.
- Conservez les piles non utilisées dans leur emballage, à l'écart des objets métalliques.

- **Ne laissez pas les enfants sans surveillance.**

CONSEIL

- L'appareil doit être vérifié quant à l'intégralité de la livraison et à tout dommage visible.
- En cas de livraison incomplète ou si vous constatez des dommages dus à un emballage ou à un transport défectueux, veuillez contacter la hotline service.

DONNÉES TECHNIQUES

- Code produit: 15833
- Écran LCD facile à lire
- Possibilité de connecter 4 électrodes ou une paire de volets
- Rabats velcro : longueur d'insertion 26 cm
- Réglage de la vitesse et de l'intensité
- Utilisation intuitive
- Sélection efficace des programmes
- Sélection du type de massage 1x câble de connexion (4 CLIPS)
- 1x câble de connexion (2 CLIPS)
- Coussin d'électrode
- Chargeur USB et câble d'alimentation
- Alimentation par piles : 3x AA (non incluses)
- Le produit est certifié CE
- Attention! L'appareil ne doit pas être utilisé par les personnes portant un stimulateur cardiaque, une pompe à insuline ou par les femmes enceintes.

SECURITE D'UTILISATION

Avant de déterminer le lieu d'application des électrodes, rappelez-vous toujours les règles générales qui ne permettent pas de placer des électrodes aux endroits suivants :

Sur les côtés opposés de la boîte crânienne de telle manière que l'impulsion électrique traverse le cerveau

Sur les côtés opposés de la poitrine de sorte que l'impulsion passe par le médiastin

Directement sur les plaies

Directement au-dessus du sinus carotidien (partie médiane antérieure latérale du cou)

Sur les paupières et au-dessus de l'orbite oculaire

Directement sur les sites d'inflammation ou d'infection

À l'intérieur de la cavité buccale sur la muqueuse

Sur une peau très velue (la peau peut être rasée)

Attention! L'appareil ne doit pas être utilisé par les personnes portant un stimulateur cardiaque, une pompe à insuline ou par les femmes enceintes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre du produit et qu'elles comprennent les risques en résultant.
- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec le produit.
- Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide ou un détergent doux.
- N'utilisez pas un appareil endommagé.
- Assurez-vous que les matériaux d'emballage ne sont pas laissés sans surveillance. Les enfants peuvent commencer à jouer avec eux, ce qui est dangereux.
- Protégez le produit des températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, des fortes vibrations, de l'humidité élevée, de l'humidité, des gaz inflammables, des vapeurs et des solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation sûre n'est plus possible, cessez l'utilisation et sécurisez le produit contre toute réutilisation. Un fonctionnement sûr n'est plus possible si le produit : - a été endommagé, - ne fonctionne pas correctement, - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou - a été excessivement chargé pendant le transport.
- Il est interdit d'utiliser le produit si une pièce est endommagée. Si le câble est endommagé, il est interdit d'effectuer soi-même les réparations.
- Ne démontez pas l'appareil vous-même.
- Protéger le produit de l'humidité.
- Assurez-vous de ne pas endommager le câble USB avec des bords tranchants ou des objets chauds. Veuillez dérouler complètement le câble USB avant utilisation.
- Le câble USB fourni ne convient qu'à ce produit.

- Éteignez immédiatement le produit et retirez le câble du produit s'il sent le brûlé ou si de la fumée est visible. Faites vérifier le produit par un technicien qualifié avant de le réutiliser.
- Si un adaptateur secteur USB est utilisé, la prise doit toujours être facilement accessible afin que l'adaptateur secteur USB puisse être facilement retiré de la prise en cas d'urgence. Veuillez également suivre les instructions d'utilisation du fabricant.
- Utilisez toujours le produit comme prévu.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES PILES/ACCUMULATEURS

- Conserver les piles/accumulateurs hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin !
- Les piles jetables ne doivent pas être rechargées. Les piles/accumulateurs ne doivent pas être court-circuités et/ou ouverts. Cela peut provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne jetez jamais les piles/accumulateurs dans le feu ou dans l'eau.
- Les piles/accumulateurs ne doivent jamais être soumis à des contraintes mécaniques.
- Risque de fuite d'acide provenant des piles/accumulateurs.
- Évitez les conditions et températures extrêmes qui peuvent affecter les batteries/accumulateurs, par exemple les radiateurs/la lumière directe du soleil.
- En cas de fuite des piles/accumulateurs, évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec les produits chimiques ! Rincez immédiatement les zones touchées à l'eau claire et consultez un médecin !
- Les piles/accumulateurs qui fuient ou qui sont endommagés peuvent provoquer des brûlures chimiques en cas de contact avec la peau. Dans un tel cas, il est donc conseillé de porter des gants de protection appropriés.



CONSEILS ET INFORMATIONS SUR LA GESTION DES EMBALLAGES USAGÉS

L'emballage est fabriqué à partir de matériaux respectueux de l'environnement qui peuvent être éliminés dans votre centre de recyclage local.

Les matériaux d'emballage usagés doivent être déposés au point d'élimination des déchets désigné par les autorités locales. Des informations sur les possibilités d'élimination du produit usagé sont fournies par l'administration municipale ou communale.



ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES USAGÉS

Pour des raisons de protection de l'environnement, les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux normaux dans les ordures ménagères, mais doivent être éliminés correctement. Des informations sur les points de collecte et leurs horaires d'ouverture sont fournies par le bureau concerné.



Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales qui lui sont applicables. Le produit répond aux exigences européennes et nationales en matière de sécurité des appareils et des produits.



Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales qui lui sont applicables, RoHS.



Ne regardez pas une source lumineuse lorsqu'elle est allumée. Cela peut être nocif pour les yeux.



L'élimination incorrecte des piles/accumulateurs présente un risque pour l'environnement !

Les piles/accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils peuvent contenir des métaux lourds nocifs et doivent être traités comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Par conséquent, les piles/accumulateurs usagés doivent être déposés dans les points de collecte des déchets dangereux municipaux.

La batterie intégrée ne doit pas être démontée pour être éliminée. Le produit doit être remis dans son intégralité à un point de collecte d'appareils électroniques usagés.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au texte, à la conception et aux données techniques du produit sans préavis.

Egregio Signore/a, grazie per aver acquistato il nostro prodotto!

Prima di utilizzare il prodotto, leggere le seguenti istruzioni per garantirne il corretto utilizzo.

Conservare il presente manuale per riferimento futuro e seguirne le raccomandazioni, poiché la mancata osservanza delle istruzioni può rappresentare un pericolo per la vita o la salute.

APPLICAZIONE E DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Questo prodotto è destinato all'uso domestico. Questo prodotto non è destinato all'uso commerciale o ad altre applicazioni.

L'elettrostimolatore è un apparecchio terapeutico destinato all'uso domestico. Il dispositivo di elettrostimolazione può essere utilizzato nello sport, nella riabilitazione, nella cura del corpo e nell'estetica.

È efficace nel ridurre il tessuto adiposo ed eliminare la cellulite. Aiuta anche a trattare il dolore. Per questo motivo, l'elettrostimolazione muscolare è un trattamento estremamente utile nel contesto del recupero dopo molti infortuni. Gli atleti apprezzano anche i dispositivi che permettono una migliore rigenerazione e l'eliminazione di dolori e indolenzimenti che erano molto fastidiosi il giorno dopo l'allenamento.

Il set include un paio di infradito che fungono da elettrodi per i piedi, così puoi massaggiare i tuoi piedi stanchi dopo una giornata di lavoro estenuante.

Allenamento muscolare e aumento della resistenza

Relax

Affaticamento muscolare

Rigenerazione muscolare dopo l'esercizio

Mal di schiena

Dolore alle articolazioni

Nevralgia

Per il dolore post-traumatico dell'apparato muscolo-scheletrico

In caso di disturbi della circolazione sanguigna

Nelle condizioni di dolore cronico di varia origine

Per motivi di sicurezza e di certificazione CE, il prodotto non può essere ricostruito o modificato in alcun modo. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, il prodotto potrebbe danneggiarsi. Inoltre, un uso improprio può causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc.

AVVIO/UTILIZZO DEI PULSANTI FUNZIONE

- Attenzione. Il materiale di imballaggio deve essere completamente rimosso dal prodotto.
- Assicurarsi che i componenti siano assemblati correttamente.
- Gli elettrodi devono essere attaccati al corpo in punti selezionati:

Pulsante SPALLE - massaggia le spalle e la schiena

Pulsante VITA - massaggia la vita e le zone circostanti **Pulsante GIUNTI** - stimola le articolazioni

Pulsante HAND&FOOT - massaggia piedi e mani

Pulsante LEG - gambe

Utilizzando i pulsanti: **PREMI, STROFINA, VIBRA, POLLICE**, cambiamo il tipo di massaggio effettuato.

Inserimento/Sostituzione della batteria

- Aprire il coperchio del vano batteria e rimuoverlo.
- Rimuovere le batterie usate. Inserire le nuove batterie nel vano batterie.
- Prestare attenzione all'orientamento dei poli (+ e -).
- Chiudere il coperchio del vano batterie.

Collegamento all'alimentazione USB

- Rimuovere le batterie dal vano batterie prima di stabilire una connessione USB.
- Collegare il cavo USB a una fonte di alimentazione USB.
- Collegare la spina CC del cavo USB alla presa di alimentazione del prodotto.

Selezione dell'alimentazione elettrica

Se la spina CC non è collegata al prodotto, l'alimentazione è fornita dalle batterie.

Istruzioni per la sostituzione della batteria:

- Inserire le batterie correttamente, prestando attenzione alla polarità +/-.
- Utilizzare un solo tipo di batteria.
- Sostituire sempre l'intero set di batterie.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dall'apparecchio e non devono mai essere gettate nel fuoco.
- Non tentare mai di caricare batterie normali.
- Conservare le batterie inutilizzate nella loro confezione, lontano da oggetti metallici.

- **Non lasciare i bambini senza sorveglianza.**

MANCIA

- È necessario controllare l'apparecchio per verificare la completezza della fornitura e l'assenza di danni visibili.
- In caso di consegna incompleta o se si notano danni dovuti a imballaggio o trasporto difettosi, contattare la hotline del servizio clienti.

DATI TECNICI

- Codice prodotto: 15833
- Display LCD di facile lettura
- Possibilità di collegare 4 elettrodi o una coppia di alette
- Alette in velcro: lunghezza inserto 26 cm
- Regolazione della velocità e dell'intensità
- Funzionamento intuitivo
- Selezione efficace dei programmi
- Selezione del tipo di massaggio 1x cavo di collegamento (4 CLIP)
- 1x cavo di collegamento (2 CLIP)
- Cuscinetto elettrodo
- Caricabatterie USB e cavo di alimentazione
- Alimentazione a batteria: 3x AA (non incluse)
- Il prodotto è certificato CE
- Attenzione! Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone portatrici di pacemaker, di pompa per insulina o da donne incinte.

SICUREZZA D'USO

Prima di determinare il luogo di applicazione degli elettrodi, tenere sempre a mente le regole generali che non consentono di posizionare gli elettrodi nei seguenti luoghi:

Sui lati opposti della scatola cranica in modo tale che l'impulso elettrico attraversi il cervello

Sui lati opposti del torace in modo che l'impulso passi attraverso il mediastino

Direttamente sulle ferite

Direttamente sopra il seno carotideo (parte mediana anteriore laterale del collo)

Sulle palpebre e sopra la cavità oculare

Direttamente nei siti di infiammazione o infezione

All'interno della cavità orale sulla mucosa

Su pelle densamente pelosa (la pelle può essere rasata)

Attenzione! Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone portatrici di pacemaker, di pompa per insulina o da donne incinte.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza o conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e comprendano i rischi che ne derivano.
- Non è consentito ai bambini di giocare con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua.
- Per la pulizia, utilizzare un panno umido o un detergente delicato.
- Non utilizzare un dispositivo danneggiato.
- Assicurarsi che i materiali di imballaggio non vengano lasciati incustoditi. I bambini potrebbero iniziare a giocarci, il che è pericoloso.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, elevata umidità, condensa, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Non esporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile un funzionamento sicuro, interrompere l'uso del prodotto e proteggerlo dal riutilizzo. Il funzionamento sicuro non è più possibile se il prodotto: - è stato danneggiato, - non funziona correttamente, - è stato immagazzinato per un lungo periodo di tempo in condizioni sfavorevoli o - è stato caricato eccessivamente durante il trasporto.
- È vietato utilizzare il prodotto se anche una sola parte risulta danneggiata. Se il cavo è danneggiato, è vietato ripararlo autonomamente.
- Non smontare il dispositivo da soli.
- Proteggere il prodotto dall'umidità.
- Fare attenzione a non danneggiare il cavo USB con oggetti taglienti o caldi. Si prega di svolgere completamente il cavo USB prima dell'uso.
- Il cavo USB incluso è adatto solo per questo prodotto.
- Se si avverte odore di bruciato o è visibile del fumo, spegnere immediatamente il prodotto e rimuovere il cavo. Prima di riutilizzare il prodotto, farlo controllare da un tecnico qualificato.

- Se si utilizza un adattatore di alimentazione USB, la presa deve essere sempre facilmente accessibile, in modo che in caso di emergenza sia possibile rimuovere facilmente l'adattatore di alimentazione USB dalla presa. Si prega di seguire anche le istruzioni per l'uso del produttore.
- Utilizzare il prodotto sempre come previsto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER BATTERIE/ACCUMULATORI

- Tenere le batterie/accumulatori fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico!
- Le batterie usa e getta non devono essere ricaricate. Le batterie/accumulatori non devono essere cortocircuitati e/o aperti. Ciò potrebbe causare surriscaldamento, incendio o esplosione.
- Non gettare mai le batterie/accumulatori nel fuoco o nell'acqua.
- Le batterie/accumulatori non devono mai essere sottoposti a sollecitazioni meccaniche.
- Rischio di fuoriuscita di acido dalle batterie/accumulatori.
- Evitare condizioni e temperature estreme che potrebbero danneggiare le batterie/gli accumulatori, ad esempio radiatori/luce solare diretta.
- In caso di perdite dalle batterie/accumulatori, evitare il contatto delle sostanze chimiche con la pelle, gli occhi e le mucose! Sciacquare immediatamente le zone interessate con acqua pulita e consultare un medico!
- Batterie/accumulatori danneggiati o che perdono liquido possono causare ustioni chimiche in caso di contatto con la pelle. Pertanto in tal caso è opportuno indossare guanti protettivi adeguati.



SUGGERIMENTI E INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI USATI

L'imballaggio è realizzato con materiali ecocompatibili che possono essere smaltiti presso il centro di riciclaggio locale.

Il materiale di imballaggio usato deve essere consegnato al punto di smaltimento rifiuti designato dalle autorità locali. Le informazioni sulle possibilità di smaltimento del prodotto usato vengono fornite dall'ufficio comunale o comunale.



SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE USATE

Per motivi di tutela ambientale, i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti urbani, ma devono essere smaltiti correttamente. Informazioni sui punti di raccolta e sui loro orari di apertura sono fornite dall'ufficio competente.



Questo prodotto è conforme ai requisiti delle direttive europee e nazionali pertinenti ad esso applicabili. Il prodotto soddisfa i requisiti europei e nazionali sulla sicurezza dei dispositivi e dei prodotti.



Questo prodotto è conforme ai requisiti delle direttive europee e nazionali pertinenti ad esso applicabili, RoHS.



Non guardare una fonte di luce quando è accesa. Potrebbe essere dannoso per gli occhi.



Lo smaltimento improprio di batterie/accumulatori rappresenta un rischio per l'ambiente!

Le batterie/accumulatori non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti nocivi e devono essere trattati come rifiuti speciali. I simboli chimici dei metalli pesanti sono: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

Pertanto, le batterie/accumulatori usati devono essere consegnati ai punti di raccolta comunali dei rifiuti pericolosi.

La batteria integrata non deve essere smontata per essere smaltita. Il prodotto deve essere consegnato nella sua interezza a un punto di raccolta per apparecchiature elettroniche usate.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al testo, al design e ai dati tecnici del prodotto senza preavviso.

Estimado señor o señora, ¡gracias por comprar nuestro producto!

Antes de utilizar el producto, lea las siguientes instrucciones para garantizar un uso adecuado del producto.

Conserve este manual para futuras consultas y siga sus recomendaciones, ya que no seguir sus instrucciones puede suponer un riesgo para la vida o la salud.

APLICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Este producto está destinado para uso doméstico. Este producto no está destinado a uso comercial ni a otras aplicaciones.

El estimulador electromuscular es un dispositivo terapéutico destinado al uso doméstico. El dispositivo de electroestimulación se puede utilizar en el deporte, la rehabilitación, el cuidado corporal y la mejora de la belleza.

Es eficaz para reducir el tejido graso y eliminar la celulitis. También ayuda a tratar el dolor. Por tanto, la electroestimulación muscular es un tratamiento extremadamente útil en el contexto de la recuperación después de muchas lesiones. Los deportistas también aprecian los dispositivos para una mejor regeneración y la eliminación de dolores y molestias que eran muy molestas al día siguiente del entrenamiento.

El set incluye un par de chanclas que actúan como electrodos para los pies, para que puedas masajear tus pies cansados después de un agotador día de trabajo.

Entrenamiento muscular y aumento de su resistencia.

Relajación

Fatiga muscular

Regeneración muscular después del ejercicio

Dolor de espalda

Dolor en las articulaciones

Neuralgia

Para el dolor postraumático del sistema musculoesquelético

En caso de trastornos de la circulación sanguínea

En condiciones de dolor crónico de diversas causas

Por razones de seguridad y certificación CE, el producto no podrá reconstruirse ni modificarse de ninguna manera. Si utiliza el producto para fines distintos a los descritos anteriormente, éste podría resultar dañado. Además, el uso inadecuado puede provocar peligros como cortocircuitos, incendios, descargas eléctricas, etc.

INICIO/USO DE BOTONES DE FUNCIÓN

- Atención. El material de embalaje debe retirarse completamente del producto.
- Asegúrese de que los componentes estén ensamblados correctamente.
- Los electrodos deben pegarse al cuerpo en lugares seleccionados:

Botón HOMBROS : masajea los hombros y la espalda.

Botón CINTURA : masajea la cintura y las zonas circundantes **Botón ARTICULACIONES**: estimula las articulaciones

Botón MANOS Y PIES : masajea pies y manos

Botón LEG - piernas

Utilizando los botones: **PRESS, RUB, VIBRATE, THUMB**, cambiamos el tipo de masaje realizado.

Inserción/reemplazo de la batería

- Abra la tapa del compartimiento de la batería y retírela.
- Retire las baterías usadas. Inserte pilas nuevas en el compartimiento de las pilas.
- Preste atención a la orientación de los polos (+ y -).
- Cierre la tapa del compartimiento de la batería.

Conexión a la alimentación USB

- Retire las baterías del compartimiento de las baterías antes de establecer una conexión USB.
- Conecte el cable USB a una fuente de alimentación USB.
- Conecte el enchufe de CC del cable USB a la toma de corriente del producto.

Selección de la fuente de alimentación eléctrica

Si el enchufe de CC no está conectado al producto, la energía se suministra mediante baterías.

Instrucciones para reemplazar la batería:

- Inserte las pilas correctamente, prestando atención a la polaridad +/-.
- Utilice sólo un tipo de batería.
- Reemplace siempre el conjunto completo de baterías.
- Las baterías agotadas deben retirarse del dispositivo y nunca arrojarse al fuego.
- Nunca intente cargar baterías normales.
- Guarde las baterías sin usar en su embalaje, lejos de objetos metálicos.

- **No deje a los niños sin supervisión.**

CONSEJO

- Se debe comprobar que el dispositivo esté completo y que no presente daños visibles.
- En caso de entrega incompleta o si observa daños debidos a un embalaje o transporte defectuoso, póngase en contacto con la línea directa de servicio.

DATOS TÉCNICOS

- Código del producto: 15833
- Pantalla LCD de fácil lectura
- Posibilidad de conectar 4 electrodos o un par de aletas.
- Solapas de velcro: longitud de inserción 26 cm
- Ajuste de velocidad e intensidad
- Operación intuitiva
- Selección eficaz de programas
- Selección del tipo de masaje 1x cable de conexión (4 CLIPS)
- 1x cable de conexión (2 CLIPS)
- Almohadilla de electrodo
- Cargador USB y cable de alimentación
- Funciona con pilas: 3x AA (no incluidas)
- El producto está certificado CE.
- ¡Atención! El dispositivo no debe ser utilizado por personas con marcapasos, bombas de insulina o mujeres embarazadas.

SEGURIDAD DE USO

Antes de determinar el lugar de aplicación de los electrodos, recuerde siempre las reglas generales que no permiten colocar electrodos en los siguientes lugares:

En lados opuestos de la caja craneal de tal manera que el impulso eléctrico recorra el cerebro.

En lados opuestos del pecho para que el impulso recorra el mediastino

Directamente sobre las heridas

Directamente encima del seno carotídeo (parte media anterolateral del cuello)

En los párpados y encima de la cuenca del ojo.

Directamente a los sitios de inflamación o infección.

Dentro de la cavidad bucal sobre la mucosa

Sobre piel densamente pilosa (la piel se puede afeitar)

¡Atención! El dispositivo no debe ser utilizado por personas con marcapasos, bombas de insulina o mujeres embarazadas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este producto puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, siempre que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del producto y comprendan los riesgos resultantes.
- Los niños no pueden jugar con el producto.
- La limpieza y el mantenimiento no pueden ser realizados por niños sin supervisión.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua.
- Para limpiar, utilice un paño húmedo o un detergente suave.
- No utilice un dispositivo dañado.
- Asegúrese de que los materiales de embalaje no queden desatendidos. Los niños podrían empezar a jugar con ellos, lo cual es peligroso.
- Proteger el producto de temperaturas extremas, luz solar directa, vibraciones fuertes, humedad alta, gases inflamables, vapores y disolventes.
- No exponga el producto a tensiones mecánicas.
- Si ya no es posible realizar una operación segura, interrumpa el uso y asegure el producto para evitar su reutilización. El funcionamiento seguro ya no es posible si el producto: - ha sufrido daños, - no funciona correctamente, - ha estado almacenado durante un periodo prolongado en condiciones desfavorables o - ha estado excesivamente cargado durante el transporte.
- Está prohibido utilizar el producto si alguna parte está dañada. Si el cable está dañado, está prohibido realizar reparaciones usted mismo.
- No desmonte el dispositivo usted mismo.
- Proteger el producto de la humedad.
- Asegúrese de no dañar el cable USB con bordes afilados u objetos calientes. Desenrolle completamente el cable USB antes de usarlo.
- El cable USB incluido solo es adecuado para este producto.
- Apague el producto inmediatamente y retire el cable del producto si huele a quemado o ve humo. Haga que un técnico calificado revise el producto antes de volver a usarlo.
- Si se utiliza un adaptador de corriente USB, el enchufe debe ser siempre fácilmente accesible para que el adaptador de corriente USB se pueda retirar fácilmente del enchufe en caso de emergencia. Siga también las instrucciones de uso del fabricante.

- Utilice siempre el producto según lo previsto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BATERÍAS/ACUMULADORES

- Mantenga las baterías/acumuladores fuera del alcance de los niños. ¡En caso de ingestión, busque atención médica inmediatamente!
- Las baterías desechables no deben recargarse. Las baterías/acumuladores no deben cortocircuitarse y/o abrirse. Esto podría provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Nunca arroje las baterías/acumuladores al fuego o al agua.
- Las baterías/acumuladores nunca deben someterse a esfuerzos mecánicos.
- Riesgo de fuga de ácido de las baterías/acumuladores.
- Evite condiciones y temperaturas extremas que puedan afectar a las baterías/acumuladores, por ejemplo, radiadores/luz solar directa.
- En caso de fugas de las baterías/acumuladores, evitar el contacto de los productos químicos con la piel, los ojos y las mucosas. ¡Enjuague inmediatamente las zonas afectadas con agua limpia y consulte a un médico!
- Las baterías o acumuladores con fugas o dañados pueden provocar quemaduras químicas al entrar en contacto con la piel. Por lo tanto, en tal caso es recomendable utilizar guantes protectores adecuados.



CONSEJOS E INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE EMBALAJES USADOS

El embalaje está fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente que pueden desecharse en el centro de reciclaje local.

El material de embalaje usado deberá entregarse en el punto de eliminación de residuos designado por las autoridades locales. La información sobre las posibilidades de eliminación del producto usado la proporciona la oficina municipal o de la ciudad.



ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS USADOS

Por razones de protección del medio ambiente, los productos eléctricos y electrónicos usados no deben desecharse junto con los residuos municipales normales en la basura doméstica, sino que deben eliminarse adecuadamente. La información sobre los puntos de recogida y sus horarios de apertura la proporciona la oficina correspondiente.



Este producto cumple con los requisitos de las directivas europeas y nacionales pertinentes que le son aplicables. El producto cumple con los requisitos europeos y nacionales sobre seguridad de dispositivos y productos.



Este producto cumple con los requisitos de las directivas europeas y nacionales pertinentes que le son aplicables, RoHS.



No mire una fuente de luz cuando esté encendida. Puede ser perjudicial para los ojos.



¡La eliminación inadecuada de baterías/acumuladores supone un riesgo para el medio ambiente!

Las baterías/acumuladores no deben desecharse con la basura doméstica. Pueden contener metales pesados nocivos y deben tratarse como residuos especiales. Los símbolos químicos de los metales pesados son: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

Por lo tanto, las baterías/acumuladores usados deben llevarse a los puntos de recogida de residuos peligrosos municipales.

La batería incorporada no debe desmontarse para su eliminación. El producto deberá entregarse íntegramente en un punto de recogida de aparatos electrónicos usados.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el texto, diseño y datos técnicos del producto sin previo aviso.

Geachte heer of mevrouw, bedankt voor de aankoop van ons product!

Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt, zodat u het product op de juiste manier gebruikt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik en volg de aanbevelingen op. Het niet opvolgen van de instructies kan een gevaar vormen voor uw leven of gezondheid.

TOEPASSING EN BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Dit product is bedoeld voor thuisgebruik. Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik of andere toepassingen.

De elektromusculaire stimulator is een therapieapparaat dat bedoeld is voor thuisgebruik. Het elektrostimulatieapparaat kan worden gebruikt bij sport, revalidatie, lichaamsverzorging en schoonheidsverzorging.

Het is effectief in het verminderen van vetweefsel en het elimineren van cellulitis. Het helpt ook bij het behandelen van pijn. Daarom is spierelektrostimulatie een uiterst nuttige behandeling bij het herstel na veel blessures. Ook atleten waarderen de apparaten vanwege hun betere regeneratie en het verdwijnen van pijn en stijfheid die de dag na de training erg hinderlijk waren.

De set bestaat uit een paar slippers die als voetelektroden fungeren, zodat u uw vermoeide voeten kunt masseren na een vermoeiende dag op het werk.

Spiertraining en het vergroten van hun uithoudingsvermogen

Ontspanning

Spiervermoeidheid

Spierregeneratie na het sporten

Rugpijn

Gewrichtspijn

Neuralgie

Bij posttraumatische pijn van het bewegingsapparaat

Bij stoomissen in de bloedsomloop

Bij chronische pijnklachten van verschillende oorzaken

Om veiligheidsredenen en vanwege de CE-certificering mag het product op geen enkele wijze worden herbouwd of gewijzigd. Als u het product voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven beschreven, kan het product beschadigd raken. Bovendien kan onjuist gebruik gevaren met zich meebrengen, zoals kortsluiting, brand, elektrische schokken, etc.

FUNCTIEKNOPPEN STARTEN/GEBRUIKEN

- Aandacht. Verpakkingsmateriaal moet volledig van het product verwijderd zijn.
- Zorg ervoor dat de onderdelen correct zijn gemonteerd.
- Elektroden moeten op geselecteerde plaatsen op het lichaam worden geplakt:

SCHOUDER-knop - masseert de schouders en rug

WAIST-knop - masseert de taille en omliggende gebieden. **JOINT-knop** - stimuleert de gewrichten.

HAND&FOOT-knop - masseert voeten en handen

BEEN-knop - benen

Met de knoppen: **DRUKKEN, WRIJVEN, VIBREREN, DUIM**, veranderen we het type massage dat wordt uitgevoerd.

Batterij plaatsen/vervangen

- Open het batterijklepje en verwijder het.
- Verwijder de gebruikte batterijen. Plaats nieuwe batterijen in het batterijvak.
- Let op de oriëntatie van de polen (+ en -).
- Sluit het batterijklepje.

Aansluiten op USB-voeding

- Verwijder de batterijen uit het batterijvak voordat u een USB-verbinding tot stand brengt.
- Sluit de USB-kabel aan op een USB-voedingsbron.
- Sluit de DC-stekker van de USB-kabel aan op de stroomaansluiting van het product.

Het selecteren van de elektrische voeding

Als de DC-stekker niet op het product is aangesloten, wordt de stroomvoorziening verzorgd door batterijen.

Instructies voor het vervangen van de batterij:

- Plaats de batterijen correct en let daarbij op de +/- polariteit.
- Gebruik slechts één type batterij.
- Vervang altijd de gehele set batterijen.
- Lege batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd en mogen nooit in het vuur worden gegooid.
- Probeer nooit om gewone batterijen op te laden.
- Bewaar ongebruikte batterijen in hun verpakking, uit de buurt van metalen voorwerpen.

- **Laat kinderen niet zonder toezicht achter.**

TIP

- Het apparaat dient gecontroleerd te worden op volledigheid en eventuele zichtbare schade.
- Indien de levering niet compleet is of indien u schade constateert die het gevolg is van gebrekkige verpakking of transport, neem dan contact op met de servicehotline.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Productcode: 15833
- Gemakkelijk af te lezen LCD-scherm
- Mogelijkheid om 4 elektroden of een paar flappen aan te sluiten
- Klittenband flappen: insteeklengte 26cm
- Snelheids- en intensiteitsaanpassing
- Intuïtieve bediening
- Effectieve selectie van programma's
- Selectie van het massagetype 1x aansluitkabel (4 CLIPS)
- 1x aansluitkabel (2 CLIPS)
- Elektrode pad
- USB-oplader en stroomkabel
- Werkt op batterijen: 3x AA (niet inbegrepen)
- Het product is CE-gecertificeerd
- Aandacht! Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen met een pacemaker, insulinepomp of zwangere vrouwen.

VEILIGHEID VAN GEBRUIK

Voordat u de plaats van de elektroden bepaalt, moet u altijd rekening houden met de algemene regels die het niet toestaan dat elektroden op de volgende plaatsen worden geplaatst:

Aan weerszijden van de hersenpan, op zo'n manier dat de elektrische impuls door de hersenen loopt

Aan de tegenovergestelde kanten van de borstkas, zodat de impuls door het mediastinum loopt

Direct op de wonden

Direct boven de carotis sinus (anterieure laterale middelste deel van de nek)

Op de oogleden en boven de oogkas

Direct naar de ontstekings- of infectieplekken

Binnenin de mondholte op het slijmvlies

Op dicht behaarde huid (huid kan geschoren worden)

Aandacht! Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen met een pacemaker, insulinepomp of zwangere vrouwen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de daaruit voortvloeiende risico's begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Kinderen mogen de schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden niet zonder toezicht uitvoeren.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Gebruik voor het schoonmaken een vochtige doek of een mild schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen beschadigd apparaat.
- Zorg ervoor dat verpakkingsmaterialen niet onbeheerd worden achtergelaten. Kinderen kunnen ermee gaan spelen, wat gevaarlijk kan zijn.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke trillingen, hoge luchtvochtigheid, vocht, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan mechanische spanning.
- Indien veilig gebruik niet meer mogelijk is, stop dan met het gebruik en beveilig het product tegen hergebruik. Een veilige werking is niet meer mogelijk indien het product: - beschadigd is, - niet goed functioneert, - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden is opgeslagen of - tijdens het transport overmatig is beladen.
- Het is verboden het product te gebruiken indien een onderdeel beschadigd is. Indien de kabel beschadigd is, is het verboden om zelf reparaties uit te voeren.
- Haal het apparaat niet zelf uit elkaar.
- Bescherm het product tegen vocht.
- Zorg ervoor dat u de USB-kabel niet beschadigt met scherpe randen of hete voorwerpen. Rol de USB-kabel volledig af voordat u hem gebruikt.
- De meegeleverde USB-kabel is alleen geschikt voor dit product.
- Schakel het product onmiddellijk uit en verwijder de kabel uit het product als er een brandlucht of rook zichtbaar is. Laat het product door een gekwalificeerde technicus controleren voordat u het opnieuw gebruikt.

- Wanneer u een USB-stroomadapter gebruikt, moet de aansluiting altijd gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat u de USB-stroomadapter in geval van nood eenvoudig uit de aansluiting kunt halen. Volg ook de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
- Gebruik het product altijd zoals bedoeld.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN/ACCUMULATOREN

- Houd batterijen/accu's buiten bereik van kinderen. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen!
- Wegwerpbatterijen mogen niet worden opgeladen. Batterijen/accu's mogen niet kortgesloten en/of geopend worden. Dit kan oververhitting, brand of een explosie veroorzaken.
- Gooi batterijen/accu's nooit in vuur of water.
- Batterijen/accu's mogen nooit aan mechanische spanning worden blootgesteld.
- Risico op zuurlekkage uit batterijen/accu's.
- Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen die de batterijen/accu's kunnen aantasten, bijvoorbeeld radiatoren/direct zonlicht.
- Indien batterijen/accu's lekken, vermijd dan contact van huid, ogen en slijmvliezen met de chemicaliën! Spoel de aangetaste plekken onmiddellijk af met schoon water en raadpleeg een arts!
- Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen bij contact met de huid chemische brandwonden veroorzaken. Daarom is het in zo'n geval belangrijk dat u geschikte beschermende handschoenen draagt.



TIPS EN INFORMATIE OVER HET BEHEER VAN GEBRUIKTE VERPAKKINGEN

De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen die u bij uw plaatselijke recyclingcentrum kunt inleveren.

Gebruikt verpakkingsmateriaal dient te worden afgegeven bij de door de lokale overheid aangewezen afvalverwerkingsplaats. Informatie over de mogelijkheden om het gebruikte product af te voeren, wordt verstrekt door het gemeente- of stadskantoor.



VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Om redenen van milieubescherming mogen gebruikte elektrische en elektronische producten niet met het normale huisvuil worden afgevoerd, maar moeten ze op de juiste wijze worden afgevoerd. Informatie over de ophaalpunten en de openingstijden ervan kunt u bij het betreffende kantoor krijgen.



Dit product voldoet aan de eisen van de relevante Europese en nationale richtlijnen die op het product van toepassing zijn. Het product voldoet aan de Europese en nationale eisen op het gebied van de veiligheid van apparaten en producten.



Dit product voldoet aan de eisen van de relevante Europese en nationale richtlijnen die hierop van toepassing zijn, RoHS.



Kijk niet in een lichtbron als deze aanstaat. Het kan schadelijk zijn voor de ogen.



Het onjuist afvoeren van batterijen/accu's vormt een risico voor het milieu!

Batterijen/accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Ze kunnen schadelijke zware metalen bevatten en moeten als speciaal afval worden behandeld. De chemische symbolen voor zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

Gebruikte batterijen/accu's dienen daarom te worden ingeleverd bij de gemeentelijke inzamelpunten voor gevaarlijk afval.

De ingebouwde batterij mag niet uit elkaar worden gehaald om te worden afgevoerd. Het product dient in zijn geheel te worden afgegeven bij een inzamelpunt voor gebruikte elektronica.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de tekst, het ontwerp en de technische gegevens van het product.

Kära herr eller fru, tack för att du köpte vår produkt!

Innan du använder produkten, läs följande instruktioner för att säkerställa korrekt användning av produkten.

Vänligen spara denna handbok för framtida referens och följ dess rekommendationer, eftersom underlåtenhet att följa instruktionerna kan utgöra ett hot mot liv eller hälsa.

ANVÄNDNING OCH BESKRIVNING AV ENHETEN

Denna produkt är avsedd för hemmabruk. Denna produkt är inte avsedd för kommersiellt bruk eller andra tillämpningar.

Den elektromuskulära stimulatoren är en terapiapparat avsedd för hemmabruk. Elektrostimuleringsanordningen kan användas inom sport, rehabilitering, kroppsvård och skönhetsförbättring.

Det är effektivt för att minska fettvävnad och eliminera celluliter. Det hjälper också till att behandla smärta. Därför är muskelelektrostimulering en extremt användbar behandling i samband med återhämtning efter många skador. Idrottare uppskattar också enheterna för bättre regenerering och eliminering av smärta och ömhet som var mycket besvärande dagen efter träningen.

Setet innehåller ett par flipflops som fungerar som fotelektroder, så att du kan massera dina trötta fötter efter en ansträngande dag på jobbet.

Muskelträning och öka sin uthållighet

Avkoppling

Muskeltrötthet

Muskelregenerering efter träning

Ryggont

Ledvärk

Neuralgi

För posttraumatisk smärta i muskuloskeletala systemet

Vid störningar i blodcirkulationen

Vid kroniska smärttillstånd av olika orsaker

Av säkerhets- och CE-certifieringsskäl får produkten inte byggas om eller modifieras på något sätt. Om du använder produkten för andra ändamål än de tidigare beskrivna kan produkten skadas. Dessutom kan felaktig användning orsaka faror som kortslutning, brand, elektriska stötar etc.

STARTA/ANVÄNDA FUNKTIONSKNAPPAR

- Uppmärksamhet. Förpackningsmaterial måste avlägsnas helt från produkten.
- Se till att komponenterna är korrekt monterade.
- Elektroder ska fästas på kroppen på utvalda platser:

SHOULDER-knapp - masserar axlar och rygg

MIJE-knapp - masserar midjan och omgivande områden **JOINT-knapp** - stimulerar lederna

HAND&FOOT-knapp - masserar fötter och händer

BEN-knapp - ben

Med hjälp av knapparna: **PRESS, RUB, VIBRATE, TUMB**, ändrar vi vilken typ av massage som utförs.

Sätta i/byta batteri

- Öppna locket till batterifacket och ta bort det.
- Ta bort använda batterier. Sätt i nya batterier i batterifacket.
- Var uppmärksam på polernas orientering (+ och -).
- Stäng batterifackets lock.

Ansluter till USB-ström

- Ta bort batterierna från batterifacket innan du upprättar en USB-anslutning.
- Anslut USB-kabeln till en USB-strömkälla.
- Anslut USB-kabelns DC-kontakt till produktens eluttag.

Välja strömförsörjning

Om DC-kontakten inte är ansluten till produkten, levereras ström från batterier.

Instruktioner för batteribyte:

- Sätt i batterierna korrekt, var uppmärksam på +/- polariteten.
- Använd endast en typ av batteri.
- Byt alltid ut hela uppsättningen batterier.
- Förbrukade batterier måste avlägsnas från enheten och aldrig kastas i eld.
- Försök aldrig ladda vanliga batterier.
- Förvara oanvända batterier i förpackningen på avstånd från metallföremål.
- **Lämna inte barn utan tillsyn.**

DRICKS

- Enheten måste kontrolleras med avseende på leveransens fullständighet och eventuella synliga skador.
- Vid ofullständig leverans eller om du märker skador på grund av felaktig förpackning eller transport, vänligen kontakta servicejouren.

TEKNISKA DATA

- Produktkod: 15833
- Lättläst LCD-display
- Möjlighet att ansluta 4 elektroder eller ett par klaffar
- Kardborreklaffar: insatslängd 26cm
- Justering av hastighet och intensitet
- Intuitiv drift
- Effektivt urval av program
- Välja massagetyper 1x anslutningskabel (4 CLIPS)
- 1x anslutningskabel (2 CLIPS)
- Elektroddyna
- USB-laddare och strömkabel
- Batteridrivna: 3x AA (ingår ej)
- Produkten är CE-certifierad
- Uppmärksamhet! Enheten ska inte användas av personer med pacemaker, insulinpump eller gravida kvinnor.

ANVÄNDNINGSSÄKERHET

Innan du bestämmer platsen för applicering av elektroder, kom alltid ihåg de allmänna reglerna som inte tillåter att elektroder placeras på följande platser:

På motsatta sidor av hjärnan på ett sådant sätt att den elektriska impulsen går genom hjärnan

På motsatta sidor av bröstet så att impulsen går genom mediastinum

Direkt på såren

Direkt ovanför sinus carotis (främre laterala mittdelen av halsen)

På ögonlocken och ovanför ögonhålan

Direkt till platser för inflammation eller infektion

Inne i munhålan på slemhinnan

På hårig hud (huden kan rakas)

Uppmärksamhet! Enheten ska inte användas av personer med pacemaker, insulinpump eller gravida kvinnor.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av produkten och förstår de risker som uppstår.
- Barn får inte leka med produkten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Sänk aldrig ner enheten i vatten.
- För rengöring, använd en fuktig trasa eller ett mildt rengöringsmedel.
- Använd inte en skadad enhet.
- Se till att förpackningsmaterial inte lämnas utan tillsyn. Barn kan börja leka med dem, vilket är farligt.
- Skydda produkten från extrema temperaturer, direkt solljus, starka vibrationer, hög luftfuktighet, fukt, brandfarliga gaser, ångor och lösningsmedel.
- Utsätt inte produkten för mekanisk påfrestning.
- Om säker användning inte längre är möjlig, avbryt användningen och säkra produkten mot återanvändning. Säker drift är inte längre möjlig om produkten: - har skadats, - inte fungerar som den ska, - har förvarats under en längre tid under ogynnsamma förhållanden eller - har belastats för mycket under transporten.
- Det är förbjudet att använda produkten om någon del är skadad. Om kabeln är skadad är det förbjudet att utföra reparationer själv.
- Ta inte isär enheten själv.
- Skydda produkten från fukt.
- Se till att inte skada USB-kabeln med vassa kanter eller heta föremål. Rulla ut USB-kabeln helt före användning.
- Den medföljande USB-kabeln är endast lämplig för denna produkt.
- Stäng omedelbart av produkten och ta bort kabeln från produkten om det luktar brännande eller synlig rök. Låt en kvalificerad tekniker kontrollera produkten innan du använder den igen.
- Om en USB-strömadapter används måste uttaget alltid vara lättillgängligt så att USB-strömadaptern lätt kan tas ur uttaget i en nödsituation. Följ även tillverkarens bruksanvisning.
- Använd alltid produkten som avsett.

BATTERIER/ACKUMULATORER SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Förvara batterier/ackumulatorer utom räckhåll för barn. Vid förtäring, sök omedelbart läkare!
- Engångsbatterier får inte laddas om. Batterier/ackumulatorer får inte kortslutas och/eller öppnas. Detta kan orsaka överhettning, brand eller explosion.
- Kasta aldrig batterier/ackumulatorer i eld eller vatten.
- Batterier/ackumulatorer får aldrig utsättas för mekanisk påfrestning.
- Risk för syraläckage från batterier/ackumulatorer.
- Undvik extrema förhållanden och temperaturer som kan påverka batterier/ackumulatorer, t.ex. radiatorer/direkt solljus.
- Om batterier/ackumulatorer läcker, undvik kontakt av hud, ögon och slemhinnor med kemikalierna! Skölj omedelbart de drabbade områdena med rent vatten och uppsök läkare!
- Läckande eller skadade batterier/ackumulatorer kan orsaka kemiska brännskador vid kontakt med huden. Därför bör du bära lämpliga skyddshandskar i ett sådant fall.



TIPS OCH INFORMATION OM HANTERING AV ANVÄNDA FÖRPACKNINGAR

Förpackningen är gjord av miljövänliga material som kan lämnas till din lokala återvinningscentral.

Använt förpackningsmaterial ska lämnas till en avfallsstation som utsetts av lokala myndigheter. Information om möjligheterna att kassera den använda produkten tillhandahålls av kommun- eller stadskontoret.



KASSERING AV ANVÄND ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING

Av miljöskyddsskäl får använda elektriska och elektroniska produkter inte slängas tillsammans med vanligt kommunalt avfall i hushållsavfallet, utan måste kasseras på rätt sätt. Information om utlämningsställen och deras öppettider lämnas av berörd kansli.



Denna produkt uppfyller kraven i relevanta europeiska och nationella direktiv som gäller den. Produkten uppfyller europeiska och nationella krav på säkerhet för enheter och produkter.



Denna produkt uppfyller kraven i relevanta europeiska och nationella direktiv som gäller den, RoHS.



Titta inte på en ljuskälla när den är på. Det kan vara skadligt för ögonen.



Felaktig kassering av batterier/ackumulatorer utgör en risk för miljön!

Batterier/ackumulatorer ska inte slängas med hushållsavfallet. De kan innehålla skadliga tungmetaller och bör behandlas som specialavfall. De kemiska symbolerna för tungmetaller är: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

Därför bör använda batterier/ackumulatorer lämnas till kommunala insamlingsställen för farligt avfall.

Det inbyggda batteriet får inte tas isär för kassering. Produkten ska lämnas i sin helhet till ett insamlingsställe för använd elektronik.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i produktens text, design och tekniska data utan föregående meddelande.

Αγαπητέ κύριε ή κυρία, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση του προϊόντος.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και ακολουθήστε τις συστάσεις του, καθώς η μη τήρηση των οδηγιών του μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη ζωή ή την υγεία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αυτό το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για εμπορική χρήση ή άλλες εφαρμογές.

Ο ηλεκτρομυϊκός διεγέρτης είναι μια συσκευή θεραπείας που προορίζεται για οικιακή χρήση. Η συσκευή ηλεκτροδιέγερσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αθλήματα, αποκατάσταση, περιποίηση σώματος και βελτίωση ομορφιάς.

Είναι αποτελεσματικό στη μείωση του λιπώδους ιστού και στην εξάλειψη της κυτταρίτιδας. Βοηθά επίσης στην αντιμετώπιση του πόνου. Ως εκ τούτου, η ηλεκτροδιέγερση των μυών είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη θεραπεία στο πλαίσιο της αποκατάστασης μετά από πολλούς τραυματισμούς. Οι αθλητές εκτιμούν επίσης τις συσκευές για την καλύτερη αναγέννηση και την εξάλειψη του πόνου και του πόνου που ήταν πολύ ενοχλητικοί την ημέρα μετά την προπόνηση.

Το σετ περιλαμβάνει ένα ζευγάρι σαγιονάρες που λειτουργούν ως ηλεκτρόδια ποδιού, ώστε να μπορείτε να κάνετε μασάζ στα κουρασμένα πόδια σας μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά.

Εκγύμναση των μυών και αύξηση της αντοχής τους

Χαλάρωση

Μυϊκή κόπωση

Μυϊκή αναγέννηση μετά την άσκηση

Πόνος στην πλάτη

Πόνος στις αρθρώσεις

Νευραλγία

Για μετατραυματικό πόνο του μυοσκελετικού συστήματος

Σε περίπτωση διαταραχών της κυκλοφορίας του αίματος

Σε καταστάσεις χρόνιου πόνου διαφόρων αιτιών

Για λόγους ασφάλειας και πιστοποίησης CE, το προϊόν δεν επιτρέπεται να ανακατασκευαστεί ή να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφηκαν προηγουμένως, το προϊόν μπορεί να καταστραφεί. Επιπλέον, η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους όπως βραχυκυκλώματα, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία κ.λπ.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΧΡΗΣΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Προσοχή. Το υλικό συσκευασίας πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς από το προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί σωστά.
- Τα ηλεκτρόδια πρέπει να είναι κολλημένα στο σώμα σε επιλεγμένα σημεία:

Κουμπί SHOULDER - κάνει μασάζ στους ώμους και την πλάτη

Κουμπί WAIST - κάνει μασάζ στη μέση και τις γύρω περιοχές

Κουμπί HAND&FOOT - κάνει μασάζ στα πόδια και τα χέρια

Κουμπί LEG - πόδια

Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά: **PRESS, RUB, VIBRATE, THUMB**, αλλάζουμε τον τύπο του μασάζ που εκτελείται.

Τοποθέτηση / Αντικατάσταση της μπαταρίας

- Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών και αφαιρέστε το.
- Αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Τοποθετήστε νέες μπαταρίες στη θήκη μπαταριών.
- Δώστε προσοχή στον προσανατολισμό των πόλων (+ και -).
- Κλείστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.

Σύνδεση σε τροφοδοσία USB

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη θήκη μπαταριών πριν δημιουργήσετε μια σύνδεση USB.
- Συνδέστε το καλώδιο USB σε μια πηγή τροφοδοσίας USB.
- Συνδέστε το βύσμα DC του καλωδίου USB στην πρίζα του προϊόντος.

Επιλογή ηλεκτρικής τροφοδοσίας

Εάν το βύσμα DC δεν είναι συνδεδεμένο στο προϊόν, η τροφοδοσία τροφοδοτείται από μπαταρίες.

Οδηγίες αντικατάστασης μπαταρίας:

- Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες, προσέχοντας την πολικότητα +/-.
- Χρησιμοποιήστε μόνο έναν τύπο μπαταρίας.
- Να αντικαθιστάτε πάντα ολόκληρο το σετ μπαταριών.
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή και να μην πετιούνται ποτέ στη φωτιά.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να φορτίσετε κανονικές μπαταρίες.

- Αποθηκεύστε τις αχρησιμοποίητες μπαταρίες στη συσκευασία τους μακριά από μεταλλικά αντικείμενα.
- **Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.**

ΑΚΡΟ

- Η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί για την πληρότητα της παράδοσης και για τυχόν ορατές ζημιές.
- Σε περίπτωση ατελούς παράδοσης ή εάν παρατηρήσετε ζημιά λόγω ελαττωματικής συσκευασίας ή μεταφοράς, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Κωδικός προϊόντος: 15833
- Ευανάγνωστη οθόνη LCD
- Δυνατότητα σύνδεσης 4 ηλεκτροδίων ή ζεύγους πτερυγίων
- Πτερύγια Velcro: μήκος ένθετου 26cm
- Ρύθμιση ταχύτητας και έντασης
- Διασθητική λειτουργία
- Αποτελεσματική επιλογή προγραμμάτων
- Επιλογή του καλωδίου σύνδεσης τύπου μασάζ1x (4 CLIPS)
- 1x καλώδιο σύνδεσης (2 CLIPS)
- Επίθεμα ηλεκτροδίου
- Φορτιστής USB και καλώδιο τροφοδοσίας
- Τροφοδοτείται από μπαταρία: 3x AA (δεν περιλαμβάνεται)
- Το προϊόν έχει πιστοποίηση CE
- Προσοχή! Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με βηματοδότη, αντλία ινσουλίνης ή έγκυες γυναίκες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν προσδιορίσετε τον τόπο εφαρμογής των ηλεκτροδίων, να θυμάστε πάντα τους γενικούς κανόνες που δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση ηλεκτροδίων στα ακόλουθα σημεία:

Στις απέναντι πλευρές του εγκεφάλου με τέτοιο τρόπο ώστε η ηλεκτρική ώθηση να διατρέχει τον εγκέφαλο

Στις αντίθετες πλευρές του θώρακα, έτσι ώστε η ώθηση να διατρέχει το μεσοθωράκιο

Απευθείας στις πληγές

Ακριβώς πάνω από τον καρωτικό κόλπο (πρόσθιο πλάγιο μεσαίο τμήμα του λαιμού)

Στα βλέφαρα και πάνω από την κόγχη του ματιού

Απευθείας στα σημεία φλεγμονής ή μόλυνσης

Μέσα στη στοματική κοιλότητα στον βλεννογόνο

Σε πυκνά τριχωτό δέρμα (το δέρμα μπορεί να ξυριστεί)

Προσοχή! Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με βηματοδότη, αντλία ινσουλίνης ή έγκυες γυναίκες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους κινδύνους που προκύπτουν.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το προϊόν.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
- Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί ή ένα ήπιο απορρυπαντικό.
- Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά συσκευασίας δεν αφήνονται χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά μπορεί να αρχίσουν να παίζουν μαζί τους, κάτι που είναι επικίνδυνο.
- Προστατέψτε το προϊόν από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, ισχυρούς κραδασμούς, υψηλή υγρασία, υγρασία, εύφλεκτα αέρια, ατμούς και διαλύτες.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε μηχανική καταπόνηση.
- Εάν δεν είναι πλέον δυνατή η ασφαλής λειτουργία, διακόψτε τη χρήση και ασφαλίστε το προϊόν από επαναχρησιμοποίηση. Η ασφαλής λειτουργία δεν είναι πλέον δυνατή εάν το προϊόν: - έχει καταστραφεί, - δεν λειτουργεί σωστά, - έχει αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό δυσμενείς συνθήκες ή - έχει φορτωθεί υπερβολικά κατά τη μεταφορά.
- Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος εάν κάποιο μέρος έχει καταστραφεί. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, απαγορεύεται να κάνετε επισκευές μόνοι σας.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας.
- Προστατέψτε το προϊόν από την υγρασία.
- Φροντίστε να μην καταστρέψετε το καλώδιο USB με αιχμηρές άκρες ή ζεστά αντικείμενα. Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο USB πριν από τη χρήση.
- Το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται είναι κατάλληλο μόνο για αυτό το προϊόν.

- Απενεργοποιήστε αμέσως το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο από το προϊόν εάν μυρίζει καμένο ή είναι ορατός καπνός. Αναθέστε τον έλεγχο του προϊόντος σε εξειδικευμένο τεχνικό πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Εάν χρησιμοποιείται μετασχηματιστής USB, η πρίζα πρέπει να είναι πάντα εύκολα προσβάσιμη, έτσι ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα το τροφοδοτικό USB από την πρίζα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ακολουθήστε επίσης τις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν όπως προορίζεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ/ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

- Κρατήστε τις μπαταρίες/συσσωρευτές μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή!
- Οι μπαταρίες μιας χρήσης δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι μπαταρίες/συσσωρευτές δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται και/ή να ανοίγονται. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην πετάτε ποτέ μπαταρίες/συσσωρευτές στη φωτιά ή στο νερό.
- Οι μπαταρίες/συσσωρευτές δεν πρέπει ποτέ να υπόκεινται σε μηχανική καταπόνηση.
- Κίνδυνος διαρροής οξέος από μπαταρίες/συσσωρευτές.
- Αποφύγετε ακραίες συνθήκες και θερμοκρασίες που μπορεί να επηρεάσουν τις μπαταρίες / συσσωρευτές, π.χ.
- Σε περίπτωση διαρροής μπαταριών/συσσωρευτών, αποφύγετε την επαφή του δέρματος, των ματιών και των βλεννογόνων με τις χημικές ουσίες! Ξεπλύνετε αμέσως τις πληγείσες περιοχές με καθαρό νερό και επισκεφτείτε έναν γιατρό!
- Διαρροές ή κατεστραμμένες μπαταρίες/συσσωρευτές μπορεί να προκαλέσουν χημικά εγκαύματα όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Επομένως, θα πρέπει να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια σε μια τέτοια περίπτωση.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά που μπορούν να απορριφθούν στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης.

Το χρησιμοποιημένο υλικό συσκευασίας θα πρέπει να παραδίδεται στο σημείο διάθεσης απορριμμάτων που ορίζουν οι τοπικές αρχές. Πληροφορίες για τις δυνατότητες απόρριψης του χρησιμοποιημένου προϊόντος παρέχονται από το δημοτικό ή δημοτικό γραφείο.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα αστικά απορρίμματα στα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να απορρίπτονται σωστά. Πληροφορίες για τα σημεία συλλογής και τις ώρες λειτουργίας τους παρέχονται από το αρμόδιο γραφείο.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών που ισχύουν για αυτό. Το προϊόν πληροί τις ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών και προϊόντων.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών που ισχύουν για αυτό, RoHS.



Μην κοιτάτε μια πηγή φωτός όταν είναι αναμμένη. Μπορεί να είναι επιβλαβές για τα μάτια.



Η ακατάλληλη απόρριψη μπαταριών/συσσωρευτών ενέχει κίνδυνο για το περιβάλλον!

Οι μπαταρίες/συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να περιέχουν επιβλαβή βαρέα μέταλλα και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα. Τα χημικά σύμβολα για τα βαρέα μέταλλα είναι: Cd = κάδμιο, Hg = υδράργυρος, Pb = μόλυβδος.

Ως εκ τούτου, οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες / συσσωρευτές θα πρέπει να μεταφέρονται σε δημοτικά σημεία συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων.

Η ενσωματωμένη μπαταρία δεν πρέπει να αποσυναρμολογηθεί για απόρριψη. Το προϊόν πρέπει να παραδοθεί ολόκληρο σε σημείο συλλογής μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών ειδών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο κείμενο, το σχέδιο και τα τεχνικά δεδομένα του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.

Stimate domnule sau doamnă, vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru!

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni pentru a asigura utilizarea corectă a produsului.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare și să urmați recomandările acestuia, deoarece nerespectarea instrucțiunilor acestuia poate reprezenta o amenințare pentru viață sau sănătate.

APLICAȚIA ȘI DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Acest produs este destinat uzului casnic. Acest produs nu este destinat utilizării comerciale sau altor aplicații.

Stimulatorul electromuscular este un dispozitiv de terapie destinat uzului casnic. Aparatul de electrostimulare poate fi folosit în sport, reabilitare, îngrijire corporală și îmbunătățirea frumuseții.

Este eficient în reducerea țesutului adipos și eliminarea celulei. De asemenea, ajută la tratarea durerii. Prin urmare, electrostimularea musculară este un tratament extrem de util în contextul recuperării după multe accidentări. Sportivii apreciază și dispozitivele pentru o mai bună regenerare și eliminarea durerii și a durerilor care au fost foarte deranjante a doua zi după antrenament.

Setul include o pereche de șlapi care acționează ca electrozi pentru picior, astfel încât să vă puteți masa picioarele oboseite după o zi obositoare la muncă.

Antrenamentul muscular și creșterea rezistenței acestora

Relaxare

Oboseala musculară

Regenerarea musculară după efort

Dureri de spate

Dureri articulare

Nevralgie

Pentru durerile post-traumatice ale sistemului musculo-scheletic

În cazul tulburărilor de circulație sanguină

În condiții de durere cronică de diverse cauze

Din motive de siguranță și certificare CE, produsul nu poate fi reconstruit sau modificat în niciun fel. Dacă utilizați produsul în alte scopuri decât cele descrise anterior, produsul se poate deteriora. În plus, utilizarea necorespunzătoare poate provoca pericole precum scurtcircuit, incendiu, șoc electric etc.

PORNIRE/ UTILIZARE BUTONE FUNCȚIONALE

- Atenție. Materialul de ambalare trebuie îndepărtat complet de pe produs.
- Asigurați-vă că componentele sunt asamblate corect.
- Electrozii ar trebui să fie lipiți de corp în locuri selectate:

Buton SHOULDER - masează umerii și spatelui

Buton WAIST - masează talia și zonele înconjurătoare Butonul JOINT - stimulează articulațiile

Buton HAND&FOOT - masează picioarele și mâinile

Buton PICIOARE - picioare

Cu ajutorul butoanelor: **APĂSARE, FROTARE, VIBRAȚE, DEGENETUL**, schimbăm tipul de masaj efectuat.

Introducerea/Înlocuirea bateriei

- Deschideți capacul compartimentului bateriei și scoateți-l.
- Scoateți bateriile uzate. Introduceți baterii noi în compartimentul pentru baterii.
- Acordați atenție orientării stâlpilor (+ și -).
- Închideți capacul compartimentului bateriei.

Conectarea la alimentare USB

- Scoateți bateriile din compartimentul pentru baterii înainte de a stabili o conexiune USB.
- Conectați cablul USB la o sursă de alimentare USB.
- Conectați mufa DC a cablului USB la priza de alimentare a produsului.

Selectarea sursei de alimentare electrică

Dacă mufa de curent continuu nu este conectată la produs, alimentarea este furnizată de baterii.

Instrucțiuni de înlocuire a bateriei:

- Vă rugăm să introduceți bateriile corect, acordând atenție polarității +/-.
- Folosiți un singur tip de baterie.
- Înlocuiți întotdeauna întregul set de baterii.
- Bateriile epuizate trebuie scoase din aparat și nu trebuie aruncate niciodată în foc.
- Nu încercați niciodată să încărcați bateriile obișnuite.
- Păstrați bateriile nefolosite în ambalajul lor departe de obiecte metalice.

- **Nu lăsați copiii nesupravegheați.**

SFAT

- Dispozitivul trebuie verificat pentru caracterul complet al livrării și orice deteriorare vizibilă.
- În cazul unei livrări incomplete sau dacă observați daune din cauza ambalajului sau transportului defectuos, vă rugăm să contactați linia telefonică de service.

DATE TEHNICE

- Cod produs: 15833
- Afișaj LCD ușor de citit
- Posibilitatea de a conecta 4 electrozi sau o pereche de clapete
- Clape cu velcro: lungime inserție 26 cm
- Reglarea vitezei și intensității
- Operare intuitivă
- Selectarea eficientă a programelor
- Selectarea tipului de masaj 1x cablu de conectare (4 CLIPS)
- 1x cablu de conectare (2 CLIPURI)
- Pad cu electrozi
- Incarcator USB si cablu de alimentare
- Alimentare cu baterii: 3x AA (nu sunt incluse)
- Produsul este certificat CE
- Atenție! Dispozitivul nu trebuie utilizat de persoane cu stimulator cardiac, pompă de insulină sau femei gravide.

SIGURANȚA UTILIZĂRII

Înainte de a determina locul de aplicare a electrozilor, rețineți întotdeauna regulile generale care nu permit plasarea electrozilor în următoarele locuri:

Pe părțile opuse ale carcasei creierului, astfel încât impulsul electric să circule prin creier

Pe părțile opuse ale toracelui, astfel încât impulsul să circule prin mediastin

Direct pe răni

Direct deasupra sinusului carotidian (partea mediană laterală anterioară a gâtului)

Pe pleoape și deasupra orbitei

Direct la locurile de inflamație sau infecție

În interiorul cavității bucale pe mucoasă

Pe pielea dens păroasă (pielea poate fi bărbierită)

Atenție! Dispozitivul nu trebuie utilizat de persoane cu stimulator cardiac, pompă de insulină sau femei gravide.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Acest produs poate fi utilizat de către copii cu vârsta de 8 ani și peste și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau să fi fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și să înțeleagă riscurile rezultate.
- Copiii nu au voie să se joace cu produsul.
- Curățarea și întreținerea nu pot fi efectuate de copii fără supraveghere.
- Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă.
- Pentru curățare, utilizați o cârpă umedă sau un detergent ușor.
- Nu utilizați un dispozitiv deteriorat.
- Asigurați-vă că materialele de ambalare nu sunt lăsate nesupravegheate. Copiii pot începe să se joace cu ei, ceea ce este periculos.
- Protejați produsul de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, vibrații puternice, umiditate ridicată, umiditate, gaze inflamabile, vapori și solvenți.
- Nu expuneți produsul la solicitări mecanice.
- Dacă nu mai este posibilă operarea în siguranță, întrerupeți utilizarea și asigurați produsul împotriva reutilizării. Funcționarea în siguranță nu mai este posibilă dacă produsul: - a fost deteriorat, - nu funcționează corespunzător, - a fost depozitat o perioadă lungă de timp în condiții nefavorabile sau - a fost încărcat excesiv în timpul transportului.
- Este interzisă utilizarea produsului dacă orice parte este deteriorată. Dacă cablul este deteriorat, este interzis să efectuați singur reparații.
- Nu dezamblați singur dispozitivul.
- Protejați produsul de umiditate.
- Asigurați-vă că nu deteriorați cablul USB cu margini ascuțite sau obiecte fierbinți. Vă rugăm să derulați complet cablul USB înainte de utilizare.
- Cablul USB inclus este potrivit doar pentru acest produs.
- Oprțiți imediat produsul și scoateți cablul din produs dacă miroase a ars sau dacă este vizibil fum. Solicitați verificarea produsului de către un tehnician calificat înainte de a-l utiliza din nou.
- Dacă se folosește un adaptor de alimentare USB, priza trebuie să fie întotdeauna ușor accesibilă, astfel încât adaptorul de alimentare USB să poată fi scos cu ușurință din priză în caz de urgență. Vă rugăm să urmați și instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

- Utilizați întotdeauna produsul conform destinației.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ A BATERIILOR/ACUMULATORILOR

- Nu lăsați bateriile/acumulatorii la îndemâna copiilor. Dacă este înghițit, solicitați imediat sfatul medicului!
- Bateriile de unică folosință nu trebuie reîncărcate. Bateriile/acumulatorii nu trebuie să fie scurtcircuitați și/sau deschiși. Acest lucru poate provoca supraîncălzire, incendiu sau explozie.
- Nu aruncați niciodată bateriile/acumulatorii în foc sau în apă.
- Bateriile/acumulatorii nu trebuie niciodată supuși la solicitări mecanice.
- Risc de scurgere de acid din baterii/acumulate.
- Evitați condițiile și temperaturile extreme care pot afecta bateriile / acumulatorii, de exemplu radiatoarele / lumina directă a soarelui.
- Dacă bateriile/acumulatorii se scurg, evitați contactul pielii, ochilor și mucoaselor cu substanțele chimice! Clătiți imediat zonele afectate cu apă curată și consultați un medic!
- Scurgerile sau deteriorarea bateriilor/acumulatorilor pot provoca arsuri chimice la contactul cu pielea. Prin urmare, ar trebui să purtați mănuși de protecție adecvate într-un astfel de caz.



SFATURI SI INFORMATII PRIVIND GESTIONAREA AMBALAJULUI UTILIZAT

Ambalajul este realizat din materiale ecologice care pot fi aruncate la centrul local de reciclare.

Materialul de ambalare folosit trebuie livrat la punctul de eliminare a deșeurilor desemnat de autoritățile locale. Informațiile despre posibilitățile de eliminare a produsului uzat sunt furnizate de către oficiul municipal sau municipal.



ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE

Din motive de protecție a mediului, produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile municipale normale în deșeurile menajere, ci trebuie eliminate în mod corespunzător. Informațiile despre punctele de colectare și orele de funcționare ale acestora sunt furnizate de biroul relevant.



Acest produs respectă cerințele directivelor europene și naționale relevante care i se aplică. Produsul îndeplinește cerințele europene și naționale privind siguranța dispozitivelor și produselor.



Acest produs respectă cerințele directivelor europene și naționale relevante care i se aplică, RoHS.



Nu vă uitați la o sursă de lumină când este aprinsă. Poate fi dăunător pentru ochi.



Eliminarea necorespunzătoare a bateriilor/acumulatorilor prezintă un risc pentru mediu!

Bateriile/acumulatorii nu trebuie aruncați împreună cu deșeurile menajere. Ele pot conține metale grele dăunătoare și trebuie tratate ca deșeuri speciale. Simbolurile chimice ale metalelor grele sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.

Prin urmare, bateriile / acumulatorii uzați trebuie duși la punctele municipale de colectare a deșeurilor periculoase.

Bateria încorporată nu trebuie dezasamblată pentru eliminare. Produsul trebuie predat integral la un punct de colectare a electronicelor uzate.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări textului, designului și datelor tehnice ale produsului fără notificare.

Caro senhor ou senhora, obrigado por adquirir nosso produto!

Antes de usar o produto, leia as seguintes instruções para garantir o uso correto do produto.

Guarde este manual para referência futura e siga suas recomendações, pois o não cumprimento de suas instruções pode representar uma ameaça à vida ou à saúde.

APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

Este produto é destinado ao uso doméstico. Este produto não se destina ao uso comercial ou outras aplicações.

O estimulador eletromuscular é um dispositivo terapêutico destinado ao uso doméstico. O dispositivo de eletroestimulação pode ser usado em esportes, reabilitação, cuidados corporais e embelezamento.

É eficaz na redução do tecido adiposo e na eliminação da celulite. Também ajuda no tratamento da dor. Portanto, a eletroestimulação muscular é um tratamento extremamente útil no contexto de recuperação após muitas lesões. Os atletas também apreciam os dispositivos para melhor regeneração e eliminação de dores e desconfortos que eram muito incômodos no dia seguinte ao treino.

O conjunto inclui um par de chinelos que funcionam como eletrodos nos pés, para que você possa massagear seus pés cansados após um dia exaustivo de trabalho.

Treinamento muscular e aumento de resistência

Relaxamento

Fadiga muscular

Regeneração muscular após exercício

Dor nas costas

Dor nas articulações

Neuralgia

Para dor pós-traumática do sistema músculo-esquelético

Em caso de distúrbios da circulação sanguínea

Em condições de dor crônica de várias causas

Por razões de segurança e certificação CE, o produto não pode ser reconstruído ou modificado de nenhuma forma. Se você usar o produto para finalidades diferentes das descritas anteriormente, o produto poderá ser danificado. Além disso, o uso indevido pode causar perigos como curto-circuitos, incêndio, choque elétrico, etc.

INICIANDO/USANDO BOTÕES DE FUNÇÃO

- Atenção. O material de embalagem deve ser completamente removido do produto.
- Certifique-se de que os componentes estejam montados corretamente.
- Os eletrodos devem ser fixados ao corpo em locais selecionados:

Botão OMBRO - massageia os ombros e as costas

Botão WAIST - massageia a cintura e áreas ao redor Botão JOINT - estimula as articulações

Botão HAND&FOOT - massageia pés e mãos

Botão LEG - pernas

Utilizando os botões: **PRESS, RUB, VIBRATE, THUMB**, alteramos o tipo de massagem realizada.

Inserindo / Substituindo a bateria

- Abra a tampa do compartimento da bateria e remova-a.
- Remova as pilhas usadas. Insira pilhas novas no compartimento de pilhas.
- Preste atenção na orientação dos polos (+ e -).
- Feche a tampa do compartimento da bateria.

Conectando à energia USB

- Remova as pilhas do compartimento antes de estabelecer uma conexão USB.
- Conecte o cabo USB a uma fonte de alimentação USB.
- Conecte o plugue CC do cabo USB à tomada de energia do produto.

Selecionando a fonte de alimentação elétrica

Se o plugue CC não estiver conectado ao produto, a energia será fornecida por baterias.

Instruções de substituição da bateria:

- Insira as pilhas corretamente, prestando atenção à polaridade +/-.
- Use apenas um tipo de bateria.
- Substitua sempre o conjunto completo de pilhas.
- Pilhas gastas devem ser removidas do aparelho e nunca jogadas no fogo.
- Nunca tente carregar baterias comuns.
- Guarde as baterias não utilizadas na embalagem, longe de objetos metálicos.

- **Não deixe crianças sem supervisão.**

DICA

- O dispositivo deve ser verificado quanto à integridade da entrega e a quaisquer danos visíveis.
- Em caso de entrega incompleta ou se você notar danos devido a embalagem ou transporte defeituosos, entre em contato com a linha direta de serviço.

DADOS TÉCNICOS

- Código do produto: 15833
- Visor LCD de fácil leitura
- Possibilidade de conectar 4 eletrodos ou um par de abas
- Abas de velcro: comprimento de inserção 26 cm
- Ajuste de velocidade e intensidade
- Operação intuitiva
- Seleção eficaz de programas
- Selecionando o tipo de massagem 1x cabo de conexão (4 CLIPS)
- 1x cabo de conexão (2 CLIPS)
- Almofada de eletrodo
- Carregador USB e cabo de alimentação
- Alimentado por bateria: 3x AA (não incluídas)
- O produto é certificado pela CE
- Atenção! O dispositivo não deve ser usado por pessoas com marcapasso, bomba de insulina ou mulheres grávidas.

SEGURANÇA DE USO

Antes de determinar o local de aplicação dos eletrodos, lembre-se sempre das regras gerais que não permitem que os eletrodos sejam colocados nos seguintes locais:

Em lados opostos da caixa craniana de tal forma que o impulso elétrico percorre o cérebro

Em lados opostos do tórax para que o impulso passe pelo mediastino

Diretamente nas feridas

Diretamente acima do seio carotídeo (parte média lateral anterior do pescoço)

Nas pálpebras e acima da órbita ocular

Diretamente nos locais de inflamação ou infecção

Dentro da cavidade oral na mucosa

Em pele densamente peluda (a pele pode ser raspada)

Atenção! O dispositivo não deve ser usado por pessoas com marcapasso, bomba de insulina ou mulheres grávidas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Este produto pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham sido instruídas sobre o uso seguro do produto e compreendam os riscos resultantes.
- Não é permitido que crianças brinquem com o produto.
- A limpeza e a manutenção não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Nunca mergulhe o dispositivo em água.
- Para limpeza, use um pano úmido ou um detergente suave.
- Não utilize um dispositivo danificado.
- Certifique-se de que os materiais de embalagem não sejam deixados sem vigilância. As crianças podem começar a brincar com eles, o que é perigoso.
- Proteja o produto de temperaturas extremas, luz solar direta, vibrações fortes, alta umidade, gases inflamáveis, vapores e solventes.
- Não exponha o produto a esforços mecânicos.
- Se a operação segura não for mais possível, interrompa o uso e proteja o produto contra reutilização. A operação segura não será mais possível se o produto: - tiver sido danificado, - não funcionar corretamente, - tiver sido armazenado por um longo período de tempo em condições desfavoráveis ou - tiver sido carregado excessivamente durante o transporte.
- É proibido utilizar o produto caso alguma parte esteja danificada. Se o cabo estiver danificado, é proibido fazer reparos por conta própria.
- Não desmonte o dispositivo você mesmo.
- Proteja o produto da umidade.
- Tenha cuidado para não danificar o cabo USB com bordas afiadas ou objetos quentes. Desenrole completamente o cabo USB antes de usar.
- O cabo USB incluído é adequado apenas para este produto.
- Desligue o produto imediatamente e remova o cabo do produto se sentir cheiro de queimado ou se houver fumaça visível. Leve o produto para ser verificado por um técnico qualificado antes de usá-lo novamente.
- Se um adaptador de energia USB for usado, o soquete deve estar sempre facilmente acessível para que o adaptador de energia USB possa ser facilmente removido do soquete em uma emergência. Siga também as instruções de operação do fabricante.

- Utilize sempre o produto conforme as instruções.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA BATERIAS/ACUMULADORES

- Mantenha pilhas/acumuladores fora do alcance de crianças. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente!
- Baterias descartáveis não devem ser recarregadas. Pilhas/acumuladores não devem ser colocados em curto-circuito e/ou abertos. Isso pode causar superaquecimento, incêndio ou explosão.
- Nunca jogue pilhas/acumuladores no fogo ou na água.
- Baterias/acumuladores nunca devem ser submetidos a estresse mecânico.
- Risco de vazamento de ácido de baterias/acumuladores.
- Evite condições e temperaturas extremas que possam afetar baterias/acumuladores, por exemplo, radiadores/luz solar direta.
- Se houver vazamento de pilhas/acumuladores, evite o contato da pele, olhos e mucosas com os produtos químicos! Enxágue as áreas afetadas imediatamente com água limpa e consulte um médico!
- Baterias/acumuladores com vazamento ou danificados podem causar queimaduras químicas quando em contato com a pele. Portanto, você deve usar luvas de proteção adequadas nesse caso.



DICAS E INFORMAÇÕES SOBRE GERENCIAMENTO DE EMBALAGENS USADAS

A embalagem é feita de materiais ecológicos que podem ser descartados no centro de reciclagem local.

O material de embalagem usado deve ser entregue no ponto de descarte de resíduos designado pelas autoridades locais. Informações sobre as possibilidades de descarte do produto usado são fornecidas pela prefeitura ou secretaria municipal.



DESCARTE DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS USADOS

Por razões de proteção ambiental, produtos elétricos e eletrônicos usados não devem ser descartados junto com o lixo municipal comum, no lixo doméstico, mas devem ser descartados corretamente. Informações sobre pontos de coleta e seus horários de funcionamento são fornecidas pelo escritório relevante.



Este produto está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias e nacionais relevantes que lhe são aplicáveis. O produto atende aos requisitos europeus e nacionais sobre segurança de dispositivos e produtos.



Este produto está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias e nacionais relevantes que se aplicam a ele, RoHS.



Não olhe para uma fonte de luz quando ela estiver acesa. Pode ser prejudicial aos olhos.



O descarte inadequado de pilhas/acumuladores representa um risco ao meio ambiente!

Pilhas/acumuladores não devem ser descartados junto com o lixo doméstico. Eles podem conter metais pesados nocivos e devem ser tratados como resíduos especiais. Os símbolos químicos dos metais pesados são: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo. Portanto, baterias/acumuladores usados devem ser levados aos pontos de coleta de resíduos perigosos municipais.

A bateria embutida não deve ser desmontada para descarte. O produto deve ser entregue integralmente em um ponto de coleta de eletrônicos usados.

Reservamo-nos o direito de fazer alterações no texto, design e dados técnicos do produto sem aviso prévio.

Уважаеми господине или госпожо, благодарим ви, че закупихте нашия продукт!

Преди да използвате продукта, моля, прочетете следните инструкции, за да осигурите правилната употреба на продукта.

Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки и следвайте неговите препоръки, тъй като неспазването на инструкциите може да представлява заплаха за живота или здравето.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Този продукт е предназначен за домашна употреба. Този продукт не е предназначен за комерсиална употреба или други приложения. Електромускулният стимулатор е терапевтичен апарат, предназначен за домашна употреба. Апаратът за електростимулация може да се използва при спорт, рехабилитация, грижа за тялото и подобряване на красотата.

Той е ефективен при намаляване на мастната тъкан и премахване на целулита. Помага и при лечение на болка. Следователно мускулната електростимулация е изключително полезно лечение в контекста на възстановяване след много наранявания. Спортистите също оценяват уредите за по-добра регенерация и премахване на болката и раздразнението, които са били много притеснителни в деня след тренировка. Комплектът включва чифт джапанки, които действат като електроди за крака, за да можете да масажирате уморените си крака след изтощителен работен ден.

Трениране на мускулите и повишаване на тяхната издръжливост

Релаксация

Мускулна умора

Регенерация на мускулите след тренировка

Болки в гърба

Болки в ставите

Невралгия

При посттравматична болка на опорно-двигателния апарат

При нарушения на кръвообращението

При състояния на хронична болка с различни причини

От съображения за безопасност и CE сертифициране, продуктът не може да бъде реконструиран или модифициран по никакъв начин. Ако използвате продукта за цели, различни от описаните по-горе, продуктът може да се повреди. В допълнение, неправилната употреба може да причини опасности като късо съединение, пожар, токов удар и др.

СТАРТИРАНЕ/ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ БУТОНИ

- внимание. Опаковъчният материал трябва да бъде напълно отстранен от продукта.
- Уверете се, че компонентите са сглобени правилно.
- Електродите трябва да се залепят към тялото на избрани места:

Бутон SHOULDER - масажира раменете и гърба

Бутон WAIST - масажира кръста и околните зони Бутон JOINT - стимулира ставите

Бутон HAND&FOOT - масажира краката и ръцете

Бутон LEG - крака

С помощта на бутоните: **НАТИСНЕТЕ, ВТРИКНЕТЕ, ВИБРАЦИЯ, ПАЛЕЦ** променяме вида на извършвания масаж.

Поставяне/смяна на батерията

- Отворете капака на отделението за батерията и го извадете.
- Отстранете използваните батерии. Поставете нови батерии в отделението за батерии.
- Обърнете внимание на ориентацията на полюсите (+ и -).
- Затворете капака на отделението за батерията.

Свързване към USB захранване

- Извадете батериите от отделението за батерии, преди да установите USB връзка.
- Свържете USB кабела към USB източник на захранване.
- Свържете DC щепсела на USB кабела към захранващия контакт на продукта.

Избор на електрическо захранване

Ако щепселът за постоянен ток не е свързан към продукта, захранването се доставя от батерии.

Инструкции за смяна на батерията:

- Моля, поставете батериите правилно, като внимавате за +/- полярността.
- Използвайте само един тип батерия.
- Винаги сменяйте целия комплект батерии.
- Изтощените батерии трябва да се отстраняват от устройството и никога да не се хвърлят в огън.
- Никога не се опитвайте да зареждате обикновени батерии.
- Съхранявайте неизползваните батерии в техните опаковки далече от метални предмети.

- **Не оставяйте децата без надзор.**

СЪВЕТ

- Устройството трябва да се провери за комплектност на доставката и видими повреди.
- В случай на непълна доставка или ако забележите повреда поради дефектна опаковка или транспорт, моля, свържете се с горещата линия за обслужване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Продуктов код: 15833
- Лесен за четене LCD дисплей
- Възможност за свързване на 4 електрода или чифт клапи
- Велкро капаци: дължина на вложката 26 см
- Регулиране на скоростта и интензитета
- Интуитивно управление
- Ефективен избор на програми
- Избор на тип масаж 1x свързващ кабел (4 КЛИПА)
- 1x свързващ кабел (2 КЛИПА)
- Подложка за електроди
- USB зарядно и захранващ кабел
- Захранва се с батерии: 3x AA (не са включени)
- Продуктът е CE сертифициран
- внимание! Устройството не трябва да се използва от хора с пейсмейкър, инсулинова помпа или бременни жени.

БЕЗОПАСНОСТ НА УПОТРЕБА

Преди да определите мястото на приложение на електродите, винаги помнете общите правила, които не позволяват поставянето на електроди на следните места:

От противоположните страни на мозъчния корпус по такъв начин, че електрическият импулс преминава през мозъка

От противоположните страни на гърдния кош, така че импулсът да преминава през медиастинума

Директно върху раните

Директно над каротидния синус (предна странична средна част на шията)

На клепачите и над очната кухина

Директно към местата на възпаление или инфекция

Вътре в устната кухина върху лигавицата

При гъсто окосмена кожа (кожата може да се обръсне)

внимание! Устройството не трябва да се използва от хора с пейсмейкър, инсулинова помпа или бременни жени.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този продукт може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или познания, при условие че са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на продукта и разбират произтичащите от това рискове.
- Не е позволено на деца да си играят с продукта.
- Почистването и поддръжката не могат да се извършват от деца без надзор.
- Никога не потапяйте устройството във вода.
- За почистване използвайте влажна кърпа или мек почистващ препарат.
- Не използвайте повредено устройство.
- Уверете се, че опаковъчните материали не са оставени без надзор. Децата могат да започнат да си играят с тях, което е опасно.
- Пазете продукта от екстремни температури, пряка слънчева светлина, силни вибрации, висока влажност, влага, запалими газове, пари и разтворители.
- Не излагайте продукта на механично натоварване.
- Ако безопасната работа вече не е възможна, прекратете употребата и обезопасете продукта срещу повторна употреба. Безопасната работа вече не е възможна, ако продуктът: - е бил повреден, - не функционира правилно, - е бил съхраняван за продължителен период от време при неблагоприятни условия или - е бил прекомерно натоварен по време на транспортиране.
- Забранено е използването на продукта, ако някоя част е повредена. Ако кабелът е повреден, е забранено да извършвате ремонт сами.
- Не разглобявайте устройството сами.
- Пазете продукта от влага.
- Уверете се, че не повредите USB кабела с остри ръбове или горещи предмети. Моля, развийте напълно USB кабела преди употреба.
- Включеният USB кабел е подходящ само за този продукт.
- Незабавно изключете продукта и извадете кабела от продукта, ако мирише на изгоряло или се вижда дим. Продуктът трябва да бъде проверен от квалифициран техник, преди да го използвате отново.

- Ако се използва USB захранващ адаптер, гнездото трябва винаги да е лесно достъпно, така че USB захранващият адаптер да може лесно да се извади от гнездото при спешни случаи. Моля, следвайте също инструкциите за експлоатация на производителя.
- Винаги използвайте продукта по предназначение.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА БАТЕРИИ/АКУМУЛАТОРИ

- Пазете батериите/акумулаторите далеч от деца. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ!
- Батериите за еднократна употреба не трябва да се презареждат. Батериите/акумулаторите не трябва да се свързват накъсо и/или отварят. Това може да причини прегряване, пожар или експлозия.
- Никога не хвърляйте батерии/акумулатори в огън или вода.
- Батериите/акумулаторите никога не трябва да се подлагат на механично натоварване.
- Риск от изтичане на киселина от батерии/акумулатори.
- Избягвайте екстремни условия и температури, които могат да повлияят на батериите/акумулаторите, напр. радиатори/пряка слънчева светлина.
- При изтичане на батерии/акумулатори избягвайте контакт на кожата, очите и лигавиците с химикалите! Незабавно изплакнете засегнатите места с чиста вода и отидете на лекар!
- Изтичащи или повредени батерии/акумулатори могат да причинят химически изгаряния при контакт с кожата. Затова в такъв случай трябва да носите подходящи защитни ръкавици.



СЪВЕТИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ ОПАКОВКИ

Опаковката е направена от екологично чисти материали, които могат да бъдат изхвърлени в местния център за рециклиране. Използваният опаковъчен материал трябва да се достави до пункта за изхвърляне на отпадъци, определен от местните власти. Информация за възможностите за изхвърляне на използвания продукт се предоставя от общинската или градската служба.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗПОЛЗВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

От съображения за опазване на околната среда, използваните електрически и електронни продукти не трябва да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци в битовите отпадъци, а трябва да се изхвърлят правилно. Информация за събирателните пунктове и тяхното работно време се предоставя от съответния офис.



Този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски и национални директиви, които се отнасят за него. Продуктът отговаря на европейските и национални изисквания за безопасност на устройствата и продуктите.



Този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски и национални директиви, които се отнасят за него, RoHS.



Не гледайте светлинен източник, когато е включен. Може да е вреден за очите.



Неправилното изхвърляне на батерии/акумулатори представлява риск за околната среда!

Батериите/акумулаторите не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Те могат да съдържат вредни тежки метали и трябва да се третират като специални отпадъци. Химическите символи за тежките метали са: Cd = кадмий, Hg = живак, Pb = олово.

Поради това използваните батерии/акумулатори трябва да се предават в общинските пунктове за събиране на опасни отпадъци.

Вградената батерия не трябва да се разглобява за изхвърляне. Продуктът трябва да бъде предаден цял в пункт за събиране на употребявана електроника.

Запазваме си правото да правим промени в текста, дизайна и техническите данни на продукта без предупреждение.

Tisztelt Hölgyem vagy Uram! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket!

A termék használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a termék megfelelő használatának biztosítása érdekében.

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából, és kövesse az ajánlásait, mivel az utasítások be nem tartása élet- vagy egészségveszélyt jelenthet.

A KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSA ÉS LEÍRÁSA

Ez a termék otthoni használatra készült. Ez a termék nem kereskedelmi vagy egyéb felhasználásra készült.

Az elektromuszkuláris stimulátor egy otthoni használatra szánt terápiás készülék. Az elektrostimulációs készülék használható sportolásban, rehabilitációban, testápolásban és szépségápolásban.

Hatékonyan csökkenti a zsírszövetet és megszünteti a narancsbőrt. A fájdalom kezelésében is segít. Ezért az izom elektrostimulációja rendkívül hasznos kezelés a számos sérülés utáni felépülés során. A sportolók nagyra értékelik a jobb regenerálódást és az edzés utáni napon nagyon zavaró fájdalmas és fájások megszüntetését szolgáló eszközöket is.

A készlet tartalmaz egy pár papucsot, amelyek lábelektrodaként működnek, így egy fárasztó munkanap után masszírozhatod a fáradt lábaidat.

Az izmok edzése és állóképességük növelése

Pihenés

Izomfáradtság

Izomregeneráció edzés után

Hátfájás

Ízületi fájdalom

Neuralgia

A mozgásszervi rendszer poszttraumás fájdalmaira

Vérkeringési zavarok esetén

Különböző okok miatti krónikus fájdalom esetén

Biztonsági és CE-tanúsítási okokból a terméket semmilyen módon nem szabad átépíteni vagy módosítani. Ha a terméket a korábban leírtaktól eltérő célokra használja, a termék megsérülhet. Ezenkívül a nem megfelelő használat olyan veszélyeket is okozhat, mint például rövidzárlat, tüzet, áramütést stb.

INDÍTÁS/ FUNKCIÓGOMBOK HASZNÁLATA

- Figyelem. A csomagolóanyagot teljesen el kell távolítani a termékről.
- Győződjön meg arról, hogy az alkatrészek megfelelően vannak összeszerelve.
- Az elektródákat a testhez kell ragasztani a kiválasztott helyeken:

SHOULDER gomb – masszírozza a vállat és a hátat

WAIST gomb - masszírozza a derekát és a környező területeket **JOINT gomb** - stimulálja az ízületeket

HAND&FOOT gomb - masszírozza a lábakat és a kezeket

LEG gomb - lábak

A nyomógombok segítségével: **PRESS, RUB, RUB, THUMBU**, megváltoztatjuk az elvégzett masszázs típusát.

Az akkumulátor behelyezése / cseréje

- Nyissa ki az elemtartó fedelét, és távolítsa el.
- Távolítsa el a használt elemeket. Helyezze be az új elemeket az elemtartóba.
- Ügyeljen a pólusok (+ és -) helyzetére.
- Csatlakoztassa az elemtartó fedelét.

Csatlakozás az USB táphoz

- Az USB-kapcsolat létrehozása előtt vegye ki az elemeket az elemtartóból.
- Csatlakoztassa az USB-kábelt egy USB tápforráshoz.
- Csatlakoztassa az USB-kábel egyenáramú csatlakozóját a termék hálózati aljzatához.

Az elektromos tápegység kiválasztása

Ha az egyenáramú csatlakozó nincs csatlakoztatva a termékhez, az áramellátást akkumulátorok biztosítják.

Elemcsere utasítások:

- Kérjük, helyesen helyezze be az elemeket, ügyelve a +/- polarításra.
- Csak egyfajta akkumulátort használjon.
- Mindig cserélje ki a teljes elemkészletet.
- A lemerült elemeket ki kell venni a készülékből, és soha nem szabad tűzbe dobni.
- Soha ne próbálja meg normál akkumulátorokat tölteni.
- A fel nem használt elemeket a csomagolásukban tárolja, fémtárgyaktól távol.
- **Ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül.**

TIPP

- A készüléket ellenőrizni kell a szállítás hiánytalansága és a látható sérülések szempontjából.
- Hiányos kiszállítás esetén, vagy ha hibás csomagolás vagy szállítás miatti sérülést észlel, forduljon a szerviz forródróthoz.

MŰSZAKI ADATOK

- Termékkód: 15833
- Könnyen leolvasható LCD kijelző
- Lehetőség 4 elektróda vagy egy pár szárny csatlakoztatására
- Tépőzáras szárnyak: betét hossza 26 cm
- Sebesség és intenzitás beállítása
- Intuitív működés
- Hatékony programok kiválasztása
- A masszázs típusának kiválasztása 1x csatlakozókábel (4 CLIPS)
- 1x csatlakozó kábel (2 CLIPS)
- Elektródapárna
- USB töltő és tápkábel
- Elemről működik: 3x AA (nem tartozék)
- A termék CE minősítéssel rendelkezik
- Figyelem! A készüléket pacemakerrel, inzulinpumpával vagy terhes nők nem használhatják.

HASZNÁLATI BIZTONSÁG

Az elektródák alkalmazási helyének meghatározása előtt mindig emlékezzen azokra az általános szabályokra, amelyek nem teszik lehetővé az elektródák elhelyezését a következő helyeken:

Az agyház ellentétes oldalain oly módon, hogy az elektromos impulzus áthalad az agyon

A mellkas ellentétes oldalán úgy, hogy az impulzus a mediastinumon keresztül haladjon

Közvetlenül a sebekre

Közvetlenül a carotis sinus felett (a nyak elülső oldalsó középső része)

A szemhéjon és a szemgödör felett

Közvetlenül a gyulladás vagy fertőzés helyére

A szájüreg belsejében a nyálkahártyán

Sűrűn szőrös bőrön (a bőr borotválható)

Figyelem! A készüléket pacemakerrel, inzulinpumpával vagy terhes nők nem használhatják.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a terméket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértik az ebből eredő kockázatokat.
- Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket.
- A tisztításhoz használjon nedves ruhát vagy enyhe tisztítószert.
- Ne használjon sérült készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyagok ne maradjanak felügyelet nélkül. A gyerekek elkezdhetnek játszani velük, ami veszélyes.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős vibrációtól, magas páratartalomtól, nedvességtől, gyúlékony gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos működés már nem lehetséges, hagyja abba a használatát, és biztosítsa a terméket az újrahaznátal ellen. A biztonságos üzemeltetés már nem lehetséges, ha a termék: - megsérült, - nem működik megfelelően, - hosszabb ideig, kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy - szállítás közben túlságosan megerhelték.
- Tilos a termék használata, ha bármely része sérült. Ha a kábel megsérült, tilos saját maga elvégezni a javítást.
- Ne szerelje szét a készüléket saját maga.
- Védje a terméket a nedvességtől.
- Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg az USB-kábelt éles szélekkel vagy forró tárgyakkal. Kérjük, használat előtt teljesen tekerje le az USB-kábelt.
- A mellékelt USB-kábel csak ehhez a termékhez használható.
- Azonnal kapcsolja ki a terméket, és távolítsa el a kábelt a termékből, ha égett szaga van, vagy füst látható. Ellenőriztesse a terméket egy képzett technikussal, mielőtt újra használná.
- Ha USB hálózati adaptert használ, az aljzatnak mindig könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy vész helyzetben könnyen eltávolítható legyen az USB hálózati adapterből. Kérjük, kövesse a gyártó kezelési utasításait is.
- Mindig rendeltetészerűen használja a terméket.

AZ ELEMÉK/AKKUMULÁTOROK BIZTONSÁGI UTASÍTÁSAI

- Az elemeket/akkukat tartsa távol a gyermekektől. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz!
- Az eldobható elemeket nem szabad újratölteni. Az elemeket/akkumulátorokat nem szabad rövidre zární és/vagy kinyitni. Ez túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat.
- Soha ne dobja az elemeket/akkumulátorokat tűzbe vagy vízbe.
- Az elemeket/akkumulátorokat soha nem szabad mechanikai igénybevételnek kitenni.
- Savszivárgás veszélye az elemekből/akkumulátorokból.
- Kerülje az olyan szélsőséges körülményeket és hőmérsékleteket, amelyek hatással lehetnek az elemekre/akkumulátorokra, pl.
- Ha az elemek/akkumulátorok szivárognak, kerülje a vegyszerek bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezését! Az érintett területeket azonnal öblítse le tiszta vízzel és forduljon orvoshoz!
- A szivárgó vagy sérült elemek/akkumulátorok bőrrel érintkezve vegyi égési sérüléseket okozhatnak. Ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt kell viselnie.



TIPPEK ÉS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLT CSOMAGOLÁSOK KEZELÉSÉHEZ

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító központban lehet leadni.

A használt csomagolóanyagokat a helyi hatóságok által kijelölt hulladéklerakó helyre kell szállítani. A használt termék megsemmisítésének lehetőségeiről az önkormányzati vagy városi hivatal ad tájékoztatást.



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Környezetvédelmi okokból az elhasznált elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál kommunális hulladékkal együtt a háztartási szemétkébe dobni, hanem megfelelő módon kell ártalmatlanítani. Az átvételi pontokról és azok nyitvatartási idejéről az illetékes iroda ad tájékoztatást.



Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti irányelvek rá vonatkozó követelményeinek. A termék megfelel a készülékek és termékek biztonságára vonatkozó európai és nemzeti követelményeknek.



Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti irányelvek (RoHS) követelményeinek.



Ne nézzen a fényforrásba, amikor az be van kapcsolva. Káros lehet a szemre.



Az elemek/akkumulátorok szakszerűtlen ártalmatlanítása veszélyt jelent a környezetre!

Az elemeket/akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Káros nehézfémeket tartalmazhatnak, ezért speciális hulladékként kezelendők. A nehézfémek vegyjelei: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

Ezért a használt elemeket/akkumulátorokat a települési veszélyeshulladék-gyűjtőhelyekre kell vinni.

A beépített akkumulátort nem szabad szétszedni ártalmatlanítás céljából. A terméket teljes egészében egy használt elektronikai gyűjtőhelyen kell leadni.

Fenntartjuk a jogot a termék szövegének, kialakításának és műszaki adatainak előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Kære hr. eller fru, tak fordi du har købt vores produkt!

Før du bruger produktet, bedes du læse følgende instruktioner for at sikre korrekt brug af produktet.

Gem venligst denne manual til fremtidig reference og følg dens anbefalinger, da manglende overholdelse af instruktionerne kan udgøre en trussel mod liv eller helbred.

ANVENDELSE OG BESKRIVELSE AF ENHEDEN

Dette produkt er beregnet til hjemmebrug. Dette produkt er ikke beregnet til kommerciel brug eller andre applikationer.

Den elektromuskulære stimulator er et terapiapparat beregnet til hjemmebrug. Elektrostimuleringsapparatet kan bruges til sport, genoptræning, kropsspleje og skønhedsforbedring.

Det er effektivt til at reducere fedtvæv og eliminere cellulite. Det hjælper også med at behandle smerte. Derfor er muskelelektrostimulering en yderst nyttig behandling i forbindelse med restitution efter mange skader. Atleter sætter også pris på anordningerne til bedre regenerering og eliminering af smerter og ømhed, som var meget generende dagen efter træning.

Sættet indeholder et par flip-flops, der fungerer som fodelektroder, så du kan massere dine trætte fødder efter en udmattende dag på arbejdet.

Muskeltræning og øge deres udholdenhed

Lempelse

Muskeltræthed

Muskelregenerering efter træning

Rygsmarter

Ledsmerter

Neuralgi

Til posttraumatiske smerter i bevægeapparatet

Ved blodcirkulationsforstyrrelser

Ved kroniske smertetilstande af forskellige årsager

Af sikkerheds- og CE-certificeringsmæssige årsager må produktet ikke genopbygges eller modificeres på nogen måde. Hvis du bruger produktet til andre formål end de tidligere beskrevne, kan produktet blive beskadiget. Derudover kan forkert brug forårsage farer såsom kortslutninger, brand, elektrisk stød osv.

START/BRUG AF FUNKTIONSKNAPPER

- Opmærksomhed. Emballagemateriale skal fjernes fuldstændigt fra produktet.
- Sørg for, at komponenterne er samlet korrekt.
- Elektroder skal klæbes til kroppen på udvalgte steder:

SKULDER knap - masserer skuldre og ryg

TALJE-knap - masserer taljen og de omkringliggende områder. **JOINT-knap** - stimulerer leddene

HAND&FOOT knap - masserer fødder og hænder

LEG knap - ben

Ved hjælp af knapperne: **PRESS, RUB, VIBRATE, THUMMB**, ændrer vi den udførte massagetype.

Isætning/udskiftning af batteri

- Åbn batterirummets dæksel og fjern det.
- Fjern brugte batterier. Indsæt nye batterier i batterirummet.
- Vær opmærksom på retningen af polerne (+ og -).
- Luk batterirummets dæksel.

Tilslutning til USB-strøm

- Fjern batterierne fra batterirummet, før du etablerer en USB-forbindelse.
- Tilslut USB-kablet til en USB-strømkilde.
- Tilslut DC-stikket på USB-kablet til produktets strømstik.

Valg af strømforsyning

Hvis DC-stikket ikke er tilsluttet produktet, forsynes strømmen af batterier.

Instruktioner for udskiftning af batteri:

- Indsæt batterierne korrekt, vær opmærksom på +/- polariteten.
- Brug kun én type batteri.
- Udskift altid hele sættet af batterier.
- Opbrugte batterier skal fjernes fra enheden og aldrig kastes i ild.
- Forsøg aldrig at oplade almindelige batterier.
- Opbevar ubrugte batterier i deres emballage væk fra metalgenstande.
- **Efterlad ikke børn uden opsyn.**

TIP

- Apparatet skal kontrolleres for leveringsfuldstændighed og eventuelle synlige skader.
- I tilfælde af ufuldstændig levering, eller hvis du bemærker skader på grund af defekt emballage eller transport, bedes du kontakte servicehotline.

TEKNISKE DATA

- Produktkode: 15833
- Letlæselig LCD-skærm
- Mulighed for at tilslutte 4 elektroder eller et par klapper
- Velcro klapper: indsatslængde 26 cm
- Justering af hastighed og intensitet
- Intuitiv betjening
- Effektivt valg af programmer
- Valg af massagetype 1x forbindelseskabel (4 CLIPS)
- 1x tilslutningskabel (2 CLIPS)
- Elektrodepude
- USB-oplader og strømkabel
- Batteridrevet: 3x AA (medfølger ikke)
- Produktet er CE-certificeret
- Opmærksomhed! Enheden bør ikke bruges af personer med pacemaker, insulinpumpe eller gravide kvinder.

BRUGSSIKKERHED

Før du bestemmer anvendelsesstedet for elektroder, skal du altid huske de generelle regler, der ikke tillader, at elektroder placeres følgende steder:

På modsatte sider af hjernen på en sådan måde, at den elektriske impuls løber gennem hjernen

På modsatte sider af brystet, så impulsen løber gennem mediastinum

Direkte på sårene

Direkte over sinus carotis (anterior lateral midterste del af halsen)

På øjenlågene og over øjenhulen

Direkte til steder med betændelse eller infektion

Inde i mundhulen på slimhinden

På tæt behåret hud (huden kan barberes)

Opmærksomhed! Enheden bør ikke bruges af personer med pacemaker, insulinpumpe eller gravide kvinder.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Dette produkt kan bruges af børn i alderen 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring eller viden, forudsat at de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af produktet og forstår de resulterende risici.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Nedsenk aldrig enheden i vand.
- Brug en fugtig klud eller et mildt rengøringsmiddel til rengøring.
- Brug ikke en beskadiget enhed.
- Sørg for, at emballagematerialer ikke efterlades uden opsyn. Børn kan begynde at lege med dem, hvilket er farligt.
- Beskyt produktet mod ekstreme temperaturer, direkte sollys, stærke vibrationer, høj luftfugtighed, fugt, brændbare gasser, dampe og opløsningsmidler.
- Udsæt ikke produktet for mekanisk belastning.
- Hvis sikker drift ikke længere er mulig, skal du afbryde brugen og sikre produktet mod genbrug. Sikker drift er ikke længere mulig, hvis produktet: - er blevet beskadiget, - ikke fungerer korrekt, - har været opbevaret i længere tid under ugunstige forhold eller - har været belastet for meget under transporten.
- Det er forbudt at bruge produktet, hvis en del er beskadiget. Hvis kablet er beskadiget, er det forbudt at udføre reparationer selv.
- Skil ikke enheden selv ad.
- Beskyt produktet mod fugt.
- Sørg for ikke at beskadige USB-kablet med skarpe kanter eller varme genstande. Rul USB-kablet helt ud før brug.
- Det medfølgende USB-kabel er kun egnet til dette produkt.
- Sluk straks for produktet, og fjern kablet fra produktet, hvis det lugter brændende, eller hvis der er synlig røg. Få produktet kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før du bruger det igen.
- Hvis der bruges en USB-strømadapter, skal stikket altid være let tilgængeligt, så USB-strømadapteren let kan tages ud af stikkontakten i en nødsituation. Følg også producentens betjeningsvejledning.
- Brug altid produktet efter hensigten.

BATTERIER/AKKUMULATORER SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Opbevar batterier/akkumulatorer utilgængeligt for børn. Søg straks læge ved indtagelse!
- Engangsbatterier må ikke genoplades. Batterier/akkumulatorer må ikke kortsluttes og/eller åbnes. Dette kan forårsage overophedning, brand eller eksplosion.
- Smid aldrig batterier/akkumulatorer i ild eller vand.
- Batterier/akkumulatorer må aldrig udsættes for mekanisk belastning.
- Risiko for syrelækage fra batterier/akkumulatorer.
- Undgå ekstreme forhold og temperaturer, der kan påvirke batterier/akkumulatorer, f.eks. radiatorer/direkte sollys.
- Hvis batterier/akkumulatorer lækker, undgå kontakt af hud, øjne og slimhinder med kemikalierne! Skyl straks de berørte områder med rent vand og søg læge!
- Utætte eller beskadigede batterier/akkumulatorer kan forårsage kemiske forbrændinger, når de kommer i kontakt med huden. Derfor bør du bære passende beskyttelseshandsker i et sådant tilfælde.



TIPS OG INFORMATION OM HÅNDTERING AF BRUGT EMBALLAGE

Emballagen er lavet af miljøvenlige materialer, som kan afleveres på din lokale genbrugsplads.

Brugt emballagemateriale skal afleveres til det affaldsbortskaffelsessted, der er udpeget af lokale myndigheder. Oplysninger om mulighederne for at bortskaffe det brugte produkt gives af kommune- eller bykontoret.



BORTSKAFFELSE AF BRUGTE ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR

Af miljømæssige årsager må brugte elektriske og elektroniske produkter ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes korrekt. Oplysninger om afhentningssteder og deres åbningstider gives af det relevante kontor.



Dette produkt overholder kravene i de relevante europæiske og nationale direktiver, der gælder for det. Produktet opfylder europæiske og nationale krav til sikkerheden af enheder og produkter.



Dette produkt overholder kravene i de relevante europæiske og nationale direktiver, der gælder for det, RoHS.



Se ikke på en lyskilde, når den er tændt. Det kan være skadeligt for øjnene.



Forkert bortskaffelse af batterier/akkumulatorer udgør en risiko for miljøet!

Batterier/akkumulatorer bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. De kan indeholde skadelige tungmetaller og bør behandles som specialaffald. De kemiske symboler for tungmetaller er: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly.

Derfor bør brugte batterier/akkumulatorer afleveres til kommunale indsamlingssteder for farligt affald.

Det indbyggede batteri må ikke skilles ad med henblik på bortskaffelse. Produktet skal i sin helhed afleveres til et indsamlingssted for brugt elektronik.

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i produktets tekst, design og tekniske data uden varsel.

Vážený pán alebo pani, ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt!

Pred použitím produktu si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili správne používanie produktu.

Uschovajte si tento návod pre budúce použitie a riadte sa jeho odporúčaniami, pretože nedodržanie jeho pokynov môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

APLIKÁCIA A POPIS ZARIADENIA

Tento výrobok je určený na domáce použitie. Tento produkt nie je určený na komerčné použitie ani iné aplikácie.

Elektromuskulárny stimulátor je terapeutický prístroj určený na domáce použitie. Elektrostimulačný prístroj je možné využiť pri športe, rehabilitácii, starostlivosti o telo a skrásľovaní.

Je účinný pri redukcii tukového tkaniva a odstraňovaní celulitídy. Pomáha tiež pri liečbe bolesti. Svalová elektrostimulácia je preto mimoriadne užitočná liečba v kontexte zotavovania sa po mnohých zraneniach. Športovci oceňujú aj prístroje na lepšiu regeneráciu a odstránenie bolesti, ktoré deň po tréningu veľmi trápili.

Sada obsahuje pár žabiek, ktoré fungujú ako elektródy na nohy, takže si môžete po náročnom dni v práci masírovať svoje unavené nohy.

Tréning svalov a zvyšovanie ich vytrvalosti

Relaxácia

Svalová únava

Regenerácia svalov po cvičení

Bolesť chrbta

Bolesť kĺbov

Neuralgia

Pri pourazových bolestiach pohybového aparátu

Pri poruchách krvného obehu

Pri chronických bolestivých stavoch rôznych príčin

Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov certifikácie CE sa výrobok nesmie žiadnym spôsobom prestavovať ani upravovať. Ak produkt používate na iné účely, ako sú vyššie uvedené, môže sa poškodiť. Okrem toho môže nesprávne použitie spôsobiť nebezpečenstvo, ako je skrat, požiar, zásah elektrickým prúdom atď.

ŠTARTOVANIE/ POUŽÍVANIE FUNKČNÝCH TLAČIDIEL

- Pozornosť. Obalový materiál musí byť z výrobku úplne odstránený.
- Uistite sa, že sú komponenty správne zmontované.
- Elektródy by mali byť prilepené k telu na vybraných miestach:

Gombík SHOULDER - masíruje ramená a chrbát

Tlačidlo WAIST - masíruje pás a okolie Tlačidlo JOINT - stimuluje kĺby

Tlačidlo HAND&FOOT - masíruje chodidlá a ruky

Tlačidlo LEG - nožičky

Pomocou tlačidiel: **STLAČIŤ, TRENÍŤ, VIBRÁCIA, PALEC** meníme druh vykonávanej masáže.

Vloženie / Výmena batérie

- Otvorte kryt priestoru pre batérie a vyberte ho.
- Vyberte použité batérie. Vložte nové batérie do priehradky na batérie.
- Dávajte pozor na orientáciu pólov (+ a -).
- Zatvorte kryt priestoru pre batérie.

Pripojenie k USB napájaniu

- Pred vytvorením pripojenia USB vyberte batérie z priehradky na batérie.
- Pripojte kábel USB k zdroju napájania USB.
- Zapojte DC zástrčku USB kábla do napájacej zásuvky produktu.

Výber elektrického napájania

Ak zástrčka DC nie je pripojená k produktu, napájanie je dodávané z batérií.

Pokyny na výmenu batérie:

- Vložte batérie správne, dávajte pozor na polaritu +/-.
- Používajte iba jeden typ batérie.
- Vždy vymeňte celú sadu batérií.
- Vybité batérie je potrebné vybrať zo zariadenia a nikdy ich nevhadzovať do ohňa.
- Nikdy sa nepokúšajte nabíjať bežné batérie.
- Nepoužité batérie skladujte v ich obale mimo kovových predmetov.
- **Nenechávajte deti bez dozoru.**

TIP

- Zariadenie je potrebné skontrolovať na kompletnosť dodávky a viditeľné poškodenia.
- V prípade nekompletnej dodávky alebo ak zistíte poškodenie v dôsledku nesprávneho balenia alebo prepravy, kontaktujte prosím servisnú linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Kód produktu: 15833
- Ľahko čitateľný LCD displej
- Možnosť pripojenia 4 elektród alebo páru klapiek
- Chlopne na suchý zips: dĺžka vložky 26 cm
- Regulácia rýchlosti a intenzity
- Intuitívne ovládanie
- Efektívny výber programov
- Výber typu masáže 1x prepojovací kábel (4 CLIPS)
- 1x prepojovací kábel (2 CLIPS)
- Elektródová podložka
- USB nabíjačka a napájací kábel
- Napájanie na batérie: 3x AA (nie sú súčasťou balenia)
- Výrobok je certifikovaný CE
- Pozor! Zariadenie by nemali používať ľudia s kardiostimulátorom, inzulínovou pumpou alebo tehotné ženy.

BEZPEČNOSŤ POUŽÍVANIA

Pred určením miesta aplikácie elektród vždy pamätajte na všeobecné pravidlá, ktoré neumožňujú umiestniť elektródy na nasledujúce miesta:

Na opačných stranách mozgu takým spôsobom, že elektrický impulz prechádza mozgom

Na opačných stranách hrudníka tak, aby impulz prebiehal cez mediastinum

Priamo na rany

Priamo nad karotickým sínusom (predná laterálna stredná časť krku)

Na očných viečkach a nad očnou jamkou

Priamo na miesta zápalu alebo infekcie

Vo vnútri ústnej dutiny na sliznici

Na husto ochlpenú pokožku (kožu možno oholiť)

Pozor! Zariadenie by nemali používať ľudia s kardiostimulátorom, inzulínovou pumpou alebo tehotné ženy.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú z toho vyplývajúcim rizikám.
- Deťom nie je dovolené hrať sa s výrobkom.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody.
- Na čistenie použite vlhkú handričku alebo jemný čistiaci prostriedok.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Dbajte na to, aby obalové materiály nezostali bez dozoru. Deti sa s nimi môžu začať hrať, čo je nebezpečné.
- Chráňte výrobok pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením, silnými vibráciami, vysokou vlhkosťou, vlhkosťou, horľavými plynmi, parami a rozpúšťadlami.
- Nevystavujte výrobok mechanickému namáhaniu.
- Ak už nie je možná bezpečná prevádzka, prestaňte výrobok používať a zaistite ho proti opätovnému použitiu. Bezpečná prevádzka už nie je možná, ak: - bol výrobok poškodený, - nefunguje správne, - bol dlhší čas skladovaný v nepriaznivých podmienkach alebo - bol počas prepravy nadmerne zaťažovaný.
- Je zakázané používať výrobok, ak je niektorá časť poškodená. Ak je kábel poškodený, je zakázané vykonávať opravy sami.
- Zariadenie sami nerozoberajte.
- Chráňte výrobok pred vlhkosťou.
- Dávajte pozor, aby ste kábel USB nepoškodili ostrými hranami alebo horúcimi predmetmi. Pred použitím úplne rozviňte kábel USB.
- Priložený USB kábel je vhodný len pre tento produkt.
- Okamžite vypnite produkt a odpojte kábel od produktu, ak zapácha spálenie alebo je viditeľný dym. Pred opätovným použitím nechajte výrobok skontrolovať kvalifikovaným technikom.
- Ak sa používa USB napájací adaptér, zásuvka musí byť vždy ľahko prístupná, aby sa USB napájací adaptér dal v prípade núdze ľahko vybrať zo zásuvky. Dodržujte prosím aj návod na obsluhu od výrobcu.
- Vždy používajte výrobok podľa určenia.

BATÉRIE/AKUMULÁTORY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Batérie/akumulátory uchovávajúte mimo dosahu detí. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc!
- Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Batérie/akumulátory nesmú byť skratované a/alebo otvorené. Môže to spôsobiť prehriatie, požiar alebo výbuch.
- Batérie/akumulátory nikdy nevhadzujte do ohňa alebo vody.
- Batérie/akumulátory by nikdy nemali byť vystavené mechanickému namáhaniu.
- Riziko úniku kyseliny z batérií/akumulátorov.
- Vyhnite sa extrémnym podmienkam a teplotám, ktoré môžu ovplyvniť batérie/akumulátory, napr. radiátory/priame slnečné žiarenie.
- Ak batérie/akumulátory vytečú, zabráňte kontaktu pokožky, očí a slizníc s chemikáliami! Postihnuté miesta ihneď opláchnite čistou vodou a navštívte lekára!
- Vytečené alebo poškodené batérie/akumulátory môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť chemické popáleniny. Preto by ste v takom prípade mali nosiť vhodné ochranné rukavice.



TIPY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAKLADANIA S POUŽITÝMI OBALMI

Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré je možné zlikvidovať v miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál odovzdajte na miesto likvidácie odpadu určené miestnymi úradmi. Informácie o možnostiach likvidácie použitého výrobku poskytuje obecný alebo mestský úrad.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Z dôvodov ochrany životného prostredia sa použité elektrické a elektronické výrobky nesmú likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom v domácom odpade, ale musia byť zlikvidované správnym spôsobom. Informácie o odberných miestach a ich otváracích hodinách poskytuje príslušný úrad.



Tento výrobok spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a produktov.



Tento produkt spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc, ktoré sa naň vzťahujú, RoHS.



Nepozerajte sa do zdroja svetla, keď je zapnutý. Môže to byť škodlivé pre oči.



Nesprávna likvidácia batérií/akumulátorov predstavuje riziko pre životné prostredie!

Batérie/akumulátory sa nesmú likvidovať s domovým odpadom. Môžu obsahovať škodlivé ťažké kovy a malo by sa s nimi zaobchádzať ako so špeciálnym odpadom. Chemické značky pre ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

Použité batérie/akumulátory by sa preto mali odovzdať na zberných miestach komunálneho nebezpečného odpadu.

Zabudovaná batéria sa pred likvidáciou nesmie rozoberať. Výrobok je potrebné odovzdať celý do zberne použitej elektroniky.

Vyhradzujeme si právo na zmeny v texte, dizajne a technických údajoch produktu bez upozornenia.

Arvoisa herra tai rouva, kiitos tuotteemme ostamisesta!

Ennen kuin käytät tuotetta, lue seuraavat ohjeet varmistaaksesi tuotteen oikean käytön.

Säilytä tämä opas myöhempää tarvetta varten ja noudata sen suosituksia, sillä ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa hengen tai terveyden vaaran.

SOVELLUS JA LAITTEEN KUVAUS

Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön tai muihin sovelluksiin.

Sähkölihasstimulaattori on kotikäyttöön tarkoitettu hoitolaite. Sähköstimulaatiolaitetta voidaan käyttää urheilussa, kuntoutuksessa, vartalonhoidossa ja kauneuden parantamisessa.

Se vähentää tehokkaasti rasvakudosta ja poistaa selluliittia. Se auttaa myös kivun hoidossa. Siksi lihasten sähköstimulaatio on erittäin hyödyllinen hoitomuoto palautumisen yhteydessä monien vammojen jälkeen. Urheilijat arvostavat myös laitteita, jotka parantavat regeneraatiota ja poistavat kipuja ja arkoja, jotka olivat erittäin kiusallisia harjoituksen jälkeisenä päivänä.

Setti sisältää pari varvastossuja, jotka toimivat jalkaelektrodeina, joten voit hieroa väsyneitä jalkojasi uuvuttavan työpäivän jälkeen.

Liiharhoitus ja niiden kestävyden lisääminen

Rentoutuminen

Lihasten väsymys

Lihasten palautuminen harjoituksen jälkeen

Selkäkipu

Nivelkipu

Hermosärky

Tuki- ja liikuntaelinten trauman jälkeiseen kipuun

Verenkiertohäiriöiden tapauksessa

Eri syistä johtuvissa kroonisissa kiputiloissa

Turvallisuus- ja CE-sertifiointisyistä tuotetta ei saa rakentaa uudelleen tai muokata millään tavalla. Jos käytät tuotetta muihin kuin aiemmin kuvattuihin tarkoituksiin, tuote voi vaurioitua. Lisäksi väärä käyttö voi aiheuttaa vaaroja, kuten oikosulkuja, tulipalaa, sähköiskuja jne.

KÄYNNISTYS/ TOIMINTOPAINIKKEIDEN KÄYTTÖ

- Huomio. Pakkausmateriaali on poistettava kokonaan tuotteesta.
- Varmista, että osat on koottu oikein.
- Elektrodit tulee kiinnittää vartaloon valittuihin paikkoihin:

SHOULDER-nappi - hieroo olkapäitä ja selkää

WAIST-nappi - hieroo vyötäröä ja sitä ympäröiviä alueita **JOINT-nappi** - stimuloi niveliä

HAND&FOOT-painike - hieroo jalkoja ja käsiä

LEG-painike - jalat

Muutamme suoritettavan hieronnan tyyppiä painikkeilla: **PRESS, RUB, VIBRATE, THUMMB.**

Akun asettaminen/vaihtaminen

- Avaa paristolokeron kansi ja irrota se.
- Poista käytetyt paristot. Aseta uudet paristot paristolokeroon.
- Kiinnitä huomiota napojen suuntaukseen (+ ja -).
- Sulje paristolokeron kansi.

Yhdistetään USB-virtalähteeseen

- Poista paristot paristolokerosta ennen USB-liitännän muodostamista.
- Liitä USB-kaapeli USB-virtalähteeseen.
- Liitä USB-kaapelin DC-pistoke tuotteen virtapistorasiaan.

Virtalähteen valinta

Jos DC-pistoketta ei ole kytketty tuotteeseen, virta saa paristoista.

Akun vaihto-ohjeet:

- Aseta paristot oikein ja kiinnitä huomiota +/- napaisuuteen.
- Käytä vain yhden tyyppistä akkua.
- Vaihda aina koko paristosarja.
- Tyhjät paristot tulee poistaa laitteesta, eikä niitä saa koskaan heittää tuleen.
- Älä koskaan yritä ladata tavallisia akkuja.
- Säilytä käyttämättömät akut pakkauksissaan erillään metalliesineistä.
- **Älä jätä lapsia ilman valvontaa.**

KÄRKI

- Laitte on tarkastettava toimituksen täydellisyyden ja näkyvien vaurioiden varalta.
- Mikäli toimitus on epätäydellinen tai jos huomaat virheellisestä pakkauksesta tai kuljetuksesta johtuvan vaurion, ota yhteyttä huoltopalveluun.

TEKNISET TIEDOT

- Tuotekoodi: 15833
- Helposti luettava LCD-näyttö
- Mahdollisuus liittää 4 elektrodiä tai kaksi läppäparia
- Velcro-läpät: sisäosan pituus 26 cm
- Nopeuden ja intensiteetin säätö
- Intuitiivinen käyttö
- Tehokas ohjelmien valinta
- Hieronnan tyyppin valinta 1x liitäntäkaapeli (4 CLIPS)
- 1x liitäntäkaapeli (2 CLIPS)
- Elektrodityyny
- USB-laturi ja virtajohto
- Paristokäyttöinen: 3x AA (ei sisälly)
- Tuote on CE-sertifioitu
- Huomio! Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on sydämentahdistin, insuliinipumppu tai raskaana olevat naiset.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Ennen kuin määrität elektrodien asennuspaikan, muista aina yleiset säännöt, jotka eivät salli elektrodien sijoittamista seuraaviin paikkoihin:

Aivokotelon vastakkaisilla puolilla siten, että sähköinen impulssi kulkee aivojen läpi

Rintakehän vastakkaisilla puolilla niin, että impulssi kulkee välikarsinan läpi

Suoraan haavoille

Suoraan kaulavaltimoontelon yläpuolella (kaulan anterior lateraalinen keskiosa)

Silmäluomilla ja silmäkuopan yläpuolella

Suoraan tulehduksen tai infektion paikkoihin

Sisällä suuontelossa limakalvolla

Tiheäkarvaisella iholla (iho voidaan ajella)

Huomio! Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on sydämentahdistin, insuliinipumppu tai raskaana olevat naiset.

TURVALLISUUSOHJEET

- Tätä tuotetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, mikäli heitä valvotaan tai heitä on opastettu tuotteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät niistä aiheutuvat riskit.
- Lapset eivät saa leikkiä tuotteella.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Älä koskaan upota laitetta veteen.
- Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa tai mietoa pesuainetta.
- Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- Varmista, että pakkausmateriaaleja ei jätetä ilman valvontaa. Lapset voivat alkaa leikkiä niillä, mikä on vaarallista.
- Suojaa tuotetta äärimmäisiltä lämpötiloilta, suoralta auringonvalolta, voimakkaalta värinältä, korkealta kosteudelta, kosteudelta, syttyviltä kaasuilta, höyryiltä ja liuottimilla.
- Älä altista tuotetta mekaaniselle rasitukselle.
- Jos turvallinen käyttö ei ole enää mahdollista, lopeta käyttö ja suojaa tuote uudelleenkäyttöä vastaan. Turvallinen käyttö ei ole enää mahdollista, jos tuote: - on vaurioitunut, - ei toimi kunnolla, - on säilytetty pitkän aikaa epäsuotuisissa olosuhteissa tai - on kuormitettu liikaa kuljetuksen aikana.
- Tuotteen käyttö on kiellettyä, jos jokin osa on vaurioitunut. Jos kaapeli on vaurioitunut, on kiellettyä suorittaa korjauksia itse.
- Älä pura laitetta itse.
- Suojaa tuotetta kosteudelta.
- Varo vahingoittamasta USB-kaapelia terävillä reunoilla tai kuumilla esineillä. Kela USB-kaapeli kokonaan auki ennen käyttöä.
- Mukana toimitettu USB-kaapeli sopii vain tälle tuotteelle.
- Sammuta tuote välittömästi ja irrota kaapeli tuotteesta, jos se haisee palamiselta tai savua on näkyvässä. Anna pätevän teknikon tarkastaa tuote ennen kuin käytät sitä uudelleen.
- Jos käytetään USB-virtalähdettä, pistorasian on aina oltava helposti saatavilla, jotta USB-virtalähde voidaan hätätilanteessa helposti irrottaa pistorasiasta. Noudata myös valmistajan käyttöohjeita.
- Käytä tuotetta aina tarkoitettulla tavalla.

PARISTOJEN/AKKUJEN TURVAOHJEET

- Pidä paristot/akut poissa lasten ulottuvilta. Jos ainetta on nielty, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon!
- Kertakäyttöisiä paristoja ei saa ladata uudelleen. Paristoja/akkuja ei saa oikosulkea ja/tai avata. Tämä voi aiheuttaa ylikuumentumisen, tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä koskaan heitä paristoja/akkuja tuleen tai veteen.
- Paristoja/akkuja ei saa koskaan altistaa mekaaniselle rasitukselle.
- Hapon vuotamisen vaara paristoista/akuista.
- Vältä äärimmäisiä olosuhteita ja lämpötiloja, jotka voivat vaikuttaa paristoihin/akkuihin, esim. lämpöpatterit/suora auringonvalo.
- Jos paristot/akut vuotavat, vältä kemikaalien joutumista iholle, silmiin ja limakalvoille! Huuhtelee altistuneet alueet välittömästi puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin!
- Vuotavat tai vaurioituneet paristot/akut voivat aiheuttaa kemiallisia palovammoja joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa. Siksi sinun tulee käyttää asianmukaisia suojakäsineitä tällaisessa tapauksessa.



VINKKEJÄ JA TIETOA KÄYTETTYJEN PAKKAUSTEN HALLINTAAN

Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan hävittää paikallisessa kierrätyskeskuksessa.

Käytetty pakkausmateriaali tulee toimittaa paikallisten viranomaisten määräämään jätehuoltopisteeseen. Tietoja käytetyn tuotteen hävittämismahdollisuuksista antaa kunnan tai kaupungin virasto.



KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA SÄHKÖLAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

Ympäristönsuojeluyksistä käytettyjä sähkö- ja elektroniikkatuotteita ei saa hävittää tavallisen yhdyskuntajätteen mukana, vaan ne on hävitettävä asianmukaisesti. Tietoja keräyspisteistä ja niiden aukioloajoista antaa asianomainen toimisto.



Tämä tuote täyttää sitä koskevien asiaankuuluvien eurooppalaisten ja kansallisten direktiivien vaatimukset. Tuote täyttää eurooppalaiset ja kansalliset laitteiden ja tuotteiden turvallisuutta koskevat vaatimukset.



Tämä tuote täyttää sitä koskevien asiaankuuluvien eurooppalaisten ja kansallisten direktiivien RoHS vaatimukset.



Älä katso valonlähdettä sen ollessa päällä. Se voi olla haitallista silmille.



Paristojen/akkujen väärä hävittäminen on vaaraksi ympäristölle!

Paristoja/akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ne voivat sisältää haitallisia raskasmetalleja ja niitä tulee käsitellä erikoisjätteenä. Raskasmetallien kemialliset symbolit ovat: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy.

Siksi käytetyt paristot/akut tulee toimittaa kunnallisiin vaarallisten jätteiden keräyspisteisiin.

Sisäänrakennettua akkua ei saa purkaa osiin hävittämistä varten. Tuote on toimitettava kokonaisuudessaan käytetyn elektroniikan keräyspisteeseen.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteen tekstiin, suunnitteluun ja teknisiin tietoihin ilman ennakoilmoitusta.

Gerbiamasis pone arba ponia, dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį!

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas, kad užtikrintumėte tinkamą gaminio naudojimą.

Išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje, ir vadovaukitės jo rekomendacijomis, nes jos nurodymų nesilaikymas gali kelti pavojų gyvybei arba sveikatai.

PRIETAISO TAIKYMAS IR APRAŠYMAS

Šis gaminys skirtas naudoti namuose. Šis gaminys nėra skirtas komerciniam naudojimui ar kitoms reikmėms.

Elektrotraumenų stimulatorius yra terapinis prietaisas, skirtas naudoti namuose. Elektrostimuliacijos aparatas gali būti naudojamas sporto, reabilitacijos, kūno priežiūros ir grožio puoselėjimo srityse.

Jis veiksmingai mažina riebalinį audinį ir naikina celiulitą. Tai taip pat padeda gydyti skausmą. Vadinasi, raumenų elektrostimuliacija yra itin naudinga gydymo priemonė atsigaunant po daugelio traumų. Sportininkai taip pat vertina prietaisus, skirtus geresnei regeneracijai ir skausmų bei skausmų pašalinimui, kurie labai vargina kitą dieną po treniruotės.

Rinkinyje yra pora šlepečių, kurios veikia kaip pėdų elektrodai, todėl po varginančios darbo dienos galėsite masažuoti pavargusias pėdas.

Raumenų lavinimas ir jų ištvermės didinimas

Atsipalaidavimas

Raumenų nuovargis

Raumenų regeneracija po treniruotės

Nugaros skausmas

Sąnarių skausmas

Neuralgija

Dėl potrauminio raumenų ir kaulų sistemos skausmo

Esant kraujotakos sutrikimams

Esant lėtiniam skausmams dėl įvairių priežasčių

Saugumo ir CE sertifikavimo sumetimais gaminio jokiū būdu negalima perstatyti ar modifikuoti. Jei gaminį naudosite ne anksčiau aprašytais tikslais, gaminys gali būti sugadintas. Be to, netinkamas naudojimas gali sukelti pavojų, pavyzdžiui, trumpąjį jungimą, gaisrą, elektros smūgį ir pan.

PALEIDIMAS / FUNKCINIŲ MYGTUKŲ NAUDOJIMAS

- Dėmesio. Pakavimo medžiaga turi būti visiškai pašalinta nuo gaminio.
- Įsitikinkite, kad komponentai sumontuoti teisingai.
- Elektrodai turi būti priklijuoti prie kūno pasirinktose vietose:

SHOULDER mygtukas – masažuoja pečius ir nugarą

WAIST mygtukas – masažuoja juosmenį ir aplinkines sritis

JOINT mygtukas – stimuliuoja sąnarius

HAND&FOOT mygtukas – masažuoja pėdas ir rankas

LEG mygtukas - kojos

Naudodami mygtukus: **PRESS, RUB, VIBRATE, TYMB**, keičiame atliekamo masažo tipą.

Baterijos įdėjimas / keitimas

- Atidarykite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį ir nuimkite.
- Išimkite panaudotas baterijas. Į baterijų skyrių įdėkite naujas baterijas.
- Atkreipkite dėmesį į polių orientaciją (+ ir -).
- Uždarykite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį.

Prijungimas prie USB maitinimo

- Prieš prijungdami USB jungtį, išimkite baterijas iš baterijų skyriaus.
- Prijunkite USB kabelį prie USB maitinimo šaltinio.
- USB kabelio nuolatinės srovės kištuką prijunkite prie gaminio maitinimo lizdo.

Elektros maitinimo šaltinio pasirinkimas

Jei nuolatinės srovės kištukas neprijungtas prie gaminio, maitinimas tiekiamas iš baterijų.

Baterijos keitimo instrukcijos:

- Įdėkite baterijas teisingai, atkreipkite dėmesį į +/- poliškumą.
- Naudokite tik vieno tipo bateriją.
- Visada pakeiskite visą baterijų komplektą.
- Išsikrovusias baterijas reikia išimti iš prietaiso ir niekada nemesti į ugnį.
- Niekada nebandykite įkrauti įprastų baterijų.
- Nenaudojamas baterijas laikykite jų pakuotėse toliau nuo metalinių daiktų.
- **Nepalikite vaikų be priežiūros.**

PATARIMAS

- Prietaisas turi būti patikrintas dėl pristatymo išsamumo ir matomų pažeidimų.
- Pristačius nepilną pristatymą arba pastebėjus žalą dėl netinkamos pakuotės ar transportavimo, susisieki su aptarnavimo telefonu.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Prekės kodas: 15833
- Lengvai skaitomas LCD ekranas
- Galimybė prijungti 4 elektrodus arba porą atvartų
- Velcro atvartai: įdėklo ilgis 26cm
- Greičio ir intensyvumo reguliavimas
- Intuityvus valdymas
- Efektyvus programų pasirinkimas
- Masažo tipo pasirinkimas 1x jungiamasis laidas (4 CLIPS)
- 1x jungiamasis laidas (2 CLIPS)
- Elektrodo padas
- USB įkroviklis ir maitinimo laidas
- Maitinamas su baterijomis: 3x AA (į komplektą neįeina)
- Produktas turi CE sertifikatą
- Dėmesio! Prietaiso neturėtų naudoti žmonės, turintys širdies stimuliatorių, insulino pompą arba nėščios moterys.

NAUDOJIMO SAUGUMAS

Prieš nustatydami elektrodų uždėjimo vietą, visada atsiminkite bendrąsias taisykles, pagal kurias negalima dėti elektrodų šiose vietose:

Priešingose smegenų korpuso pusėse taip, kad elektros impulsas tekėtų per smegenis

Priešingose krūtinės pusėse, kad impulsas eitų per tarpuplautį

Tiesiai ant žaizdų

Tiesiai virš miego arterijos sinuso (priekinė šoninė vidurinė kaklo dalis)

Ant akių vokų ir virš akiduobės

Tiesiogiai į uždegimo ar infekcijos vietas

Burnos ertmės viduje ant gleivinės

Ant tankiai plaukuotos odos (odą galima skusti)

Dėmesio! Prietaiso neturėtų naudoti žmonės, turintys širdies stimuliatorių, insulino pompą arba nėščios moterys.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Šį gaminį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ar žinių, jei jie yra prižiūrimi arba buvo instrukuoti, kaip saugiai naudoti gaminį, ir supranta su tuo susijusią riziką.
- Vaikams neleidžiama žaisti su gaminiu.
- Vaikai negali atlikti valymo ir priežiūros be priežiūros.
- Niekada nemerki prietaiso į vandenį.
- Valymui naudokite drėgną skudurėlį arba švelnų ploviklį.
- Nenaudokite pažeisto įrenginio.
- Įsitikinkite, kad pakavimo medžiagos nėra paliktos be priežiūros. Vaikai gali pradėti su jais žaisti, o tai pavojinga.
- Saugokite gaminį nuo ekstremalių temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių, stiprios vibracijos, didelės drėgmės, drėgmės, degių dujų, garų ir tirpiklių.
- Nelaikykite gaminio mechaniniam įtempimui.
- Jei saugiai naudoti nebeįmanoma, nutraukite naudojimą ir apsaugokite gaminį nuo pakartotinio naudojimo. Saugus eksploatavimas nebeįmanomas, jei gaminys: - buvo pažeistas, - netinkamai veikia, - ilgą laiką buvo laikomas nepalankiomis sąlygomis arba - transportavimo metu buvo per daug apkrautas.
- Draudžiama naudoti gaminį, jei kuri nors dalis yra pažeista. Jei laidas pažeistas, patiems remontuoti draudžiama.
- Neardykite prietaiso patys.
- Saugokite gaminį nuo drėgmės.
- Nepažeiskite USB laido aštriais kraštais ar karštais daiktais. Prieš naudodami visiškai išvyniokite USB kabelį.
- Komplekte esantis USB laidas tinka tik šiam gaminiui.
- Nedelsdami išjunkite gaminį ir ištraukite kabelį nuo gaminio, jei jaučiamas degimo kvapas arba matomi dūmai. Prieš vėl naudodami gaminį, leiskite jį patikrinti kvalifikuotam specialistui.
- Jei naudojamas USB maitinimo adapteris, lizdas visada turi būti lengvai pasiekiamas, kad avariniu atveju USB maitinimo adapterį būtų galima lengvai išimti iš lizdo. Taip pat vadovaukitės gamintojo naudojimo instrukcijomis.
- Visada naudokite gaminį pagal paskirtį.

AKUMULIATORIŲ IR AKUMULIATORIŲ SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Baterijas/akumulatorius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus, nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos!
- Vienkartinių baterijų įkrauti negalima. Baterijos/akumulatoriai neturi būti trumpai jungiami ir (arba) atidaryti. Tai gali sukelti perkaitimą, gaisrą arba sprogiumą.
- Niekada nemeskite baterijų/akumuliatorių į ugnį ar vandenį.
- Baterijos / akumulatoriai niekada neturėtų būti veikiami mechaninio įtempimo.
- Rūgšties nutekėjimo iš baterijų/akumuliatorių pavojus.
- Venkite ekstremalių sąlygų ir temperatūrų, kurios gali turėti įtakos baterijų / akumuliatorių veikimui, pvz., radiatorių / tiesioginių saulės spindulių.
- Jei baterijos/akumulatoriai nuteka, stenkitės, kad cheminės medžiagos nepatektų ant odos, į akis ir gleivines! Pažeistas vietas nedelsiant nuplaukite švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją!
- Ištekėjusios arba pažeistos baterijos/akumulatoriai, patekę ant odos, gali sukelti cheminius nudegimus. Todėl tokiu atveju turėtumėte mūvėti tinkamas apsaugines pirštines.



PATARIMAI IR INFORMACIJA APIE NAUDOTŲ PAKUOČIŲ TVARKYMA

Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galima išmesti vietiniame perdirbimo centre.

Panaudotos pakavimo medžiagos turi būti pristatytos į vietos valdžios nurodytą atliekų šalinimo punktą. Informaciją apie panaudoto gaminių utilizavimo galimybes teikia savivaldybės ar miesto įstaiga.



NAUDOTOS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS IŠMETIMAS

Aplinkos apsaugos sumetimais panaudotų elektros ir elektroninių gaminių negalima išmesti su įprastomis komunalinėmis atliekomis kartu su buitinėmis atliekomis, tačiau juos reikia išmesti tinkamai. Informaciją apie surinkimo punktus ir jų darbo laiką teikia atitinkamas biuras.



Šis gaminytis atitinka jam taikomų atitinkamų Europos ir nacionalinių direktyvų reikalavimus. Gaminys atitinka Europos ir nacionalinius prietaisų ir gaminių saugos reikalavimus.



Šis gaminytis atitinka jam taikomų atitinkamų Europos ir nacionalinių direktyvų RoHS reikalavimus.



Nežiūrėkite į šviesos šaltinį, kai jis įjungtas. Tai gali pakenkti akims.



Netinkamas baterijų/akumuliatorių utilizavimas kelia pavojų aplinkai!

Baterijų/akumuliatorių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Juose gali būti kenksmingų sunkiųjų metalų, todėl juos reikia tvarkyti kaip specialias atliekas. Cheminiai sunkiųjų metalų simboliai yra: Cd = kadmio, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas.

Todėl panaudotas baterijas/akumulatorius reikia pristatyti į komunalinių pavojingų atliekų surinkimo punktus.

Integruotos baterijos negalima išardyti, kad ją būtų galima išmesti. Visas gaminytis turi būti atiduotas į naudotos elektronikos surinkimo punktą.

Pasiliekiame teisę be išpėjimo keisti gaminio tekstą, dizainą ir techninius duomenis.

Godātais kungs vai kundze! Paldies, ka iegādājāties mūsu produktu!

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, izlasiet tālāk sniegtos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu produkta lietošanu.

Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai un ievērojiet tās ieteikumus, jo norādījumu neievērošana var apdraudēt dzīvību vai veselību.

IERĪCES PIELIETOJUMS UN APRAKSTS

Šis produkts ir paredzēts lietošanai mājās. Šis produkts nav paredzēts komerciālai lietošanai vai citiem lietojumiem.

Elektromuskulārais stimulators ir terapijas ierīce, kas paredzēta lietošanai mājās. Elektrostimulācijas ierīci var izmantot sportā, rehabilitācijā, ķermeņa kopšanā un skaistuma uzlabošanā.

Tas ir efektīvs tauku audu mazināšanā un celulīta likvidēšanā. Tas palīdz arī sāpju ārstēšanā. Tādējādi muskuļu elektrostimulācija ir ārkārtīgi noderīga ārstēšana, lai atgūtu pēc daudzām traumām. Sportisti arī novērtē ierīces labākai reģenerācijai un sāpju un sāpīgumu likvidēšanai, kas bija ļoti apgrūtināši nākamajā dienā pēc treniņa.

Komplektā ietilpst pāris flip-flops, kas darbojas kā pēdu elektrodi, lai pēc nogurdinošas darba dienas varētu masēt nogurušās pēdas.

Muskuļu trenēšana un to izturības palielināšana

Relaksācija

Muskuļu nogurums

Muskuļu atjaunošana pēc treniņa

Muguras sāpes

Locītavu sāpes

Neiralģija

Skeleta-muskuļu sistēmas posttraumatiskām sāpēm

Asinsrites traucējumu gadījumā

Dažādu iemeslu hronisku sāpju apstākļos

Drošības un CE sertifikācijas apsvērumu dēļ izstrādājumu nedrīkst nekādā veidā pārbūvēt vai pārveidot. Ja izstrādājumu lietojat citiem mērķiem, nevis iepriekš aprakstītajiem, izstrādājums var tikt bojāts. Turklāt nepareiza lietošana var izraisīt tādu apdraudējumu kā īssavienojumi, aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciens utt.

SĀKŠANA/ FUNKCIJAS POGAS IZMANTOŠANA

- Uzmanību. Iepakojuma materiāls ir pilnībā jānoņem no izstrādājuma.
- Pārliedziet, vai komponenti ir pareizi samontēti.
- Elektrodi jāpiestiprina pie ķermeņa izvēlētajās vietās:

SHOULDER poga - masē plecus un muguru

WAIST poga – masē vidukli un apkārtējās zonas

JOINT poga – stimulē locītavas

HAND&FOOT poga - masē pēdas un rokas

LEG poga - kājas

Izmantojot pogas: **PRESS, RUB, VIBRATE, ĪKŠTIS**, mainām veicamās masāžas veidu.

Akumulatora ievietošana / nomainīšana

- Atveriet akumulatora nodalījuma vāku un noņemiet to.
- Izņemiet izlietotās baterijas. Ievietojiet jaunas baterijas bateriju nodalījumā.
- Pievērsiet uzmanību stabu (+ un -) orientācijai.
- Aizveriet akumulatora nodalījuma vāku.

Savienojuma izveide ar USB barošanu

- Pirms USB savienojuma izveides izņemiet baterijas no bateriju nodalījuma.
- Pievienojiet USB kabeli USB barošanas avotam.
- Pievienojiet USB kabeļa līdzstrāvas spraudni izstrādājuma strāvas kontaktligzdai.

Elektrības avota izvēle

Ja līdzstrāvas spraudnis nav pievienots izstrādājumam, strāvu nodrošina akumulatori.

Akumulatora nomainīšanas instrukcijas:

- Lūdzu, ievietojiet baterijas pareizi, pievērsot uzmanību +/- polaritātei.
- Izmantojiet tikai viena veida akumulatoru.
- Vienmēr nomainiet visu bateriju komplektu.
- Izlietotās baterijas ir jāizņem no ierīces un nekad nedrīkst mest ugunī.
- Nekad nemēģiniet uzlādēt parastos akumulatorus.
- Neizlietotās baterijas glabājiet to iepakojumā tālāk no metāla priekšmetiem.
- **Neatstājiet bērņus bez uzraudzības.**

PADOMS

- Ierīcei ir jāpārbauda piegādes pilnīgums un redzami bojājumi.
- Nepilnīgas piegādes gadījumā vai ja pamanāt bojājumus nepareiza iepakojuma vai transportēšanas dēļ, lūdzu, sazinieties ar servisa uzticības tālruni.

TEHNISKIE DATI

- Preces kods: 15833
- Viegli lasāms LCD displejs
- Iespēja savienot 4 elektrodus vai atloku pāri
- Velcro atloki: ieliktna garums 26cm
- Ātruma un intensitātes regulēšana
- Intuitīva darbība
- Efektīva programmu izvēle
- Masāžas veida izvēle 1x savienojuma kabelis (4 KLIPS)
- 1x savienojuma kabelis (2 KLIPPI)
- Elektrodu paliktņi
- USB lādētājs un strāvas kabelis
- Darbojas ar baterijām: 3x AA (nav iekļauts)
- Produktam ir CE sertifikāts
- Uzmanību! Ierīci nedrīkst lietot cilvēki ar elektrokardiostimulatoru, insulīna sūkni vai grūtnieces.

LIETOŠANAS DROŠĪBA

Pirms elektrodu pielietošanas vietas noteikšanas vienmēr atcerieties vispārīgos noteikumus, kas neļauj elektrodus novietot šādās vietās:

Smadzeņu korpusa pretējās pusēs tā, lai elektriskais impulss iet cauri smadzenēm

Krūškurvja pretējās pusēs, lai impulss iet caur videnes kaulu

Tieši uz brūcēm

Tieši virs miega sinusa (kakla priekšējā sānu vidusdaļa)

Uz plakstiņiem un virs acs dobuma

Tieši uz iekaisuma vai infekcijas vietām

Mutes dobuma iekšpusē uz gļotādas

Uz blīvi apmatotas ādas (ādu var noskūt)

Uzmanību! Ierīci nedrīkst lietot cilvēki ar elektrokardiostimulatoru, insulīna sūkni vai grūtnieces.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Šo izstrādājumu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti par produkta drošu lietošanu un saprot ar to saistītos riskus.
- Bērniem nav atļauts spēlēties ar izstrādājumu.
- Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Tīrīšanai izmantojiet mitru drānu vai maigu mazgāšanas līdzekli.
- Neizmantojiet bojātu ierīci.
- Pārliedzinieties, vai iepakojuma materiāli netiek atstāti bez uzraudzības. Bērni var sākt ar viņiem spēlēties, kas ir bīstami.
- Sargājiet produktu no ekstremālām temperatūrām, tiešiem saules stariem, spēcīgām vibrācijām, augsta mitruma, mitruma, uzliesmojošām gāzēm, tvaikiem un šķīdinātājiem.
- Nepakļaujiet produktu mehāniskai slodzei.
- Ja droša darbība vairs nav iespējama, pārtrauciet lietošanu un nodrošiniet izstrādājumu pret atkārtotu izmantošanu. Droša darbība vairs nav iespējama, ja izstrādājums: - ir bojāts, - nedarbojas pareizi, - ilgstoši ir glabāts nelabvēlīgos apstākļos vai - transportēšanas laikā ir pārslogots.
- Aizliegts lietot produktu, ja kāda tā daļa ir bojāta. Ja kabelis ir bojāts, remontdarbus veikt pašiem ir aizliegts.
- Neizjauciet ierīci paši.
- Sargājiet produktu no mitruma.
- Nebojājiet USB kabeli ar asām malām vai karstiem priekšmetiem. Pirms lietošanas, lūdzu, pilnībā atritiniet USB kabeli.
- Komplektācijā iekļautais USB kabelis ir piemērots tikai šim izstrādājumam.
- Nekavējoties izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet kabeli no izstrādājuma, ja tas jūt deguma smaku vai ir redzami dūmi. Pirms produkta atkārtotas lietošanas pārbaudiet kvalificēts tehniķis.
- Ja tiek izmantots USB strāvas adapteris, ligzdai vienmēr jābūt viegli pieejamai, lai avārijas gadījumā USB strāvas adapteri varētu viegli izņemt no kontaktligzdas. Lūdzu, ievērojiet arī ražotāja lietošanas instrukcijas.
- Vienmēr lietojiet produktu, kā paredzēts.

AKUMULATORU DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Glabājiet baterijas/akumulatorus bērniem nepieejamā vietā. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību!
- Vienreizējās lietošanas baterijas nedrīkst atkārtoti uzlādēt. Baterijas/akumulatorus nedrīkst īssavienot un/vai atvērt. Tas var izraisīt pārkaršanu, aizdegšanos vai eksploziju.
- Nekad nemetiet baterijas/akumulatorus ugunī vai ūdenī.
- Baterijas/akumulatorus nekad nedrīkst pakļaut mehāniskai slodzei.
- Skābes noplūdes risks no baterijām/akumulatoriem.
- Izvairieties no ekstremāliem apstākļiem un temperatūras, kas var ietekmēt baterijas/akumulatorus, piemēram, radiatorus/tiešus saules starus.
- Ja noplūst baterijas/akumulatori, izvairieties no saskares ar ķīmikālijām uz ādas, acīm un glotādām! Skartās vietas nekavējoties izskalojiet ar tīru ūdeni un vērsieties pie ārsta!
- Noplūstošas vai bojātas baterijas/akumulatori, nonākot saskarē ar ādu, var izraisīt ķīmiskus apdegumus. Tāpēc šādā gadījumā jāvalkā atbilstoši aizsargcimdi.



PADOMI UN INFORMĀCIJA PAR LIETOTĀ IEPAKOJUMA PĀRVALDĪBU

Iepakojums ir izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus var nodot vietējā pārstrādes centrā.

Izlietotais iepakojuma materiāls jānogādā vietējo iestāžu norādītajā atkritumu savākšanas punktā. Informāciju par izlietotās preces utilizācijas iespējām sniedz pašvaldības vai pilsētas pārvalde.



LIETOTĀS ELEKTRISKĀS UN ELEKTRONISKĀS IEKĀRTAS ATBRĪVOŠANA

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ nolietotus elektriskos un elektroniskos izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem kopā ar sadzīves atkritumiem, bet tie ir jāiznīcina atbilstoši. Informāciju par savākšanas punktiem un to darba laiku sniedz attiecīgais birojs.



Šis produkts atbilst attiecīgo Eiropas un nacionālo direktīvu prasībām, kas uz to attiecas. Produkts atbilst Eiropas un valsts prasībām attiecībā uz ierīču un izstrādājumu drošību.



Šis produkts atbilst attiecīgo Eiropas un nacionālo direktīvu RoHS prasībām, kas uz to attiecas.



Neskatieties uz gaismas avotu, kad tas ir ieslēgts. Tas var būt kaitīgs acīm.



Nepareiza bateriju/akumulatoru utilizācija rada risku videi!

Baterijas/akumulatorus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tie var saturēt kaitīgus smagos metālus, un tie ir jāpārstrādā kā īpaši atkritumi. Smago metālu ķīmiskie simboli ir: Cd = kadmijs, Hg = dzīvsudrabs, Pb = svins.

Tāpēc izlietotās baterijas/akumulatori jānogādā sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas punktos.

Iebūvēto akumulatoru nedrīkst izjaukt iznīcināšanai. Prece pilnībā jānodod nolietotās elektronikas savākšanas punktā.

Mēs paturam tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas produkta tekstā, dizainā un tehniskajos datos.

Lugupeetud härra või proua, täname teid meie toote ostmise eest!

Enne toote kasutamist lugege palun järgmisi juhiseid, et tagada toote õige kasutamine.

Hoidke käesolev juhend edaspidiseks kasutamiseks alles ja järgige selle soovitusi, kuna juhiste eiramine võib ohustada elu või tervist.

SEADME RAKENDUS JA KIRJELDUS

See toode on mõeldud koduseks kasutamiseks. See toode ei ole ette nähtud äriliseks ega muudeks rakendusteks.

Elektromuskulaarne stimulaator on koduseks kasutamiseks mõeldud teraapiaseade. Elektrostimulatsiooniseadet saab kasutada spordis, taastusravis, kehahoolduses ja ilu turgutamisel.

See on efektiivne rasvkoe vähendamisel ja tselluliidi kõrvaldamisel. See aitab ka valu ravimisel. Seetõttu on lihaste elektrostimulatsioon väga kasulik ravimeetod taastumiseks pärast paljusid vigastusi. Sportlased hindavad ka seadmeid paremaks regenereerimiseks ning valu ja valulikkuse kõrvaldamiseks, mis olid treeningjärgsel päeval väga häirivad.

Komplektis on paar plätusid, mis toimivad jalaelektroodidena, et saaksid pärast kurnavat tööpäeva oma väsinud jalgu masseerida.

Lihaste treenimine ja nende vastupidavuse suurendamine

Lõõgastus

Lihaste väsimus

Lihaste taastamine pärast treeningut

Seljavalu

Liigesevalu

Neuralgia

Lihask-skeleti süsteemi traumajärgse valu korral

Vereringehäirete korral

Erinevate põhjuste kroonilise valu korral

Ohutuse ja CE-sertifikaadi saamiseks ei tohi toodet mingil viisil ümber ehitada ega muuta. Kui kasutate toodet muudel eesmärkidel kui eelnevalt kirjeldatud, võib toode kahjustuda. Lisaks võib ebaõige kasutamine põhjustada selliseid ohte nagu lühis, tulekahju, elektrilöökk jne.

KÄIVITAMINE/ FUNKTSIOONINUPPUDE KASUTAMINE

- Tähelepanu. Pakkematerjal tuleb tootest täielikult eemaldada.
- Veenduge, et komponendid on õigesti kokku pandud.
- Elektroodid tuleks valitud kohtadesse keha külge kleepida:

SHOULDER nupp – masseerib õlgu ja selga

WAIST nupp – masseerib taljet ja ümbritsevad piirkondi

HAND&FOOT nupp – masseerib jalgu ja käsi

LEG nupp - jalad

Kasutades nuppe: **PRESS, RUB, VIBRATE, THUM**, muudame teostatava massaaži tüüpi.

Aku sisestamine / vahetamine

- Avage patareipesa kaas ja eemaldage see.
- Eemaldage kasutatud patareid. Sisestage uued patareid patareipesasse.
- Pöörake tähelepanu postide (+ ja -) orientatsioonile.
- Sulgege patareipesa kaas.

USB-toitega ühendamine

- Enne USB-ühenduse loomist eemaldage patareid patareipesast.
- Ühendage USB-kaabel USB-toiteallikaga.
- Ühendage USB-kaabli alalisvoolu pistik toote pistikupessa.

Elektritoiteallika valimine

Kui alalisvoolupistik pole tootega ühendatud, saavad toidet patareid.

Aku vahetamise juhised:

- Palun sisestage patareid õigesti, pöörates tähelepanu +/- polaarsusele.
- Kasutage ainult ühte tüüpi akut.
- Vahetage alati kogu patareikomplekt välja.
- Tühjad akud tuleb seadmest eemaldada ja neid ei tohi kunagi tulle visata.
- Ärge kunagi proovige laadida tavalisi akusid.
- Hoidke kasutamata patareisid nende pakendis metallsemetest eemal.
- **Ärge jätke lapsi järelevalveta.**

VIHJE

- Seadet tuleb kontrollida tarne täielikkuse ja nähtavate kahjustuste suhtes.
- Mittetäieliku tarne korral või kui märkate vigase pakendi või transpordi tõttu kahjustusi, võtke ühendust teenindustelefoniga.

TEHNILISED ANDMED

- Tooteкод: 15833
- Kergesti loetav LCD-ekraan
- Võimalus ühendada 4 elektroodi või paar klappe
- Velcro klapid: sisendi pikkus 26 cm
- Kiiruse ja intensiivsuse reguleerimine
- Intuitiivne toimimine
- Tõhus programmide valik
- Massaaži tüübi valimine 1x ühenduskaabel (4 CLIPS)
- 1x ühenduskaabel (2 KLIPPI)
- Elektroodi padi
- USB laadija ja toitekaabel
- Akutoitel: 3x AA (ei kuulu komplekti)
- Toode on CE sertifikaadiga
- Tähelepanu! Seadet ei tohi kasutada südamestimulaatori, insuliinipumbaga inimesed ega rasedad naised.

KASUTUSOHUTUS

Enne elektroodide paigalduskoha määramist pidage alati meeles üldreegleid, mis ei luba elektroode paigaldada järgmistesse kohtadesse:

Aju korpuse vastaskülgedel nii, et elektriimpulss jookseb läbi aju

Rindkere vastaskülgedel nii, et impulss jookseks läbi mediastiinumi

Otse haavadele

Otse unearteri siinuse kohal (kaela eesmine külgmine keskosa)

Silmalauugudel ja silmakoopa kohal

Otse põletiku või infektsiooni kohtadesse

Suuõõne sees limaskestal

Tihedalt karvasel nahal (nahka saab raseerida)

Tähelepanu! Seadet ei tohi kasutada südamestimulaatori, insuliinipumbaga inimesed ega rasedad naised.

OHUTUSJUHISED

- Seda toodet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või kogemuste või teadmiste puudumisega isikud, kui neid jälgitakse või neid on juhendatud toote ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega kaasnevat riski.
- Lapsed ei tohi tootega mängida.
- Lapsed ei tohi ilma järelevalveta puhastada ja hooldada.
- Ärge kunagi kastke seadet vette.
- Puhastamiseks kasutage niisket lappi või õrnatoimelist puhastusvahendit.
- Ärge kasutage kahjustatud seadet.
- Veenduge, et pakkematerjale ei jäetaks järelevalveta. Lapsed võivad hakata nendega mängima, mis on ohtlik.
- Kaitske toodet äärmuslike temperatuuride, otsese päikesevalguse, tugeva vibratsiooni, kõrge niiskuse, niiskuse, tuleohtlike gaaside, aurude ja lahustite eest.
- Ärge jätke toodet mehaanilise pinge alla.
- Kui ohutu kasutamine ei ole enam võimalik, lõpetage kasutamine ja kindlustage toode uuesti kasutamise vastu. Ohutu kasutamine ei ole enam võimalik, kui toode: - on kahjustatud, - ei tööta korralikult, - on olnud pikka aega ebasoodsates tingimustes ladustatud või - on transpordi ajal üle koormatud.
- Toote kasutamine on keelatud, kui mõni osa on kahjustatud. Kui kaabel on kahjustatud, on keelatud ise remontida.
- Ärge võtke seadet ise lahti.
- Kaitske toodet niiskuse eest.
- Ärge kahjustage USB-kaablit teravate servade või kuumade esemetega. Enne kasutamist kerige USB-kaabel täielikult lahti.
- Kaasasolev USB-kaabel sobib ainult selle toote jaoks.
- Lülitage toode viivitamatult välja ja eemaldage kaabel toote küljest, kui see lõhnab põlemisel või on nähtav suitsu. Laske toode enne uuesti kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle vaadata.
- Kui kasutatakse USB-toiteadapterit, peab pistikupesa alati olema kergesti ligipääsetav, et USB-toiteadapterit saaks hädaolukorras kergesti pesast eemaldada. Palun järgige ka tootja kasutusjuhendit.
- Kasutage toodet alati ettenähtud viisil.

AKUDE/AKUDE OHUTUSJUHISED

- Hoidke patareid/akud lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole!
- Ühekordselt kasutatavaid akusid ei tohi laadida. Patareid/akusid ei tohi lühistada ja/või avada. See võib põhjustada ülekuumenemist, tulekahju või plahvatuse.
- Ärge kunagi visake patareid/akusid tulle või vette.
- Patareid/akusid ei tohi kunagi mehaaniliselt mõjutada.
- Happe lekkimise oht patareidest/akudest.
- Vältige äärmuslikke tingimusi ja temperatuure, mis võivad mõjutada patareid / akusid, nt radiaatorid / otsene päikesevalgus.
- Kui patareid/akud lekivad, vältige kemikaalide sattumist nahale, silmadele ja limaskestadele! Loputage kahjustatud piirkondi koheselt puhta veega ja pöörduge arsti poole!
- Lekkivad või kahjustatud patareid/akud võivad nahaga kokkupuutel põhjustada keemilisi põletusi. Seetõttu peaksite sellisel juhul kandma sobivaid kaitsekindaid.



NÕUANDED JA TEAVE KASUTATUD PAKENDITE HALDAMISE KOHTA

Pakend on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mille saab ära anda kohalikus taaskasutuskeskuses.

Kasutatud pakkematerjal tuleb toimetada kohalike ametiasutuste poolt määratud jäätmekäitluspunkti. Infot kasutatud toote utiliseerimise võimaluste kohta annab valla- või linnaamet.



KASUTATUD ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE UTILISEERIMINE

Keskkonnakaitselistel põhjustel ei tohi kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid visata tavaliste olmejäätmete hulka olmeprügi hulka, vaid need tuleb utiliseerida nõuetekohaselt. Teavet kogumispunktide ja nende lahtiolekuaegade kohta annab vastav esindus.



See toode vastab sellele kohalduvate asjakohaste Euroopa ja riiklike direktiivide nõuetele. Toode vastab Euroopa ja riiklikele seadmete ja toodete ohutuse nõuetele.



See toode vastab asjakohaste Euroopa ja riiklike direktiivide RoHS nõuetele.



Ärge vaadake valgusallikat, kui see on sisse lülitatud. See võib olla silmadele kahjulik.



Patareide/akude ebaõige utiliseerimine kujutab endast ohtu keskkonnale!

Patareid/akusid ei tohi visata koos olmeprügiga. Need võivad sisaldada kahjulikke raskmetalle ja neid tuleks käsitleda erijäätmetena. Raskmetallide keemilised sümbolid on: Cd = kaadmium, Hg = elavhõbe, Pb = plii.

Seetõttu tuleks kasutatud patareid/akud viia ohtlike jäätmete kogumispunktidesse.

Sisseehitatud akut ei tohi utiliseerimiseks lahti võtta. Toode tuleb tervikuna üle anda kasutatud elektroonika kogumispunkti.

Jätame endale õiguse teha toote tekstis, kujunduses ja tehnilistes andmetes ette teatamata muudatusi.

Spoštovani, zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka!

Pred uporabo izdelka preberite naslednja navodila, da zagotovite pravilno uporabo izdelka.

Prosimo, shranite ta priročnik za poznejšo uporabo in upoštevajte njegova priporočila, saj lahko neupoštevanje navodil ogrozi življenje ali zdravje.

UPORABA IN OPIS NAPRAVE

Ta izdelek je namenjen domači uporabi. Ta izdelek ni namenjen komercialni uporabi ali drugim aplikacijam.

Elektromišični stimulator je terapevtski pripomoček, namenjen domači uporabi. Aparat za elektrostimulacijo se lahko uporablja pri športu, rehabilitaciji, negi telesa in lepotnih izboljšavah.

Učinkovit je pri zmanjševanju maščobnega tkiva in odpravljanju celulita. Pomaga tudi pri zdravljenju bolečin. Zato je mišična elektrostimulacija izjemno koristen tretma v kontekstu okrevanja po številnih poškodbah. Športniki cenijo tudi naprave za boljšo regeneracijo in odpravo bolečin in bolečin, ki so bile zelo moteče dan po treningu.

V kompletu je par japonk, ki delujejo kot elektrode za stopala, tako da si lahko zmasirate utrujena stopala po napornem dnevu v službi.

Trening mišic in povečanje njihove vzdržljivosti

Sprostitev

Utrujenost mišic

Regeneracija mišic po vadbi

bolečine v hrbtu

bolečine v sklepih

Nevralgija

Za posttravmatske bolečine mišično-skeletnega sistema

V primeru motenj krvnega obtoka

Pri kroničnih bolečinskih stanjih različnih vzrokov

Zaradi varnosti in certificiranja CE izdelka ni dovoljeno obnavljati ali kakor koli spreminjati. Če izdelek uporabljate za namene, ki niso prej opisani, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko nepravilna uporaba povzroči nevarnosti, kot so kratki stiki, požar, električni udar itd.

ZAGON/ UPORABA FUNKCIJSKIH GUMBOV

- Pozor. Embalažni material je treba v celoti odstraniti iz izdelka.
- Prepričajte se, da so komponente pravilno sestavljene.
- Elektrode prilepimo na telo na izbrana mesta:

SHOULDER gumb - masira ramena in hrbet

Gumb WAIST - masira pas in okolico Gumb JOINT - stimulira sklepe

Gumb HAND&FOOT - masira stopala in roke

Gumb LEG - noge

S tipkami: **PRITISNI, VTRINI, VIBIRAJ, PALEC** spreminjamo vrsto izvajane masaže.

Vstavljanje/zamenjava baterije

- Odprite pokrov prostora za baterije in ga odstranite.
- Odstranite izrabljene baterije. Vstavite nove baterije v predal za baterije.
- Pazite na usmerjenost polov (+ in -).
- Zaprite pokrov prostora za baterije.

Povezovanje z napajanjem USB

- Preden vzpostavite povezavo USB, odstranite baterije iz prostora za baterije.
- Priključite kabel USB na vir napajanja USB.
- Priključite vtič DC kabla USB v vtičnico izdelka.

Izbira električnega napajanja

Če vtič DC ni priključen na izdelek, se napaja iz baterij.

Navodila za zamenjavo baterije:

- Prosimo, da pravilno vstavite baterije in pazite na polarnost +/-.
- Uporabljajte samo eno vrsto baterije.
- Vedno zamenjajte celoten komplet baterij.
- Izpraznjene baterije morate odstraniti iz naprave in jih nikoli ne vreči v ogenj.
- Nikoli ne poskušajte polniti običajnih baterij.
- Neuporabljene baterije hranite v embalaži stran od kovinskih predmetov.
- **Ne puščajte otrok brez nadzora.**

NAMIG

- Napravo je treba preveriti glede popolnosti dobave in morebitnih vidnih poškodb.
- V primeru nepopolne dostave ali če opazite poškodbe zaradi napačne embalaže ali transporta, se obrnite na servisno linijo.

TEHNIČNI PODATKI

- Šifra izdelka: 15833
- Lahko berljiv LCD zaslon
- Možnost priklopa 4 elektrod ali para loput
- Velcro zavihki: dolžina vložka 26 cm
- Nastavitev hitrosti in intenzivnosti
- Intuitivno upravljanje
- Učinkovit izbor programov
- Izbira vrste masaže 1x priključni kabel (4 CLIPS)
- 1x priključni kabel (2 CLIPS)
- Podloga za elektrode
- USB polnilec in napajalni kabel
- Napajanje na baterije: 3x AA (ni priloženo)
- Izdelek ima CE certifikat
- Pozor! Naprave ne smejo uporabljati osebe s srčnim spodbujevalnikom, insulinsko črpalko in nosečnice.

VARNOST UPORABE

Preden določite mesto namestitve elektrod, se vedno spomnite splošnih pravil, ki ne dovoljujejo nameščanja elektrod na naslednjih mestih:

Na nasprotnih straneh možganskega ohišja tako, da električni impulz teče skozi možgane

Na nasprotnih straneh prsnega koša, tako da impulz teče skozi mediastinum

Direktno na rane

Neposredno nad karotidnim sinusom (sprednji lateralni srednji del vratu)

Na vekah in nad očesno votlino

Neposredno na mesta vnetja ali okužbe

V notranjosti ustne votline na sluznici

Na gosto poraščeno kožo (kožo lahko obrijemo)

Pozor! Naprave ne smejo uporabljati osebe s srčnim spodbujevalnikom, insulinsko črpalko in nosečnice.

VARNOSTNA NAVODILA

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi izdelka in razumejo posledična tveganja.
- Otroci se ne smejo igrati z izdelkom.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Naprave nikoli ne potaplajte v vodo.
- Za čiščenje uporabite vlažno krpo ali blag detergent.
- Ne uporabljajte poškodovane naprave.
- Poskrbite, da embalažni materiali ne ostanejo brez nadzora. Otroci se lahko začnejo igrati z njimi, kar je nevarno.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi vibracijami, visoko vlažnostjo, vlago, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Ne izpostavljajte izdelka mehanskim obremenitvam.
- Če varno delovanje ni več mogoče, prenehajte z uporabo in izdelek zavarujte pred ponovno uporabo. Varo delovanje ni več mogoče, če je izdelek: - poškodovan, - ne deluje pravilno, - je bil dlje časa skladiščen v neugodnih pogojih ali - je bil med transportom preveč obremenjen.
- Prepovedana je uporaba izdelka, če je katerikoli del poškodovan. Če je kabel poškodovan, je prepovedano popravilo izvajati sami.
- Naprave ne razstavljajte sami.
- Izdelek zaščitite pred vlago.
- Pazite, da ne poškodujete kabla USB z ostrimi robovi ali vročimi predmeti. Pred uporabo popolnoma odvijte kabel USB.
- Priloženi kabel USB je primeren samo za ta izdelek.
- Takoj izklopite izdelek in odstranite kabel iz izdelka, če zaudarja po zažganem ali je viden dim. Preden izdelek ponovno uporabite, naj ga pregleda usposobljen tehnik.
- Če uporabljate napajalnik USB, mora biti vtičnica vedno lahko dostopna, da lahko napajalnik USB v sili preprosto odstranite iz vtičnice. Upoštevajte tudi navodila proizvajalca za uporabo.
- Izdelek vedno uporabljajte po predvidevanju.

VARNOSTNA NAVODILA ZA BATERIJE/AKUMULATORJE

- Baterije/akumulatorje hranite izven dosega otrok. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč!

- Baterij za enkratno uporabo se ne sme ponovno polniti. Baterije/akumulatorji ne smejo biti v kratkem stiku in/ali odprti. To lahko povzroči pregrevanje, požar ali eksplozijo.
- Nikoli ne mečite baterij/akumulatorjev v ogenj ali vodo.
- Baterije/akumulatorji nikoli ne smejo biti izpostavljeni mehanskim obremenitvam.
- Nevarnost iztekanja kisline iz baterij/akumulatorjev.
- Izogibajte se ekstremnim pogojem in temperaturam, ki lahko vplivajo na baterije/akumulatorje, npr.
- Če baterije/akumulatorji puščajo, preprečite stik kože, oči in sluznice s kemikalijami! Prizadeta mesta takoj sperite s čisto vodo in obiščite zdravnika!
- Puščajoče ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo kemične opekline. Zato morate v tem primeru nositi ustrezne zaščitne rokavice.



NASVETI IN INFORMACIJE O RAVNANJU Z UPORABLJENO EMBALAŽO

Embalaža je narejena iz okolju prijaznih materialov, ki jih lahko oddate v lokalnem centru za recikliranje.

Uporabljeno embalažo je treba oddati na mesto za odlaganje odpadkov, ki ga določijo lokalne oblasti. Informacije o možnostih oddaje rabljenega izdelka posreduje občinski oz.



ODLAGANJE RABI ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Zaradi varstva okolja rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete odvreči med običajne komunalne odpadke med gospodinjske odpadke, temveč jih je treba odvreči na ustrezen način. Informacije o zbirnih mestih in njihovem delovnem času posreduje pristojni urad.



Ta izdelek je skladen z zahtevami ustreznih evropskih in nacionalnih direktiv, ki veljajo zanj. Izdelek izpolnjuje evropske in nacionalne zahteve glede varnosti naprav in izdelkov.



Ta izdelek je skladen z zahtevami ustreznih evropskih in nacionalnih direktiv, ki veljajo zanj, RoHS.



Ne glejte v vir svetlobe, ko je prižgan. Lahko je škodljivo za oči.



Nepravilno odlaganje baterij/akumulatorjev predstavlja tveganje za okolje!

Baterij/akumulatorjev ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Lahko vsebujejo škodljive težke kovine in jih je treba obravnavati kot posebne odpadke. Kemijski simboli za težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

Zato odslužene baterije/akumulatorje oddajte na komunalna zbirališča nevarnih odpadkov.

Vgrajene baterije ne smete razstaviti zaradi odlaganja. Izdelek morate v celoti oddati na zbirno mesto za rabljeno elektroniko.

Pridržujemo si pravico do sprememb besedila, dizajna in tehničnih podatkov izdelka brez predhodnega obvestila.

A Sir nó Madam, go raibh maith agat as ár dtáirge a cheannach!

Sula n-úsáideann tú an táirge, léigh na treoracha seo a leanas chun úsáid cheart an táirge a chinntiú.

Coinnigh an lámhleabhar seo le haghaidh tagartha sa todhcháil le do thoil agus lean a mholtaí, mar d'fhéadfadh sé a bheith ina bhagairt ar an saol nó ar an tsláinte mura gcloítear lena threoracha.

IARRATAS AGUS CUR SÍOS AR AN GLÉAS

Tá an táirge seo beartaithe le húsáid sa bhaile. Níl an táirge seo beartaithe le haghaidh úsáide tráchtála nó feidhmeanna eile.

Is gléas teiripe é an spreagthóir leictrimhatánach atá beartaithe le húsáid sa bhaile. Is féidir an gléas electrostimulation a úsáid i spóirt, athshlánú, cúram comhlacht agus feabhsú áilleacht.

Tá sé éifeachtach chun fíochán saille a laghdú agus deireadh a chur le cellulite. Cuidíonn sé freisin le pian a chóireáil. Mar sin, is cóireáil thar a bheith úsáideach é leictrispreagadh matán i gcomhthéacs téarnaimh tar éis go leor díobhálacha. Tá meas ag lúthchleasaithe freisin ar na feistí le haghaidh athghiniúna níos fearr agus deireadh a chur le pian agus tinneas a bhí an-bothersome an lá tar éis na hoiliúna.

Áiríonn an tacar péire smeach-flops a fheidhmíonn mar leictreoidí coise, ionas gur féidir leat do chosa tuirseach a massage tar éis lá traochta ag an obair.

Oiliúint muscle agus a gcuid seasmhachta a mhéadú

Scíth a ligean

Tuirse muscle

Athghiniúint muscle tar éis a fheidhmiú

Pian ar ais

Pian comhpháirteach

Neuralgia

Le haghaidh pian iar-thrámach ar an gcóras mhatánchnámharlaigh

I gcás neamhoird scaipeadh fola

I pian ainsealach coinníollacha cúiseanna éagsúla

Ar chúiseanna sábháilteachta agus deimhniú CE, ní fhéadfar an táirge a atógáil nó a mhodhnú ar bhealach ar bith. Má úsáideann tú an táirge chun críocha seachas na cinn a thuairiscítear roimhe seo, féadfar damáiste a dhéanamh don táirge. Ina theannta sin, féadfaidh úsáid mhíchuí a bheith ina chúis le guaiseacha mar chiorcaid ghearr, tine, turraing leictreach, etc.

Cnaipí FEIDHMEANNA TOSÚ/ÚSÁID

- Aird. Ní mór ábhar pacáistithe a bhaint go hiomlán ón táirge.
- Déan cinnte go bhfuil na comhpháirteanna le chéile i gceart.
- Ba chóir leictreoidí a ghreamú don chorp in áiteanna roghnaithe:

Cnaipe SHOULDER - massages na guaillí agus ar ais

Cnaipe WAIST - massages an choim agus an ceantar máguaird cnaipe JOINT - spreagann na hailt

Cnaipe LÁIMHE & CHOIS - massages na cosa agus na lámha

Cnaipe LEG - cosa

Ag baint úsáide as na cnaipí: **PREAS, RUB, VIBRATE, THUMB**, athraíonn muid an cineál suathaireacht a dhéantar.

Ag cur isteach / ag athsholáthar na ceallraí

- Oscail an clúdach urrann ceallraí agus bain é.
- Bain cadhnaí úsáidte. Cuir cadhnaí nua isteach san urrann ceallraí.
- Tabhair aird ar threoshuíomh na gcuailí (+ agus -).
- Dún an clúdach urrann ceallraí.

Ceangal le USB Power

- Bain na cadhnaí ón urrann ceallraí sula mbunaítear nasc USB.
- Ceangail an cábla USB le foinse cumhachta USB.
- Ceangail breiseán DC an chábla USB le soicéad cumhachta an táirge.

Roghnú an soláthar cumhachta leictreach

Mura bhfuil an breiseán DC ceangailte leis an táirge, soláthraíonn cadhnaí an chumhacht.

Treoracha athsholáthair ceallraí:

- Cuir isteach na cadhnaí i gceart le do thoil, ag tabhairt aird ar an bpolaracht +/-.
- Ná húsáid ach cineál amháin ceallraí.
- Cuir an sraith iomlán cadhnaí in ionad i gcónaí.
- Ní mór cadhnaí ídithe a bhaint den fheiste agus gan iad a chaitheamh trí thine.
- Ná déan iarracht riamh cadhnaí rialta a luchtú.
- Stóráil cadhnaí neamhúsáidte ina bpacáistíocht ar shiúl ó rudaí miotail.

- **Ná fág leanaí gan mhaoirseacht.**

TIP

- Ní mór an gléas a sheiceáil le haghaidh iomláine an tseachadta agus aon damáiste infheicthe.
- I gcás seachadadh neamhiomlán nó má thugann tú damáiste faoi deara mar gheall ar phacáistiú nó iompar lochtach, déan teagmháil le beolíne na seirbhíse.

SONRAÍ TEICNIÚLA

- CÓD: 15833
- Taispeántas LCD atá éasca le léamh
- Deis chun 4 leictreoid nó péire flaps a nascadh
- Flapaí velcro: cuir isteach fad 26cm
- Coigeartú luais agus déine
- Oibriú iomasach
- Roghnú éifeachtach clár
- An cábla ceangail massage type1x a roghnú (4 CLIP)
- Cábla ceangail 1x (2 CLIP)
- Ceap leictreoid
- USB charger agus cábla cumhachta
- Ceallraí faoi thiomáint: 3x AA (gan a bheith san áireamh)
- Tá an táirge deimhnithe CE
- Aird! Níor cheart go n-úsáidfeadh daoine le pacemaker, caidéal inslin nó mná torracha an gléas.

SÁBHÁILTEACHT ÚSÁIDE

Sula gcinntear áit iarratais na leictreoidí, cuimhnigh i gcónaí ar na rialacha ginearálta nach gceadaítear leictreoidí a chur sna háiteanna seo a leanas: Ar thaobhanna urchomhaireacha an cháis inchinne sa chaoi is go ritheann an ríogacht leictreach tríd an inchinn

Ar thaobhanna urchomhaireacha an cófra ionas go ritheann an impulse tríd an mediastinum

Go díreach ar na créachtaí

Díreach os cionn an sinus carotid (cuid lár cliathánach roimhe seo den mhuineál)

Ar an eyelids agus os cionn an soicéad súl

Go díreach chuig láithreáin athlasadh nó ionfhabhtú

Taobh istigh den chuas béil ar an mhúcóis

Ar chraiceann dlúth gruaige (is féidir craiceann a bearradh)

Aird! Níor cheart go n-úsáidfeadh daoine le pacemaker, caidéal inslin nó mná torracha an gléas.

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA

- Féadfaidh leanaí atá 8 mbliana d'aois agus níos sine agus daoine a bhfuil cumais choirp, céadfacha nó mheabhach laghdaithe nó easpa taithe nó eolais acu an táirge seo a úsáid, ar choinníoll go ndéantar maoirsiú orthu nó go dtugtar treoir dóibh maidir le húsáid shábháilte an táirge agus go dtuigeann siad na rioscaí a eascraíonn as.
- Níl cead ag leanaí imirt leis an táirge.
- Ní fhéadfaidh leanaí glanadh agus cothabháil a dhéanamh gan mhaoirseacht.
- Ná thumadh an gléas in uisce riamh.
- Le haghaidh glantacháin, bain úsáid as éadach tais nó glantach éadrom.
- Ná húsáid gléas damáiste.
- Déan cinnte nach bhfágtar ábhair phacáistithe gan duine ina láthair. Féadfaidh leanaí tosú ag imirt leo, rud atá contúirteach.
- Cosain an táirge ó theocht foircneach, solas díreach, creathadh láidir, ard-taise, taise, gáis inadhainte, gal agus tuaslagóirí.
- Ná nocht an táirge do strus meicniúil.
- Mura féidir oibriú sábháilte a thuilleadh, scoir den úsáid agus déan an táirge a chosaint ó athúsáid. Ní féidir oibriú sábháilte a thuilleadh más rud é: - go ndearnadh damáiste don táirge, - mura n-oibríonn sé i gceart, - má tá sé stóráilte ar feadh tréimhse fada ama faoi choinníollacha neamhfhabhracha nó - má tá sé ró-ualach le linn iompair.
- Tá sé toirmiscthe an táirge a úsáid má dhéantar damáiste ar aon chuid. Má dhéantar damáiste don chábla, tá sé toirmiscthe deisiúcháin a dhéanamh tú féin.
- Ná díchóimeáil an gléas tú féin.
- Cosain an táirge ó thaise.
- Bí cinnte gan damáiste a dhéanamh don chábla USB le himill ghéar nó rudaí te. Bain an cábla USB go hiomlán le do thoil roimh é a úsáid.
- Níl an cábla USB san áireamh oiriúnach ach amháin don táirge seo.
- Múch an táirge láithreach agus bain an cábla as an táirge má tá boladh dó nó deatach le feiceáil. Bíodh an táirge seiceáilte ag teicneoir cáilithe roimh é a úsáid arís.
- Má úsáidtear adapter cumhachta USB, ní mór an soicéad a bheith inrochtana go héasca i gcónaí ionas gur féidir an t-adapter cumhachta USB a bhaint go héasca as an soicéad i gcás éigeandála. Lean freisin treoracha oibriúcháin an mhonaróra.

- Bain úsáid as an táirge i gcónaí mar a bhí beartaithe.

TREORACHA UM SHÁBHÁILTEACHT CAIDREAMH/TAISCÉALAIR

- Coinnigh cadhnaí/tabhailloirí as aimsiú leanaí. Má shlogtar é, faigh comhairle leighis láithreach!
- Ní féidir cadhnaí indiúscartha a athluchtú. Ní ceadmhach do chadhnaí/tabhailloirí a bheith gearrchiorcadúil agus/nó oscailte. D'fhéadfadh sé seo a bheith ina chúis le róthéamh, tine nó pléascadh.
- Ná caith cadhnaí/tabhailloirí isteach i dtine nó in uisce riamh.
- Níor cheart go gcuirfí strus meicniúil ar chadhnaí/tabhailloirí riamh.
- Riosca sceitheadh aigéid ó chadhnaí/tabhailloirí.
- Seachain coinníollacha agus teochtaí foircneacha a d'fhéadfadh cur isteach ar chadhnaí / taisc-cheallraí, e.g. radaitheoirí / solas díreach.
- Má sceitheann cadhnaí/tabhailloirí, seachain teagmháil an chraicinn, na súl agus na seicní mucasacha leis na ceimiceáin! Sruthlaigh na limistéir a bhfuil tionchar orthu láithreach le huisce glan agus féach dochtúir!
- Is féidir le cadhnaí/taisc-cheallraí sceitheadh nó millte a bheith ina gcúis le dó ceimiceacha nuair a bhíonn siad i dteagmháil leis an gcráiceann. Dá bhrí sin, ba chóir duit lámhainní cosanta cuí a chaitheamh i gcás den sórt sin.



LEIDEANNA AGUS EOLAS MAIDIR LE BAINISTIÚ PACÁISTIÚ ÚSÁIDEACHA

Tá an pacáistiú déanta as ábhair atá neamhdhíobhálach don chomhshaoil agus is féidir a dhiúscairt ag d'ionad athchúrsála áitiúil. Ba cheart ábhar pacáistithe úsáidte a sheachadadh chuig an bpointe diúscartha dramhaíola arna ainmniú ag na húdaráis áitiúla. Cuireann an oifig chathrach nó an oifig chathrach faisnéis ar fáil faoi na féidearthachtaí atá ann chun an táirge úsáidte a dhiúscairt.



DIÚSCAIRT TREALAMH LEICTREONACH AGUS LEICTREONACH ÚSÁIDEACHA

Ar chúiseanna cosanta comhshaoil, ní gá táirgí leictreacha agus leictreonacha a úsáidtear a dhiúscairt le gnáth-dhramhaíl chathrach i dramhaíl tí, ach ní mór iad a dhiúscairt i gceart. Soláthraíonn an oifig ábhartha faisnéis maidir le pointí bailiúcháin agus a gcuid uaireanta oscailte.



Comhlíonann an táirge seo ceanglais na dtreoracha Eorpacha agus náisiúnta ábhartha a bhaineann leis. Comhlíonann an táirge ceanglais Eorpacha agus náisiúnta maidir le sábháilteacht feistí agus táirgí.



Comhlíonann an táirge seo ceanglais na dtreoracha Eorpacha agus náisiúnta ábhartha a bhaineann leis, RoHS.



Ná breathnaigh ar fhoinsé solais nuair atá sé ar siúl. D'fhéadfadh sé a bheith díobhálach do na súile.



Cuireann diúscairt mhíchúí ar chadhnaí/tabhailloirí baol don chomhshaoil!

Níor cheart cadhnaí/tabhailloirí a dhiúscairt le dramhaíl tí. D'fhéadfadh miotail throma dhíobhálacha a bheith iontu agus ba cheart caitheamh leo mar dhramhaíl speisialta. Is iad na siombailí ceimiceacha do mhiotail throma ná: Cd = caidmiam, Hg = mearcair, Pb = luaidhe.

Dá bhrí sin, ba cheart cadhnaí / taisc-cheallraí úsáidte a thabhairt chuig pointí bailithe dramhaíola guaisí cathrach.

Níor cheart an ceallraí ionsuite a dhíchóimeáil lena dhiúscairt. Ní mór an táirge a thabhairt ar lámh ina iomláine go pointe bailiúcháin le ghaidh leictreonaice athúsáidte.

Coimeádaimid an ceart chun athruithe a dhéanamh ar théacs, dearadh agus sonraí teicniúla an táirge gan fógra.

Għażiż Sinjur jew Sinjura, grazzi talli xtrajt il-prodott tagħna!

Qabel tuża l-prodott, jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet li ġejjin biex tiżgura l-użu xieraq tal-prodott.

Jekk jogħġbok zomm dan il-manwal għal referenza futura u segwi r-rakkomandazzjonijiet tiegħu, peress li n-nuqqas li ssegwi l-istruzzjonijiet tiegħu jista' jkun ta' theddida għall-ħajja jew is-saħħa.

APPLIKAZZJONI U DESKRIZZJONI TA' L-APPARAT

Dan il-prodott huwa maħsub għall-użu fid-dar. Dan il-prodott mhuwiex maħsub għal użu kummerċjali jew applikazzjonijiet oħra. L-istimulatur elettromuskolari huwa apparat ta' terapija maħsub għall-użu fid-dar. L-apparat ta' elettrostimulazzjoni jista' jintuża fl-isports, ir-rijabilitazzjoni, il-kura tal-ġisem u t-titjib tas-sbuħija.

Huwa effettiv fit-tnaqqis tat-tessut tax-xaħam u l-eliminazzjoni taċ-ċellulite. Jghin ukoll fit-trattament tal-uġiġh. Għalhekk, l-elettrostimulazzjoni tal-muskoli hija trattament estremament utli fil-kuntest tal-irkupru wara ħafna korrimenti. L-atleti japprezzaw ukoll l-apparati għal riġenerazzjoni aħjar u l-eliminazzjoni tal-uġiġh u l-uġiġh li kienu jdejqu ħafna l-ghada tat-taħriġ. Is-sett jinkludi par ta' flip-flops li jaġixxu bħala elettrodi tas-saqajn, sabiex tkun tista' timmassaġġja saqajk għajjen wara ġurnata eżawrjenti fuq ix-xogħol.

Taħriġ tal-muskoli u jżidu r-reżistenza tagħhom

Rilassament

Gheja tal-muskoli

Riġenerazzjoni tal-muskoli wara l-eżerċizzju

Uġiġh fid-dahar

Uġiġh fil-ġogi

Newralġija

Għal uġiġh post-trawmatiku tas-sistema muskuloskeletal

Fil-każ ta' disturbu fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm

F'kundizzjonijiet ta' uġiġh kroniku ta' kawżi varji

Għal raġunijiet ta' sikurezza u ċertifikazzjoni CE, il-prodott jista' ma jergax jinbena jew jiġi modifikat bl-ebda mod. Jekk tuża l-prodott għal skopijiet oħra għajr dawk deskritti qabel, il-prodott jista' jkun bil-ħsara. Barra minn hekk, użu mhux xieraq jista' jikkawża perikli bħal short circuits, nar, xokk elettriku, eċċ.

BUTTONI TAL-FUNZJONI TAL-BIDU/ L-UŻU

- Attenzjoni. Il-materjal tal-ippakkjar għandu jitneħħa kompletament mill-prodott.
- Kun żgur li l-komponenti huma mmuntati sew.
- L-elettrodi għandhom ikunu mwaħħla mal-ġisem f'postijiet magħżula:

timmassaġġi l-ispallejn u d-dahar

Buttuna WAIST - timmassaġġi l-qadd u l-inħawi tal-madwar **Buttuna JOINT** - tistimula l-ġogi

Buttuna HAND&FOOT - timmassaġġi s-saqajn u l-idejn

Buttuna RIĠ - saqajn

Bl-użu tal-buttuni: **PRESS, RUB, VIBRATE, TUMB**, aħna nibdlu t-tip ta' massaġġi mwettqa.

Dahħal / Tissositwixxi l-batterija

- Iftaħ l-għatu tal-kompartiment tal-batterija u neħħiha.
- Neħħi l-batteriji uzati. Dahħal batteriji ġodda fil-kompartiment tal-batterija.
- Oqgħod attent għall-orjentazzjoni tal-arbli (+ u -).
- Aghlaq l-għatu tal-kompartiment tal-batterija.

Konnessjoni mal-Energija USB

- Neħħi l-batteriji mill-kompartiment tal-batterija qabel ma tistabbilixxi konnessjoni USB.
- Qabbad il-kejbil USB ma 'sors ta' energija USB.
- Qabbad il-plagg DC tal-kejbil USB mas-sokit tal-energija tal-prodott.

Għażla tal-provvista tal-energija elettrica

Jekk il-plagg DC ma jkunx imqabbad mal-prodott, l-energija hija fornuta minn batteriji.

Istruzzjonijiet għall-bdil tal-batterija:

- Jekk jogħġbok dahħal il-batteriji b'mod korrett, billi tagħti attenzjoni lill-polarità +/-.
- Uża biss tip wieħed ta' batterija.
- Dejjem ibdel is-sett kollu ta' batteriji.
- Batteriji eżawriti għandhom jitneħħew mill-apparat u qatt ma jintefgħu fin-nar.
- Qatt tipprova tiċċarġja batteriji regolari.
- Aħżen batteriji mhux uzati fl-ippakkjar tagħhom 'il bogħod minn oġġetti tal-metall.

- **Thallix lit-tfal mingħajr sorveljanza.**

TIP

- L-apparat għandu jiġi cċekkjat għall-kompletezza tal-kunsinna u kwalunkwe ħsara viżibbli.
- F'każ ta' kunsinna mhux kompluta jew jekk tinnota ħsara minħabba ippakkjar jew trasport difettuż, jekk jogħġbok ikkuntattja l-hotline tas-servizz.

DEJTA TEKNIKA

- Kodiċi tal-prodott: 15833
- Display LCD faċli biex jinqara
- Possibbiltà li jgħaqqdu 4 elettrodi jew par flaps
- Flaps tal-velkro: dahħal tul 26cm
- Aġġustament tal-veloċità u l-intensità
- Operazzjoni intuwwtiva
- Għażla effettiva ta' programmi
- Għażla tat-tip ta' 'massaġġi 1x cable ta' konnessjoni (4 CLIPS)
- 1x kejbil ta' 'konnessjoni (2 CLIPS)
- Kuxxinett tal-elettrodu
- Ćarġer tal-USB u kejbil tal-enerġija
- Li jahdem bil-batterija: 3x AA (mhux inklużi)
- Il-prodott huwa cċertifikat CE
- Attenzjoni! L-apparat m'għandux jintuża minn nies b'pacemaker, pompa ta' l-insulina jew nisa tqal.

SIGURTÀ TA' L-UŻU

Qabel ma tiddetermina l-post tal-applikazzjoni tal-elettrodi, dejjem ftakar ir-regoli ġenerali li ma jippermettux li jitqiegħdu elettrodi fil-postijiet li ġejjin:

Fuq naħat opposti tal-braincase b'tali mod li l-impuls elettriku jgħaddi mill-moħħ

Fuq naħat opposti tas-sider sabiex l-impuls jgħaddi mill-medjastinu

Direttament fuq il-feriti

Direttament 'il fuq mis-sinus karotide (parti tan-nofs laterali ta' quddiem tal-għonq)

Fuq il-tebqet il-għajn u fuq is-sokit tal-għajnejn

Direttament lejn is-siti ta' 'infjammazzjoni jew infezzjoni

Ġewwa l-kavità orali fuq il-mukuża

Fuq ġilda b'ħafna pil (il-ġilda tista' titqaxxar)

Attenzjoni! L-apparat m'għandux jintuża minn nies b'pacemaker, pompa ta' l-insulina jew nisa tqal.

ISTRUZZJONIJIET TAS-SIGURTÀ

- Dan il-prodott jista' jintuża minn tfal ta' 8 snin 'il fuq u minn persuni b'kapaċitajiet fiżiċi, sensorji jew mentali mnaqqsa jew b'nuqqas ta' esperjenza jew għarfien, sakemm ikunu sorveljati jew ikunu ġew mgħallma dwar l-użu sikur tal-prodott u jifhmu r-riskji li jirriżultaw.
- It-tfal mhumiex permessi jilagħbu bil-prodott.
- It-tindif u l-manutenzjoni ma jistgħux isiru mit-tfal mingħajr sorveljanza.
- Qatt tgħaddas l-apparat fl-ilma.
- Għat-tindif, uża drapp niedja jew deterġent ħafif.
- Tużax apparat bil-ħsara.
- Kun żgur li l-materjali tal-ippakkjar ma jithallewx waħedhom. It-tfal jistgħu jibdeu jilagħbu magħhom, li huwa perikoluż.
- Ipproteġi l-prodott minn temperaturi estremi, dawl tax-xemx dirett, vibrazzjonijiet qawwija, umdità għolja, umdità, gassijiet f'jammabbli, fwar u solventi.
- Tesponix il-prodott għal stress mekkaniku.
- Jekk it-tħaddim sikur ma jkunx aktar possibbli, waqqaf l-użu u assigura l-prodott kontra l-użu mill-ġdid. It-tħaddim sikur m'għadux possibbli jekk il-prodott: - ġie mħassar, - ma jahdimx sew, - ikun inħażen għal perjodu estiz ta' żmien taħt kundizzjonijiet mhux favorevoli jew - ikun ġie mgħobbi eċċessivament waqt it-trasport.
- Huwa pprojbit li tuża l-prodott jekk xi parti tkun bil-ħsara. Jekk il-kejbil ikun bil-ħsara, huwa pprojbit li twettaq it-tiswijiet lilek innifsek.
- Żarmax l-apparat lilek innifsek.
- Ipproteġi l-prodott mill-umdità.
- Kun żgur li ma tagħmilx ħsara lill-kejbil USB bi truf li jaqtgħu jew oġġetti sħan. Jekk jogħġbok holl kompletament il-kejbil USB qabel l-użu.
- Il-kejbil USB inkluż huwa adattat biss għal dan il-prodott.
- Itfi l-prodott immedjatament u neħhi l-kejbil mill-prodott jekk jinxtamm hruq jew id-duħħan ikun viżibbli. Iċċekkja l-prodott minn tekniku kwalifikat qabel ma terġa' tużah.
- Jekk jintuża adapter tal-enerġija USB, is-sokit għandu dejjem ikun faċilment aċċessibbli sabiex l-adapter tal-enerġija USB jista' 'jitneħħa faċilment mis-sokit f'emergenza. Jekk jogħġbok segwi wkoll l-istruzzjonijiet tat-tħaddim tal-manifattur.

- Dejjem uża l-prodott kif maħsub.

ISTRUZZJONIJIET TAS-SIGURTÀ TAL-BATTERJI/AKKUMULATUR

- Żomm batteriji/akkumulaturi fejn ma jintlaħaqx mit-tfal. Jekk tibla', fittex parir mediku immedjatament!
- Batteriji li jintremew ma għandhomx jiġu ċċarġjati mill-ġdid. Il-batteriji/l-akkumulaturi m'għandhomx ikunu short-circuited u/jew miftuħa. Dan jista' jikkawża shana żejda, nar jew splużjoni.
- Qatt tarmi batteriji/akkumulaturi fin-nar jew fl-ilma.
- Batteriji/akkumulaturi m'għandhom qatt ikunu soġġetti għal stress mekkaniku.
- Riskju ta' tnixxija ta' aċidu minn batteriji/akkumulaturi.
- Evita kundizzjonijiet u temperaturi estremi li jistgħu jaffettwaw batteriji / akkumulaturi, eż. radjaturi / dawl tax-xemx dirett.
- Jekk il-batteriji/akkumulaturi jnixxu, evita l-kuntatt tal-ġilda, l-għajnejn u l-membrani mukużi mal-kimiċi! Laħlaħ iż-żoni affettwati immedjatament b'ilma nadif u ara tabib!
- Batteriji/akkumulaturi li jnixxu jew bil-ħsara jistgħu jikkawżaw hruq kimiku meta jiġu f'kuntatt mal-ġilda. Għalhekk, għandek tilbes ingwanti protettivi xierqa f'każ bħal dan.



GHAJR U INFORMAZZJONI DWAR IL-ĠESTJONI TAL-PAKKETT UŻAT

L-imballaġġ huwa magħmul minn materjali li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent li jistgħu jintremew fiċ-ċentru tar-riċiklaġġ lokali tiegħek.

Il-materjal tal-imballaġġ użat għandu jitwassal fil-punt tar-rimi tal-iskart magħżul mill-awtoritajiet lokali. Informazzjoni dwar il-possibiltajiet tar-rimi tal-prodott użat hija pprovduta mill-uffiċċju municiċipali jew tal-belt.



RIMI TA' TAGĦMIR ELETTRIKU U ELETTRONIKU UŻAT

Għal raġunijiet ta' protezzjoni ambjentali, prodotti elettriċi u elettronici użati m'għandhomx jintremew ma' skart municiċipali normali fl-iskart domestiku, iżda għandhom jintremew kif suppost. Informazzjoni dwar il-punti tal-ġbir u l-hinijiet tal-ftuħ tagħhom hija pprovduta mill-uffiċċju rilevanti.



Dan il-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti tad-direttivi Ewropej u nazzjonali rilevanti li japplikaw għalih. Il-prodott jissodisfa r-rekwiżiti Ewropej u nazzjonali dwar is-sikurezza tal-apparati u l-prodotti.



Dan il-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti tad-direttivi Ewropej u nazzjonali rilevanti li japplikaw għalih, RoHS.



Tharisx lejn sors tad-dawl meta jkun mixgħul. Jista' jkun ta' ħsara għall-għajnejn.



Ir-rimi mhux xieraq ta' batteriji/akkumulaturi johloq riskju għall-ambjent!

Batteriji/akkumulaturi m'għandhomx jintremew mal-iskart domestiku. Jistgħu jkun fihom metalli tqal li jagħmlu l-ħsara u għandhom jiġu ttrattati bħala skart speċjali. Is-simboli kimiċi għal metalli tqal huma: Cd = kadmju, Hg = merkurju, Pb = comb. Għalhekk, batteriji/akkumulaturi użati għandhom jittieħdu f'punti municiċipali ta' ġbir ta' skart perikoluż.

Il-batterija integrata m'għandhiex tiġi żarmata għar-rimi. Il-prodott għandu jiġi mgħoddi kollu kemm hu f'punt ta' ġbir għall-elettronika użata.

Ahna nirriżervaw id-dritt li nagħmlu bidliet fit-test, id-disinn u d-dejta teknika tal-prodott mingħajr avviż.

Poštovani gospodine ili gospođo, zahvaljujemo što ste kupili naš proizvod!

Prije uporabe proizvoda, pročitajte sljedeće upute kako biste osigurali ispravnu uporabu proizvoda.

Sačuvajte ovaj priručnik za buduće potrebe i slijedite njegove preporuke jer nepoštivanje njegovih uputa može predstavljati prijetnju životu ili zdravlju.

PRIMJENA I OPIS UREĐAJA

Ovaj proizvod je namijenjen za kućnu upotrebu. Ovaj proizvod nije namijenjen za komercijalnu upotrebu ili druge primjene. Elektromišićni stimulator je terapijski uređaj namijenjen za kućnu upotrebu. Uređaj za elektrostimulaciju može se koristiti u sportu, rehabilitaciji, njezi tijela i poboljšanju ljepote.

Učinkovit je u smanjenju masnog tkiva i uklanjanju celulita. Također pomaže u liječenju boli. Stoga je elektrostimulacija mišića iznimno koristan tretman u kontekstu oporavka nakon brojnih ozljeda. Sportaši također cijene spravu za bolju regeneraciju i otklanjanje bolova koji su jako smetali dan nakon treninga.

Set uključuje par japanki koje djeluju kao elektrode za stopala, tako da možete masirati svoja umorna stopala nakon napornog dana na poslu.

Trening mišića i povećanje njihove izdržljivosti

Opuštanje

Umor mišića

Regeneracija mišića nakon vježbanja

Bol u leđima

Bolovi u zglobovima

Neuralgija

Za posttraumatsku bol mišićno-koštanog sustava

U slučaju poremećaja cirkulacije krvi

Kod kroničnih bolnih stanja različitih uzroka

Iz sigurnosnih razloga i razloga CE certifikacije, proizvod se ne smije prepravljati ili modificirati na bilo koji način. Ako koristite proizvod u svrhe koje nisu prethodno opisane, proizvod se može oštetiti. Osim toga, nepravilna uporaba može uzrokovati opasnosti kao što su kratki spojevi, požar, strujni udar itd.

POKRETANJE/ KORIŠTENJE FUNKCIJSKIH TIPKI

- Pažnja. Ambalažni materijal mora biti potpuno uklonjen s proizvoda.
- Provjerite jesu li komponente pravilno sastavljene.
- Elektrode treba zalijepiti na tijelo na odabranim mjestima:

Gumb SHOULDER - masira ramena i leđa

Gumb STRUK - masira struk i okolna područja **Gumb ZGLOBOVI** - stimulira zglobove

Tipka HAND&FOOT - masira stopala i ruke

Gumb LEG - noge

Pomoću tipki: **PRITISNI, TRLJAJ, VIBRIRAJ, PALAC** mijenjamo vrstu masaže koja se izvodi.

Umetanje/zamjena baterije

- Otvorite poklopac odjeljka za baterije i uklonite ga.
- Uklonite istrošene baterije. Umetnite nove baterije u odjeljak za baterije.
- Obratite pozornost na orijentaciju polova (+ i -).
- Zatvorite poklopac odjeljka za baterije.

Spajanje na USB napajanje

- Izvadite baterije iz odjeljka za baterije prije uspostavljanja USB veze.
- Spojite USB kabel na USB izvor napajanja.
- Spojite DC utikač USB kabela u strujnu utičnicu proizvoda.

Odabir izvora električne energije

Ako DC utikač nije spojen na proizvod, napajanje se napaja iz baterija.

Upute za zamjenu baterije:

- Umetnite baterije ispravno, pazeći na +/- polaritet.
- Koristite samo jednu vrstu baterije.
- Uvijek zamijenite cijeli set baterija.
- Istrošene baterije moraju se ukloniti iz uređaja i nikada se ne bacaju u vatru.
- Nikad ne pokušavajte puniti obične baterije.
- Čuvajte neiskorištene baterije u njihovoj ambalaži dalje od metalnih predmeta.
- **Ne ostavljajte djecu bez nadzora.**

SAVJET

- Na uređaju je potrebno provjeriti kompletnost isporuke i vidljiva oštećenja.
- U slučaju nepotpune isporuke ili ako primijetite oštećenje zbog neispravnog pakiranja ili transporta, obratite se servisnoj liniji.

TEHNIČKI PODACI

- Šifra proizvoda: 15833
- Lako čitljiv LCD zaslon
- Mogućnost spajanja 4 elektrode ili para preklopa
- Velcro preklopi: duljina umetka 26 cm
- Podešavanje brzine i intenziteta
- Intuitivan rad
- Učinkovit izbor programa
- Odabir vrste masaže 1x spojni kabel (4 KLIPSA)
- 1x spojni kabel (2 KOPALICE)
- Jastučić za elektrode
- USB punjač i strujni kabel
- Napajanje na baterije: 3x AA (nisu uključene)
- Proizvod ima CE certifikat
- Pažnja! Uređaj ne smiju koristiti osobe s srčanim stimulatorom, inzulinskom pumpom niti trudnice.

SIGURNOST KORIŠTENJA

Prije određivanja mjesta primjene elektroda, uvijek zapamtite opća pravila koja ne dopuštaju postavljanje elektroda na sljedeća mjesta:

Na suprotnim stranama moždanog omotača na takav način da električni impuls prolazi kroz mozak

Na suprotnim stranama prsnog koša tako da impuls prolazi kroz medijastinum

Direktno na rane

Neposredno iznad karotidnog sinusa (prednji lateralni srednji dio vrata)

Na kopcima i iznad očne duplje

Izravno na mjesta upale ili infekcije

Unutar usne šupljine na sluznici

Na koži s gustim dlakama (koža se može obrijati)

Pažnja! Uređaj ne smiju koristiti osobe s srčanim stimulatorom, inzulinskom pumpom niti trudnice.

SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj proizvod mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva ili znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnoj uporabi proizvoda i razumiju rizike koji iz toga proizlaze.
- Djeca se ne smiju igrati s proizvodom.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpu ili blagi deterdžent.
- Nemojte koristiti oštećeni uređaj.
- Pazite da materijali za pakiranje ne ostanu bez nadzora. Djeca se mogu početi igrati s njima, što je opasno.
- Zaštite proizvod od ekstremnih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti, jakih vibracija, visoke vlage, vlage, zapaljivih plinova, para i otapala.
- Ne izlažite proizvod mehaničkom opterećenju.
- Ako siguran rad više nije moguć, prekinite uporabu i osigurajte proizvod od ponovne uporabe. Siguran rad više nije moguć ako je proizvod: - oštećen, - ne radi ispravno, - je skladišten dulje vrijeme pod nepovoljnim uvjetima ili - je bio prekomjerno natovaren tijekom transporta.
- Zabranjeno je koristiti proizvod ako je bilo koji dio oštećen. Ako je kabel oštećen, zabranjeno je samostalno obavljati popravke.
- Nemojte sami rastavljati uređaj.
- Zaštite proizvod od vlage.
- Pazite da ne oštetite USB kabel ostrim rubovima ili vrućim predmetima. Prije upotrebe potpuno odmotajte USB kabel.
- Priloženi USB kabel prikladan je samo za ovaj proizvod.
- Odmah isključite proizvod i uklonite kabel iz proizvoda ako miriše na paljevinu ili je vidljiv dim. Neka proizvod provjeri kvalificirani tehničar prije ponovne uporabe.
- Ako se koristi USB adapter za struju, utičnica uvijek mora biti lako dostupna kako bi se USB adapter za napajanje mogao lako izvaditi iz utičnice u slučaju nužde. Molimo također slijediti upute za uporabu proizvođača.
- Uvijek koristite proizvod prema namjeni.

SIGURNOSNE UPUTE ZA BATERIJE/AKUMULATORE

- Držite baterije/akumulatore izvan dohvata djece. Ako se proguta, odmah potražite liječničku pomoć!
- Baterije za jednokratnu upotrebu ne smiju se ponovno puniti. Baterije/akumulatori se ne smiju kratko spajati i/ili otvarati. To može uzrokovati pregrijavanje, požar ili eksploziju.
- Nikada ne bacajte baterije/akumulatore u vatru ili vodu.
- Baterije/akumulatori nikada ne smiju biti izloženi mehaničkom opterećenju.
- Opasnost od curenja kiseline iz baterija/akumulatora.
- Izbjegavajte ekstremne uvjete i temperature koje mogu utjecati na baterije / akumulatore, npr. radijatore / izravnu sunčevu svjetlost.
- Ako baterije/akumulatori cure, izbjegavajte kontakt kože, očiju i sluznice s kemikalijama! Zahvaćena područja odmah isperite čistom vodom i posjetite liječnika!
- Baterije/akumulatori koji cure ili su oštećeni mogu izazvati kemijske opekline u dodiru s kožom. Stoga biste u tom slučaju trebali nositi odgovarajuće zaštitne rukavice.



SAVJETI I INFORMACIJE O UPRAVLJANJU ISTROŠENOM AMBALAŽOM

Ambalaža je izrađena od ekološki prihvatljivih materijala koji se mogu zbrinuti u vašem lokalnom centru za recikliranje. Iskorišteni materijal za pakiranje treba predati na mjesto za odlaganje otpada koje su odredile lokalne vlasti. Informacije o mogućnostima zbrinjavanja rabljenog proizvoda daje općinski, odnosno gradski ured.



ZBRINJAVANJE KORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Iz razloga zaštite okoliša, iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati s uobičajenim komunalnim otpadom u kućni otpad, već se moraju odlagati na odgovarajući način. Informacije o sabirnim mjestima i njihovom radnom vremenu daje nadležni ured.



Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima relevantnih europskih i nacionalnih direktiva koje se na njega odnose. Proizvod zadovoljava europske i nacionalne zahtjeve o sigurnosti uređaja i proizvoda.



Ovaj proizvod u skladu je sa zahtjevima relevantnih europskih i nacionalnih direktiva koje se na njega odnose, RoHS.



Ne gledajte u izvor svjetla dok je uključen. Može biti štetno za oči.



Neppravilno odlaganje baterija/akumulatora predstavlja opasnost za okoliš!

Baterije/akumulatori se ne smiju odlagati s kućnim otpadom. Mogu sadržavati štetne teške metale i treba ih tretirati kao poseban otpad. Kemijski simboli za teške metale su: Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo.

Stoga istrošene baterije / akumulatore treba odnijeti na sabirna mjesta za komunalni opasni otpad.

Ugrađena baterija ne smije se rastavljati radi odlaganja. Proizvod je potrebno u cijelosti predati na sabirno mjesto za rabljenu elektroniku.

Zadržavamo pravo izmjene teksta, dizajna i tehničkih podataka proizvoda bez prethodne najave.

Уважаемый господин или госпожа, спасибо за покупку нашего продукта!

Перед использованием продукта, пожалуйста, прочтите следующие инструкции, чтобы обеспечить правильное использование продукта.

Пожалуйста, сохраните данное руководство для дальнейшего использования и следуйте содержащимся в нем рекомендациям, поскольку несоблюдение его инструкций может представлять угрозу жизни или здоровью.

ПРИМЕНЕНИЕ И ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для домашнего использования. Данный продукт не предназначен для коммерческого использования или иных целей.

Электромиостимулятор — это терапевтический прибор, предназначенный для домашнего использования. Электростимулирующий аппарат можно использовать в спорте, реабилитации, уходе за телом и для улучшения внешнего вида.

Эффективен для уменьшения жировой ткани и устранения целлюлита. Он также помогает при лечении боли. Таким образом, электростимуляция мышц является чрезвычайно полезным методом лечения в контексте восстановления после многих травм. Спортсмены также высоко ценят устройства, способствующие лучшей регенерации и устранению боли и болезненных ощущений, которые сильно беспокоили на следующий день после тренировки.

В комплект входит пара шлепанцев, которые выполняют функцию электродов для ног, чтобы вы могли массировать уставшие ноги после изнурительного рабочего дня.

Тренировка мышц и повышение их выносливости

Расслабление

Мышечная усталость

Регенерация мышц после тренировки

Боль в спине

Боль в суставах

Невралгия

При посттравматических болях опорно-двигательного аппарата

При нарушениях кровообращения

При хронических болевых состояниях различного происхождения

Из соображений безопасности и сертификации CE изделие не подлежит переделке или модификации каким-либо образом. Если вы используете продукт в целях, отличных от описанных ранее, продукт может быть поврежден. Кроме того, неправильное использование может привести к таким опасностям, как короткое замыкание, пожар, поражение электрическим током и т. д.

ЗАПУСК/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КНОПОК

- Внимание. Упаковочный материал должен быть полностью удален с изделия.
- Убедитесь, что компоненты собраны правильно.
- Электроды следует прикрепить к телу в определенных местах:

Кнопка SHOULDER - массирует плечи и спину

Кнопка WAIST - массирует талию и прилегающие области **Кнопка JOINT** - стимулирует суставы

Кнопка HAND&FOOT - массирует ноги и руки

Кнопка LEG - ноги

С помощью кнопок: **НАЖАТЬ, ПОТИРАТЬ, ВИБРАЦИЮ, БОЛЬШОЙ ПАЛЬЦЫ** мы меняем вид выполняемого массажа.

Установка/замена батареек

- Откройте крышку батарейного отсека и снимите ее.
- Удалите использованные батарейки. Вставьте новые батарейки в батарейный отсек.
- Обратите внимание на ориентацию полюсов (+ и -).
- Закройте крышку батарейного отсека.

Подключение к USB-питанию

- Перед установкой USB-подключения извлеките батарейки из батарейного отсека.
- Подключите USB-кабель к источнику питания USB.
- Подключите штекер постоянного тока USB-кабеля к разъему питания изделия.

Выбор источника электропитания

Если штекер постоянного тока не подключен к изделию, питание осуществляется от батареек.

Инструкции по замене батареек:

- Пожалуйста, вставляйте батарейки правильно, соблюдая полярность +/-.
- Используйте только один тип батареек.
- Всегда заменяйте весь комплект батареек.
- Разряженные батарейки необходимо извлекать из устройства и ни в коем случае не бросать в огонь.
- Никогда не пытайтесь заряжать обычные батарейки.

- Храните неиспользованные батареи в их упаковке вдали от металлических предметов.
- **Не оставляйте детей без присмотра.**

КОНЧИК

- Необходимо проверить комплектность поставки устройства и отсутствие видимых повреждений.
- В случае неполной поставки или если вы заметили повреждения, вызванные ненадлежащей упаковкой или транспортировкой, пожалуйста, свяжитесь с горячей линией сервисной службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Код товара: 15833
- Легко читаемый ЖК-дисплей
- Возможность подключения 4 электродов или пары лоскутов
- Клапаны на липучке: длина вставки 26 см
- Регулировка скорости и интенсивности
- Интуитивно понятное управление
- Эффективный подбор программ
- Выбор типа массажа 1х соединительный кабель (4 ЗАЖИМА)
- 1х соединительный кабель (2 ЗАЖИМА)
- Электродная накладка
- USB-зарядное устройство и кабель питания
- Питание: 3 батарейки типа AA (не входят в комплект)
- Продукт имеет сертификат CE.
- Внимание! Устройство не следует использовать людям с кардиостимулятором, инсулиновой помпой или беременным женщинам.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прежде чем определить место наложения электродов, всегда помните общие правила, которые не допускают размещения электродов в следующих местах:

На противоположных сторонах черепной коробки таким образом, чтобы электрический импульс проходил через мозг

На противоположных сторонах грудной клетки так, чтобы импульс проходил через средостение

Прямо на раны

Непосредственно над каротидным синусом (переднебоковая средняя часть шеи)

На веках и над глазами

Непосредственно к очагам воспаления или инфекции

Внутри полости рта на слизистой оболочке

На коже с густым волосатым покровом (кожу можно брить)

Внимание! Устройство не следует использовать людям с кардиостимулятором, инсулиновой помпой или беременным женщинам.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Данное изделие может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта или знаний при условии, что они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию изделия и понимают возникающие при этом риски.
- Детям не разрешается играть с изделием.
- Детям запрещается проводить чистку и техническое обслуживание без присмотра.
- Никогда не погружайте устройство в воду.
- Для чистки используйте влажную ткань или мягкое моющее средство.
- Не используйте поврежденное устройство.
- Следите за тем, чтобы упаковочные материалы не оставались без присмотра. Дети могут начать играть с ними, что опасно.
- Защищайте изделие от экстремальных температур, прямых солнечных лучей, сильных вибраций, высокой влажности, сырости, легковоспламеняющихся газов, паров и растворителей.
- Не подвергайте изделие механическим воздействиям.
- Если безопасная эксплуатация больше невозможна, прекратите использование и защитите изделие от повторного использования. Безопасная эксплуатация невозможна, если изделие: - было повреждено, - не функционирует должным образом, - хранилось в течение длительного периода времени в неблагоприятных условиях или - было чрезмерно перегружено во время транспортировки.
- Запрещается использовать изделие, если какая-либо его часть повреждена. Если кабель поврежден, запрещается производить ремонт самостоятельно.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Защищайте изделие от влаги.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить USB-кабель острыми краями или горячими предметами. Перед использованием полностью размотайте USB-кабель.
- Входящий в комплект USB-кабель подходит только для этого продукта.

- Немедленно выключите изделие и отсоедините кабель от изделия, если почувствуете запах гари или увидите дым. Перед повторным использованием обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки изделия.
- Если используется USB-адаптер питания, розетка всегда должна быть легкодоступна, чтобы в экстренной ситуации можно было легко извлечь USB-адаптер питания из розетки. Пожалуйста, также следуйте инструкциям по эксплуатации производителя.
- Всегда используйте изделие по назначению.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕЙ/АККУМУЛЯТОРОВ

- Храните батареи/аккумуляторы в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу!
- Одноразовые батареи нельзя перезаряжать. Батареи/аккумуляторы нельзя замыкать накоротко и/или вскрывать. Это может привести к перегреву, возгоранию или взрыву.
- Никогда не бросайте батареи/аккумуляторы в огонь или воду.
- Батареи/аккумуляторы ни в коем случае не следует подвергать механическим воздействиям.
- Опасность утечки кислоты из батарей/аккумуляторов.
- Избегайте экстремальных условий и температур, которые могут повлиять на батареи/аккумуляторы, например, радиаторов/прямых солнечных лучей.
- В случае протечки батареек/аккумуляторов избегайте попадания химикатов на кожу, в глаза и на слизистые оболочки! Немедленно промойте пораженные участки чистой водой и обратитесь к врачу!
- Протекающие или поврежденные батареи/аккумуляторы могут вызвать химические ожоги при контакте с кожей. Поэтому в таком случае следует надевать соответствующие защитные перчатки.



СОВЕТЫ И ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно утилизировать в местном пункте приема вторичной переработки.

Использованный упаковочный материал следует сдавать в пункт утилизации отходов, указанный местными органами власти. Информацию о возможностях утилизации использованного продукта можно получить в органах местного самоуправления или города.



УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В целях защиты окружающей среды отработанные электрические и электронные изделия нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами, их необходимо утилизировать надлежащим образом. Информацию о пунктах сбора и времени их работы можно получить в соответствующем офисе.



Данный продукт соответствует требованиям соответствующих европейских и национальных директив, которые к нему применяются. Изделие соответствует европейским и национальным требованиям безопасности приборов и изделий.



Данный продукт соответствует требованиям соответствующих европейских и национальных директив, RoHS, которые к нему применяются.



Не смотрите на включенный источник света. Это может быть вредно для глаз.



Неправильная утилизация батареек/аккумуляторов представляет опасность для окружающей среды!

Батареи/аккумуляторы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Они могут содержать вредные тяжелые металлы и должны рассматриваться как особые отходы. Химические символы тяжелых металлов: Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец.

Поэтому использованные батареи/аккумуляторы следует сдавать в муниципальные пункты сбора опасных отходов.

Встроенную батарею нельзя разбирать для утилизации. Изделие необходимо полностью сдать в пункт приема бывшей в употреблении электроники.